

Desco Wipes DT

Vlies kendő felületfertőtlenítő-szerrel való átitatáshoz

- Minden felületfertőtlenítő-szerhez használható
- Újratölthető adagolórendszer
- Megfelelő hatásfokú fertőtlenítést biztosít
- Higiéniailag kifogástalan oldat



DR. SCHUMACHER

Készítmény típusa

Felületek és orvostechikai eszközök gyors és egyszerű tisztítására és fertőtlenítésére használható száraz kendő, mely igény szerinti fertőtlenítőszerekkel itatható át. A kendő anyaga minőségi, magas értékű, szőszmentes Vlies-anyag. A keresztirányú szövésnek köszönhetően a **Desco Wipes DT** strapabíró és szakadásmentes. A kendő mind a munka kész gyors fertőtlenítőkészletekkel, mind a fertőtlenítőkészletekből előállított munka kész oldatokkal használható.

A **Desco Wipes DT**-t kimondottan felületfertőtlenítésre fejlesztették ki. Kiválóan kiadja a fertőtlenítőszeret és ezáltal a fertőtlenítendő felületeket kifogástalanul nedvesíti.

A **Desco Wipes DT** adagolását a speciálisan hozzá kifejlesztett **Desco Wipes adagolórendszer**ből lehet elvégezni. A kendőt egy praktikus, visszazárható adagolóból lehet kivenni.

A visszazárható rendszer megfelelő védelmet biztosít a munkaoldat külső kontaminációjával és a kipárolgással szemben.

Desco Wipes Adagolórendszer

Egy, a munkaoldat előállítására, higiénés tárolására és a kendő megfelelő adagolására kifejlesztett polietilénből és polipropilénből gyártott adagolóvödör. Az adagolást egy a kimondottan a felhasználás érdekében kifejlesztett tökéletesen záró, visszazárható adagolórendszerből végezhetjük el. A vödör 60 °C-ig mosogatógépekben is tisztítható.

Minden egyes adagolórendszer tartalmaz egy speciális matricát, melyen dokumentálható a munkaoldat gyártási-, lejárati ideje és sarzsza.

Felhasználás

Készítsünk 2,5-3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 liter) munkaoldatot a kívánt fertőtlenítőszerekből (a koncentrációt és a behatási időt lásd az adott termék-nél).

Végezetül itassuk át a kendőt az adagolóvödörben 2,5-3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 liter) a fertőtlenítőszerekből előállított munkaoldattal, vagy a munka kész alkoholos fertőtlenítőszerekkel. A teljes tekercs kifogástalan átitatásához 30-60perc szükséges.

A felületeket és a tárgyakat gondosan töröljük át.

Az adott fertőtlenítőszere vonatkozó behatási időket vegyük figyelembe!

Az általunk gyártott felület-fertőtlenítőkészletek koncentrációira vonatkozó eltarthatósági időket a VAH/ÖGHMP által javasolt koncentrációkra vizsgáltuk.

A munka kész alkoholos fertőtlenítőkészletek eltarthatósági idejét hasonló módszerek alapján ellenőriztük.

Az eltarthatósági idő minden esetben elérte a 28 napot.

A **Desco Wipes DT** a Dr. Schumacher GmbH által gyártott fertőtlenítőkészletek mellett más gyártók fertőtlenítőkészleteivel is használható. Kérjük vegye figyelembe az adott gyártó előírásait.

A **Desco Wipes DT** az adagolócsillagból egyesével letéphető és kivehető. A következő kendő a tetőben kiképzett tároló csészében biztonságosan tárolható.

A felhasznált fertőtlenítőszere gyártási-, lejárati idejére, ill. sarzsra vonatkozó adatok dokumentálását megkönnyítő speciális címkét minden egyes vlies-tekercshez mellékeljük.

Az adagolórendszert közvetlen hőszugárzásnak ne tegyük ki.

Alkalmazás

Így töltsse fel a Desco Wipes adagolórendszert



Desco Wipes DT

Vlies kendő felületfertőtlenítő-szerrel való átitatáshoz

Felhasználási terület

A **Desco Wipes DT**-t az orvosi épületek, mint kórházak, ápoló otthonok és rendelők, gyógyszeripar, laborok, valamint az élelmiszeripar és konyhák minden területén használhatjuk felület-fertőtlenítésre és tisztításra.

A termék különösen jól alkalmazható:

- beteg közeli helyeken, mint éjjeli szekrények, ágyak, vizsgálóágyak, valamint elkülönítő helyiségek pl. MRSA-s betegek részére;
- minden munkafelületen;
- minden olyan helyszínen, ahol a vízvételi lehetőség nem biztosított, vagy ahol a takarítóeszközök használata higiénés okokból nem lehetséges;
- nehezen hozzáférhető helyeken;

Összetétel

100 vagy 50 lapos, 32 cm x 30 cm-es lapokból álló száraz kendőtekercs, mely magas minőségű, szőszölés mentes spunlace, lyuggatott, 100%-ban műszálkeverékből készült vlies-kendő

Szállítási formák

Kiszereles	CSE.	Cikkszám
Desco Wipes DT 100 lapos	6 x 1 tekercs	00.915.RD10006
Desco Wipes DT 100 lapos	3 x 1 tekercs	00.915.RD10003
Desco Wipes DT 50 lapos	3 x 1 tekercs	00.915.RD5003
Desco Wipes Adagolóvödör üres	1 x1 vödör	00.915.E001
Desco Wipes Adagolóvödör üres	6 x1 vödör	00.915.E002

Adagolóeszközök

Kiszereles	CSE.	Cikkszám
Desco Wipes Falitartó	1 x1 db	00.902.EIM



Szakvélemények

Dr. Brill, higiénikus, Hamburg
Szakvélemény a *Cleanisept®*, *Biguanid Fläche N*, *Descosept AF*, *Descosept Pur*, *Optisal N*, *Terralin Protect* és *Incidin Plus* mikrobiológiai stabilitásáról **Desco Wipes DT** rendszerben.

Desco Wipes DT fertőtlenítő hatásának vizsgálata *Descosept Pur*-ral, *Cleanisept®*-tel, *Descosept AF*-fel és *Biguanid Fläche N*-nel kombinálva.

Desco Wipes DT fertőtlenítő hatásának vizsgálata *Desomed Rapid*-dal, kombinálva. *Desomed Rapid AF* és *Biguamed Perfekt N* mikrobiológiai stabilitásának vizsgálata **Desco Wipes DT** rendszerben.

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen
Szakvélemény a **Desco Wipes DT** kendőanyagának felület-fertőtlenítőszerrel való impregnálásra való alkalmasságáról.

B.Braun Melsungen AG
Szakvélemény a B.Braun felület-fertőtlenítőszerének **Desco Wipes DT**-vel való kompatibilitásáról.

Forgalomba hozatali információk

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

Nem engedély-, bejelentés köteles

Különböző zárókupakok:

Annak érdekében, hogy részlegenként vagy termékenként eltérő adagolórendszert használhasson, eltérő színű zárókupakok is rendelkezésre állnak.

