

Műszaki adatlap

MaiMed – Mull kompressz nem steril

Termékadatok:

Termék leírása: Kész géz kötszer pamutból, nem steril, **DIN EN 14079-VM 17, 20**, 17 –és 20 rétegű, 100% pamut. Sterilizálás 121°-on.

Megjegyzés: külső alkalmazásra a mentő szektorban, egészségügyi ellátásban, és az elsősegély területén

Verziók: **MaiMed-MK, unsteril, sterilizálható papír csomagolásban**

termék leírása	méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
8-rétegű	5 cm x 5cm	100 db	21010	4046153000647	8888700	10
8-rétegű	7,5cmx 7,5cm	100 db	21050	4046153000784	8888717	10
8-rétegű	7,5cmx 9 cm	100 db	21575	4046153002665	---	10
8-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21080	4046153000944	8888723	10
8-rétegű	10cm x 20cm	100 db	21132	4046153001187	2070358	5
12-rétegű	5 cm x 5cm	100 db	21020	4046153000685	8888746	10
12-rétegű	7,5cmx 7,5cm	100 db	21060	4046153000821	8888752	10
12-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21090	4046153000982	8888769	10
12-rétegű	10cmx12,5cm	100 db	21120	4046153001101	0120112	8
12-rétegű	10cm x 20cm	100 db	21140	4046153001224	8888775	5
16-rétegű	5 cm x 5cm	100 db	21030	4046153000708	8888781	10
16-rétegű	7,5cmx 7,5cm	100 db	21070	4046153000869	8888798	10
16-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21100	4046153001026	8888806	10
16-rétegű	10cmx12,5cm	100 db	21130	4046153001149	0120129	8
16-rétegű	10cm x 20cm	100 db	21150	4046153001262	3180066	5
16-rétegű	6 cm x 6 cm	100 db	21040	4046153000746	----	10
32-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21500	4046153002160	----	10

MaiMed –MK mullap, nem steril, „A” minőség, papír csomagolásban

termék leírása	méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
8-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21680	4046153002849	----	10
12-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21690	4046153002863	----	10

MaiMed –MK mullap, dupla sterilitált, papír csomagolásban

termék leírása	méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
8-rétegű	5 cm x 5cm	100 db	21502	4046153002207	----	10
12-rétegű	10cm x 10cm	100 db	21504	4046153002245	----	20