

Műszaki Adatlap

MaiMed – plast

Termékadatok:

Termék leírása: Bőrszínű ragtapasz tekercsen. Hosszában és keresztben is téphető. Taft szövetből cink-oxid ragasztó felülettel ellátva .

Megjegyzés: kényelmes kötésrögzítéshez

Verziók:

MaiMed-plast, nem steril

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	1,25cmx9,1m	bőrszínű	24 darab	77145	4046153027828	4002533	24
ragasztó tekercs	2,5cmx9,1m	bőrszínű	12 darab	77150	4046153027842	4002556	24
ragasztó tekercs	5,00cmx9,1m	bőrszínű	6 darab	77155	4046153027866	4002562	24

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: hordozó anyag : taftszövet
ragasztó : cinkoxid

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.