

Műszaki Adatlap

MaiMed – pore

Termékadatok:

Termék leírása: Fehér ragtapasz tekercsen..Keresztben és hosszában is téphető.Nem szőtt, porózus anyagból, poliakrilát ragasztóval.

Megjegyzés: megfelelő rögzítést biztosít az alatta lévő kötszereknek, önmagában is alkalmas rögzítésekre.

Verziók:

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	1,25cmx9,1m	fehér	24 darab	77175	4046153027903	4002616	24
ragasztó tekercs	2,5cmx9,1m	fehér	12 darab	77180	4046153027941	4002622	24
ragasztó tekercs	5,00cmx9,1m	fehér	6 darab	77185	4046153027965	4002674	24
ragasztó tekercs	7,5,cmx9,1m	fehér	4 darab	77190	4046153027989	---	24

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: hordozó anyag : vlisz szövet
ragasztó : polyakrilát

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.