

Műszaki Adatlap

MaiMed – Silk (fehér)

Termékadatok:

Termék leírása: mesterséges selyem ragasztó Taft polyacrylat ragasztóval, fehér színű,hosszában és keresztben is téphető, latex mentes

Megjegyzés: megfelelő rögzítést biztosít az alatta lévő kötszereknek, önmagában is alkalmas rögzítésekre.

Verziók:

MaiMed-silk, nem steril/doboz

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	1,25cmx9,1m	fehér	24 darab	77115	4046153027682	4002579	24
ragasztó tekercs	2,5cmx9,1m	fehér	12 darab	77120	4046153027743	4002585	24
ragasztó tekercs	5,00cmx9,1m	fehér	6 darab	77125	4046153027781	4002591	24

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: hordozó anyag : mesterséges selyem taft szövet
ragasztó : polyakrilát

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.