

# Technikai adatlap

## MaiMed – stretch

Termékadatok:

Termék leírása: nem steril, hipoallergén, fehér, elasztikus rögzítőtapasz, vlies anyagból (poliészterből). A poliakrilát ragasztó biztos tartást ad, és kíméletesen eltávolítható.

Megjegyzés: Kötszerek külsőleges, nagy felületen történő, rugalmas rögzítéséhez.

Verziók: **MaiMed-strech, nem steril, dobozban**

termék leírása	méret	szín	doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
rögzítőtapasz	5 cm x 10 m	fehér	1 db	77580	4046153028429	4002705	60
rögzítőtapasz	10 cm x 10 m	fehér	1 db	77585	4046153028467	4002711	32
rögzítőtapasz	15 cm x 10 m	fehér	1 db	77590	4046153028481	4002800	20
rögzítőtapasz	20 cm x 10 m	fehér	1 db	77595	4046153028504	4002817	16
rögzítőtapasz	30 cm x 20 m	fehér	1 db	77600	4046153028528	4002823	10

Minőségbiztosítás: MPG, 93/42/EWG irányelvnek megfelelően  
CE-jelölés minden csomagolási szinten  
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: Szalag: vlies anyag (100% poliészter)  
Ragasztó: hipoallergén poliakrilát ragasztó

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de) honlapon talál.