

Technikai adatlap

MaiMed – plast Classic

Termékadatok:

Termék leírása: Felhasználásra kész, bőrszínű, merev gyorstapasz, kiemelkedően jó tapadással, amelyet a cink-oxid ragasztós taftszövet biztosít. Légáteresztő és puha.

Megjegyzés: Kisebb sérülések külsőleges fedésére.

Verziók: **MaiMed-plast Classic, nem steril, dobozban**

termék leírása	méret	szín	doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
gyorstapasz	4 cm x 5 m	bőrszínű	1 db	77310	4046153028122	4002846	60
gyorstapasz	6 cm x 5 m	bőrszínű	1 db	77320	4046153028146	4002852	42
gyorstapasz	8 cm x 5 m	bőrszínű	1 db	77330	4046153028160	4002875	36

Minőségbiztosítás: MPG, 93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság : 5 év

Alapanyag: Szalag: taftszövet
Sebpárna: viszkóz, polietilén
Ragasztó: cink-oxid ragasztó

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.