

Technikai adatlap

MaiMed – porefix transparent

Termékadatok:

Termék leírása: Steril, átlátszó, műtét után használatos sebtapasz poliuretánból, közepén elhelyezkedő, puha vlies anyagból készült nedvszívó párnával. A poliakrilát ragasztó biztos tartást ad, és kíméletesen eltávolítható.

Megjegyzés: Sérülések és műtét utáni sebek külsőleges fedésére.

Verziók: **MaiMed-porefix transparent, steril**

termék leírása	méret	szín	doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
gyorstapasz	6 x 7 cm	átlátszó	50 x 1 db	77091	4046153106325	9100625	24
gyorstapasz	9 x 10 cm	átlátszó	25 x 1 db	77092	4046153106349	9100631	30
gyorstapasz	9 x 15 cm	átlátszó	25 x 1 db	77093	4046153106363	9100648	30
gyorstapasz	10 x 20 cm	átlátszó	25 x 1 db	77094	4046153106387	9100654	30
gyorstapasz	10 x 25 cm	átlátszó	25 x 1 db	77095	4046153106400	9100660	15
gyorstapasz	10 x 30 cm	átlátszó	25 x 1 db	77096	4046153106424	9100677	15

Minőségbiztosítás: MPG, 93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: Is

Felhasználhatóság (sterilitás lejárata): 5 év

Alapanyag: Szalag: poliuretán
Sebpárna: 80 % viszkóz, 20 % polipropilén vékony poliészter filmmel
Ragasztó: hipoallergén poliakrilát ragasztó

Sterilizálás módja: Ethylénoxid (EO)

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.