

Műszaki Adatlap

MaiMed – film

Termékadatok:

Termék leírása: Átlátszó fedésre és rögzítésre tekercses kiszerelésben. Védelmet biztosít a víz és a szennyeződések ellen. Keresztben és hosszában is téphető. Mikroperforált fólia, poliakrilát ragasztóval.

Megjegyzés: megfelelő rögzítést biztosít az alatta lévő kötszereknek, önmagában is alkalmas rögzítésekre

Verziók:

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	1,25cmx9,1m	fehér	24 darab	77205	4046153028023	2207840	24
ragasztó tekercs	2,5cmx9,1m	fehér	12 darab	77210	4046153028061	2207857	24
ragasztó tekercs	5,00cmx9,1m	fehér	6 darab	77215	4046153028085	2207863	24
ragasztó tekercs	7,5,cmx9,1m	fehér	4 darab	77220	4046153028108	---	24

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: hordozó anyag : PE

ragasztó : polyakrilát

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.