

# Műszaki adatlap

## MaiMed – FM Comfort operációs maszk

Termékadatok:

Termék leírása: Operációs maszk, 3 rétegű, nem szótt, gumis illetve szalagos kivitelben. Anatómiailag tökéletes illeszkedés az állítható orr csipesz résznek köszönhetően. A szájmazsk latex-mentes, hipoallergén, üvegszál-mentes. Sterilizálás Etilénoxiddal.

Megjegyzés: Kórházi és élelmiszeripari területen egyaránt használható.

Verziók:

| Termék leírása | Méret     | Szín      | Doboz tartalma | cikkszám | EAN           | PZN     | doboz/karton |
|----------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------|--------------|
| Gumis maszk    | egy méret | zöld      | 50 darab       | 75513    | 4046153026920 | 5014142 | 20           |
| Gumis maszk    | egy méret | kék       | 50 darab       | 75503    | 4046153026722 | 2208101 | 20           |
| Gumis maszk    | egy méret | sárga     | 50 darab       | 75517    | 4046153026982 | 5467553 | 20           |
| Gumis maszk    | egy méret | rózsaszín | 50 darab       | 75514    | 4046153026944 | 5467576 | 20           |
| Gumis maszk    | egy méret | fehér     | 50 darab       | 75512    | 4046153026906 | 5467582 | 20           |

Minőségbiztosítás: MPG, 93/42/EWG irányelvnek megfelelően; EN 14683 ( II-es típus osztály)  
CE-jelölés minden csomagolási szinten  
CE-besorolási osztály: I  
Szűrés hatékonysága : > 98%  
A Nelson laboratórium által : 99,3 %

Felhasználhatóság: 5 év

Anyag összetétel: külső: 100 % üvegszál mentes, nem szótt ( ca. 20g/m<sup>2</sup>)  
belső: üvegszál mentes közepes szűrő ( ca. 20g/m<sup>2</sup>)  
hátlapja: 100 % üvegszál mentes, nem szótt ( ca. 16g/m<sup>2</sup>)  
orr nyereg rész: flexibilis alumínium műanyag bevonattal  
gumi rögzítő: pamut; spandex ( kb. 16,5 cm hosszú )

Méretek: maszk: hosszúság 175 ± 2 mm; szélesség: 95 ± 2 mm

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de) honlapon talál.