

Műszaki adatlap

MaiMed – Tex steril latex kesztyű

Termékadatok:

Termék leírása: OP - kesztyű latexből, biztonsági mandzsettával, steril, mikro - texturált felülettel, enyhén púderezett, és anatómiailag teljesen formázott. Rendkívül magas érzékenységet kínál.

Megjegyzés: Sebészeti invazív alkalmazásra

Verziók:

MaiMed-Tex, steril

termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
OP-kesztyű	6	világos bézs	50 pár	74510	4046153025404	4842606	4
OP-kesztyű	6,5	világos bézs	50 pár	74515	4046153025428	4842612	4
OP-kesztyű	7	világos bézs	50 pár	74520	4046153025442	4842629	4
OP-kesztyű	7,5	világos bézs	50 pár	74525	4046153025466	4842635	4
OP-kesztyű	8	világos bézs	50 pár	74530	4046153025480	4842641	4
OP-kesztyű	8,5	világos bézs	50 pár	74535	4046153025503	4842658	4
OP-kesztyű	9	világos bézs	50 pár	74540	4046153025527	4842687	4

Minőségbiztosítás: EN 455-1,2,3,4; ASTM D 3577; ISO 10282

AQL<1,0

CE-jelölés minden csomagolási szinten

CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság (sterilitás lejárata): 5 év

Fizikai tulajdonságok:

Méret	Hossz/mm	Szélesség/mm	Vastagság / Kéz	Öregítés előtt	
5 1/2	min.280mm	72 ± 4	0,23mm ± 0,02 mm	szakító szilárdság	nyújthatóság
6		77 ± 5		min 9 N	min 800 %
6 1/2		83 ± 5			
7		89 ± 5		Öregítés után	
7 1/2		95 ± 5		szakító szilárdság	nyújthatóság
8		102 ± 6		min 9 N	min 700 %
8 1/2		108 ± 6			
9		114 ± 6			

Sterilizálás módja: Gamma

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.