

Műszaki Adatlap

MaiMed – Solution púdermentes Nitril kesztyű (fehér)

Termékadatok:

Termék leírása: egyszer használatos nitril kesztyű, fehér, textúrázott ujjvégű kivitel, nem steril, púdermentes. Költséghatékony alternatívája a hagyományos latex-termékeknek.

Megjegyzés: Élelmiszer ipari, ipari és gyógyászati használatra egyaránt alkalmas.

Verziók:

MaiMed-solution PF, nem steril

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Nitril kesztyű	XS	fehér	200 darab	76155	4046153102464	7764864	10
Nitril kesztyű	S	fehér	200 darab	76156	4046153102488	7764870	10
Nitril kesztyű	M	fehér	200 darab	76157	40461530102501	7764887	10
Nitril kesztyű	L	fehér	200 darab	76158	4046153102525	7764893	10
Nitril kesztyű	XL	fehér	200 darab	76159	4046153102549	7764901	10

Minősbiztosítás: EN 455-1,2,3,4; EN 374- 1,2,3; ASTM 6319, CAT III
AQL 1,5
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Fizikális tulajdonságok:

Méret	Hosszúság/mm	Szélesség/mm	Falvastagság/mm			Öregítés előtt	
			szár rész	kéz	ujjak	szakító szilárdság	nyújthatóság
XS	240	≤80	0,06 mm	0,07 mm	0,09 mm	6 N	600 %
S	240	80 ± 10	0,06 mm	0,07 mm	0,09 mm		
M	240	95 ± 10	0,06 mm	0,07 mm	0,09 mm	Öregítés után	
L	240	110 ± 10	0,06 mm	0,07 mm	0,09 mm	szakító szilárdság	nyújthatóság
XL	240	≥ 110	0,06 mm	0,07 mm	0,09 mm	6 N	500 %

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.