

# Műszaki Adatlap

## MaiMed – Nitril LG PF kesztyű (kék)

Termékadatok:

Termék leírása: egyszer használatos nitril kesztyű, kék, textúrázott ujjvégű kivitel, nem steril, púdermentes. 300mm szárhosszúságú. Jobb és bal kézre egyaránt használható.

Megjegyzés: Élelmiszer ipari, ipari és gyógyászati használatra egyaránt alkalmas, valamint tisztítási területekre is használható.

Verziók:

**MaiMed-nitril LG PF, nem steril**

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Nitril kesztyű	XS	kék	100 darab	74093	4046153099825	---	10
Nitril kesztyű	S	kék	100 darab	74094	4046153031627	---	10
Nitril kesztyű	M	kék	100 darab	74095	4046153031641	---	10
Nitril kesztyű	L	kék	100 darab	74096	4046153031655	---	10
Nitril kesztyű	XL	kék	100 darab	74096	4046153031689	---	10

Minőségbiztosítás: EN 455-1,2,3,4; EN 374- 1,2,3; ASTM 6319  
AQL 1,5  
CE-jelölés minden csomagolási szinten  
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Fizikális tulajdonságok:

Méret	Hosszúság/mm	Szélesség/mm	Falvastagság/mm			Öregítés előtt	
			szár rész	kéz	ujjak	szakító szilárdság	nyújthatóság
XS	300	≤75	0,015±0,04	0,22±0,04	0,24±0,04	6 N	500 %
S	300	80 ± 10	0,015±0,04	0,22±0,04	0,24±0,04		
M	300	95 ± 10	0,015±0,04	0,22±0,04	0,24±0,04	Öregítés után	
L	300	110 ± 10	0,015±0,04	0,22±0,04	0,24±0,04	szakító szilárdság	nyújthatóság
XL	300	≥ 110	0,015±0,04	0,22±0,04	0,24±0,04	6 N	400 %

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de) honlapon talál.