

Műszaki Adatlap

MaiMed – Nitril ST PF kesztyű (kék)

Termékadatok:

Termék leírása: egyszer használatos nitril kesztyű, kék, textúrázott ujjvégű kivitel, nem steril, púdermentes. 300mm szárhosszúságú, 8 mil (0,2mm) anyagvastagságú. Jobb és bal kézre egyaránt használható.

Megjegyzés: Élelmiszer ipari, ipari és gyógyászati használatra egyaránt alkalmas, valamint tisztítási és állategészségügyi területen is használható.

Verziók:

MaiMed-nitril ST PF, nem steril

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Nitril kesztyű	XS	kék	50 darab	74241	4046153031085	---	10
Nitril kesztyű	S	kék	50 darab	74242	4046153031108	---	10
Nitril kesztyű	M	kék	50 darab	74243	4046153031122	---	10
Nitril kesztyű	L	kék	50 darab	74244	4046153031146	---	10
Nitril kesztyű	XL	kék	50 darab	74245	4046153031160	---	10

Minőségbiztosítás: EN 455-1,2,3,4; EN 374- 1,2,3; ASTM 6319
AQL 1,5
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Fizikális tulajdonságok:

Méret	Hosszúság/mm	Szélesség/mm	Falvastagság/mm			Öregítés előtt	
			szár rész	kéz	ujjak	szakító szilárdság	nyújthatóság
XS	300	≤75	0,017±0,04	0,24±0,04	0,27±0,04	6 N	500 %
S	300	80 ± 10	0,017±0,04	0,24±0,04	0,24±0,04		
M	300	95 ± 10	0,017±0,04	0,24±0,04	0,24±0,04	Öregítés után	
L	300	110 ± 10	0,017±0,04	0,24±0,04	0,24±0,04	szakító szilárdság	nyújthatóság
XL	300	≥ 110	0,017±0,04	0,24±0,04	0,24±0,04	6 N	400 %

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.