

Műszaki adatlap

MaiMed – Vinyl PF kesztyű

Termékadatok:

Termék leírása: egyszer használatos átlátszó vizsgáló kesztyű vinylből, vékony, sima felületű, nem steril, púdermentes. Jobb és bal kézre egyaránt megfelelő.

Megjegyzés: Élelmiszeripari, ipari és gyógyászati használatra egyaránt alkalmas.

Verziók:

MaiMed-vinyl PF, nem steril

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Vinyl kesztyű	XS	átlátszó	100 darab	74036	4046153023202	2074497	10
Vinyl kesztyű	S	átlátszó	100 darab	74045	4046153023301	0749212	10
Vinyl kesztyű	M	átlátszó	100 darab	74055	4046153023349	0749206	10
Vinyl kesztyű	L	átlátszó	100 darab	74059	4046153023363	0749198	10
Vinyl kesztyű	XL	átlátszó	100 darab	74063	4046153023448	2074534	10

Minőségbiztosítás: EN 455-1,2,3,4;
AQL 1,5
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Elérhetőség: 5 év

Fizikális tulajdonságok:

Méret	Hosszúság/mm	Szélesség/mm	Falvastagság/mm			Öregítés előtt	
			kar	kézfej	ujjak	szakító szilárdság	nyújthatóság
XS	240	≤75	min. 0,05	min. 0,08	min. 0,06	min. 3,6 N	min. 350 %
S	240	80 ± 10	min. 0,05	min. 0,08	min. 0,06		
M	240	95 ± 10	min. 0,05	min. 0,08	min. 0,06	Öregítés után	
L	240	110 ± 10	min. 0,05	min. 0,08	min. 0,06	szakító szilárdság	nyújthatóság
XL	240	≥ 110	min. 0,05	min. 0,08	min. 0,06	min. 3,6 N	min. 350 %

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.