

Műszaki Adatlap

MaiMed – Haft Krepp (fehér)

Termékadatok:

Termék leírása: Fehér , rugalmas rögzítő kötszer, nem steril , pamutból és poliamidból.
Mikro tapadást biztosít, latex bevonattal ellátva.

Megjegyzés: Különösen felhasználóbarát, nincs szükség kötszer klippre, minden típusú rögzítés kötszer rögzítésére alkalmas

Verziók:

Maielast-haft krepp, nem steril,1 db/doboz

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	4cmx4m	fehér	1 darab	61262	4046153016723	0549950	84
ragasztó tekercs	6cmx4m	fehér	1 darab	61272	4046153016761	0549967	54
ragasztó tekercs	8cmx4m	fehér	1 darab	61282	4046153016808	0549973	48
ragasztó tekercs	10cmx4m	fehér	1 darab	61292	4046153016846	0549996	36
ragasztó tekercs	12cmx4m	fehér	1 darab	61302	4046153016884	0550002	26

Maielast-haft krepp, nem steril,1 db/doboz

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
ragasztó tekercs	4cmx20m	fehér	1 darab	61162	4046153016501	0120106	22
ragasztó tekercs	6cmx20m	fehér	1 darab	61172	4046153016549	8889272	16
ragasztó tekercs	8cmx20m	fehér	1 darab	61182	4046153016600	8889289	12
ragasztó tekercs	10cmx20m	fehér	1 darab	61192	4046153016648	8889295	10
ragasztó tekercs	12cmx20m	fehér	1 darab	61202	4046153016686	8889303	8

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: 36% pamut,36% viszkóz,28% poliamid,nyújthatóság cca.95%, alapl méret 4m, kinyújtva cca.20m.

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.