

Műszaki Adatlap

MaiMed –Haft Krepp color

Termékadatok:

Termék leírása: Rugalmas rögzítő kötszer, nem steril , pamutból és poliamidból. Mikro tapadást biztosít, latex bevonattal ellátva.2-szeres rugalmasság, a latex tartalomnak köszönhetően. Különböző színben elérhető.

Megjegyzés: Különösen felhasználóbarát, nincs szükség kötszer klippre, minden típusú rögzítés kötszer rögzítésére alkalmas

Verziók:

Maiaelast-haft krepp color,nem steril,1 db/doboz

Termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
pólya tekercs	6cmx20m	kék	1 darab	61370	4046153017126	0336289	16
pólya tekercs	6cmx20m	piros	1 darab	61371	4046153031269	2502349	16
pólya tekercs	8cmx20m	kék	1 darab	61380	4046153017164	2502355	12
pólya tekercs	8cmx20m	piros	1 darab	61381	4046153031283	0337001	12
pólya tekercs	10cmx20m	kék	1 darab	61390	4046153017201	0331736	10
pólya tekercs	10cmx20m	piros	1 darab	61391	4046153031306	2502361	10

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: 72% pamut,28% poliamid,nyújthatóság cca.95%, kinyújtva cca.20m.

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.