

# Műszaki adatlap

## MaiMed – Trikot

### Termékadatok:

Termék leírása: Fehér, elasztikus csőkötés, nem steril, pamutból és viszkózból. A redőzés nélküli termék gyűrődés nélkül felveszi az anatómiai formát. 121 °C-tól sterilizálható.

Megjegyzés: gipsz kötések alá a bőr védelmére; kötszerek rögzítésére

### Verziók:

#### **MaiMed –Trikot ,nem steril, 1 darab egy csomagban**

| termék leírása                          | Méret | Szín  | Doboz tartalma/szélesség | cikkszám | EAN           | PZN     | doboz/karto |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|----------|---------------|---------|-------------|
| Ujj/gyermekujj kötözésre                | 1-es  | fehér | 1 db/csomag/1,5cm        | 73291    | 4046153109388 | 2073210 | 20          |
| Ujjak kötözésére                        | 2-es  | fehér | 1 db/csomag/2,5cm        | 73292    | 4046153109401 | 2073227 | 12          |
| Gyermek kar kötözésre                   | 3-as  | fehér | 1 db/csomag/3,5cm        | 73293    | 4046153109425 | 9636113 | 10          |
| Kar és gyermekláb kötözésre             | 4-es  | fehér | 1 db/csomag/5,5cm        | 73294    | 4046153109449 | 9636159 | 6           |
| Láb-lábfej kötözésre                    | 5-ös  | fehér | 1 db/csomag/7 cm         | 73295    | 4046153109463 | 9636171 | 5           |
| Fej-és arc kötözésre                    | 6-os  | fehér | 1 db/csomag/9 cm         | 73296    | 4046153109487 | 7636188 | 4           |
| Gyermek test és felnőtt törzs kötözésre | 7-es  | fehér | 1 db/csomag/12 cm        | 73297    | 4046153109500 | 2073285 | 3           |
| Comb és törzs kötözésre                 | 8-as  | fehér | 1 db/csomag/16 cm        | 73180    | 4046153022724 | 2073322 | 18          |

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően  
CE-jelölés minden csomagolási szinten  
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság (sterilitás lejárata) : 5 év

Alapanyag: 67% Pamut, 33% viszkóz; teljes nyújthatósága cca. 20méter

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de) honlapon talál.