

Műszaki adatlap

MaiMed –Gipsan / Longuetta

Termékadatok:

Termék leírása: Fehér gipszpólya, 3-4 mp. merítési idő az optimális nedvesség eléréséig. Száradási idő 120 mp. 30 mp. után maximális terhelhetőség. Vizhatlan pvc-fólia csomagolásban szállítva.

Megjegyzés: gipszlenyomatokhoz

Verziók:

MaiMed -Gipsan,nem steril, 2 darab egy fólia csomagban

termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Gipsz pólya	6 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	67020	4046153051564	3197434	80
Gipsz pólya	8 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	67030	4046153051588	3197517	60
Gipsz pólya	10 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	67040	4046153051601	3197919	40
Gipsz pólya	12 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	67050	4046153051625	3199427	40
Gipsz pólya	15 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	67060	4046153051649	3199433	30
Gipsz pólya	20 cm x 2 m	fehér	2 db/csomag	167070	4046153051663	3199479	20
Gipsz pólya	6 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67120	4046153050147	3199485	48
Gipsz pólya	8 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67130	4046153050161	3203376	36
Gipsz pólya	10 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67140	4046153050185	3204795	30
Gipsz pólya	12 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67150	4046153050208	3205205	24
Gipsz pólya	15 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67160	4046153050222	3205211	20
Gipsz pólya	20 cm x 3 m	fehér	2 db/csomag	67170	4046153050246	3209551	15

MaiMed - Longuetta,nem streil, egyesével fóliába csomagolva

termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Longuetta, 4 rétegű	10 cm x 20 m	fehér	1 db/csomag	167340	4046153033645	3210459	3
Longuetta, 4 rétegű	12 cm x 20 m	fehér	1 db/csomag	167350	4046153033669	3210040	3
Longuetta, 4 rétegű	15 cm x 20 m	fehér	1 db/csomag	167360	4046153033683	3210465	2
Longuetta, 4 rétegű	20 cm x 20 m	fehér	1 db/csomag	167370	4046153033706	3215712	1

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság (sterilitás lejárata) : 5 év

Alapanyag: gipsz

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.