

# Műszaki Adatlap

## MaiMed – Mulltupfer, steril

Termékadatok:

**Termék leírása:** Kész géz tupfer, steril , DIN EN 14079-VM 20 20 rétegű 100%-os pamut mullból

**Megjegyzés:** A külső seb ellátáshoz ambulanciára , elsősegély állomásra, műtőkbe, dialízis állomásra terület

**Verziók:**

**MaiMed-MT, steril,  
peel-pakk  
csomagolásban/doboz**

Termék leírása	Méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
tupfer „dió”	15x16cm	50x(2+3) db	35019	4046153008186	---	4
tupfer „szilva”	20cmx20cm	100x2 db	35028	4046153008261	---	4
tupfer „szilva”	20cmx20cm	100x3 db	35027	4046153008247	---	6
tupfer „szilva”	20cmx20cm	50x(2+2) db	35010	4046153008087	0119511	4
tupfer „szilva”	20cmx20cm	50x(2+3) db	35020	4046153008209	0119505	4
tupfer „szilva”	20cmx20cm	10x10 db	35030	4046153008308	2072788	10
tupfer „szilva”	20cmx20cm	10x12 db	35041	4046153008407	---	10
tupfer „szilva”	20cmx20cm	10x20 db	35034	4046153008346	3191578	8
tupfer „szilva”	20cmx20cm	8x30 db	35035	4046153008360	2072802	8
tupfer „tojás”	25cmx26cm	50x(2+3) db	35021	4046153008223	---	4
tupfer „tojás”	25cmx26cm	10x10 db	35040	4046153008384	2072819	10
tupfer „extra”	30cmx40cm	30x5db	35060	4046153008469	---	6
tupfer „extra”	30cmx40cm	5x10 db	35061	4046153008483	2072831	5

**Minőségbiztosítás:** MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően  
EN 14079-VM 20  
CE-jelölés minden csomagolási szinten  
CE-besorolási osztály: Is

**Felhasználhatóság:** 5 év

**Sterilizálva:** EO

**Alapanyag:** 100% pamut  
20 rétegű mullból ( 27g/m<sup>2</sup> )

**Szimbólumok:**

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de) honlapon talál.