

Műszaki Adatlap

MaiMed – Alkoholtupfer

Termékadatok:

Termék leírása: Alkoholtupfer vlisz anyagból, 0,4ml Izopropil-Alkohollal átitatva, mely 70%-os. Praktikus, könnyen nyitható, azonnal használható, nagy szakítószilárdságú

Megjegyzés: szubkután injekciózás előtt a bőr fertőtlenítésére

Verziók:

MaiMed-
Alkoholtupfer,
100x1db

Termék leírása	Méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Alkoholtupfer	30x30mm,2db	100x1 db	76620	4046153090020	9391893	60

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően
CE-jelölés minden csomagolási szinten
CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság: 5 év

Alapanyag: 100% vlisz anyag

0,4ml Izopropil alkohollal, mely 70%-os átitatott kendő

Szimbólumok:

A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a www.MaiMed.de honlapon talál.