



Produktkatalog **2015/2016**

Heilung



Schutz



Pflege



Hygiene



Allgemeines

Willkommen bei MaiMed®	4	Normen und Richtlinien	12
Service und Erreichbarkeit	5	Materialien	13
Logistikmanagement	6	Schutzmaßnahmen (HACCP)	14
Qualität und Leistung	8	Sterilisationsverfahren	15
Produktkennzeichnungen	11		

Wundversorgung 01



Mullkompressen	18
Mull-Schlitzkompressen	21
Vlieskompressen	22
Vlies-Schlitzkompressen	23
Stomakompressen	23
Saugkompressen	24
Vlies-Saugkompressen	24
Mulltupfer	25
Vliestupfer	27
Präpariertupfer	27
Zellstofftupfer/Zellstofftupferbox	28
Bauchtücher	30
Verbandmull	32
Nasenverband	33

Handschuhe 02



Informationen Handschuhe	36
Produktübersicht Handschuhe	39
Handschuhe aus Latex	40
Handschuhe aus Nitril	52
Handschuhe aus Vinyl	61
Sonstige Handschuhe	66
OP-Handschuhe	70
Zubehör, Wandhalter/Handschuhbox	77

Schutzprodukte 03



Kopfschutz	80
Ärmelschoner	82
Bartschutz	82
Mundschutz	83
Overalls	84
Besucherkittel	84
Schutzkittel	85
Besucher-Sets	86
Schürzen	87
Schuhüberzieher	88
OP-Kittel	89

Pflaster 04



Produktübersicht Pflaster	94
Wundschnellverbände	95
Postoperative Wundschnellverbände	96
Kanülenfixierung	97
Fixiervlies/-folie	98
Rollenpflaster	99
Injektionspflaster	101

Binden & Verbände 05



Produktübersicht Binden & Verbände	104
Mullbinden	105
Fixierbinden	105
Dauerelastische Binden	110
Idealbinden	111
Verbandklammern	112
Kompressionsbinden	113
Elastische Klebebinden	115
Polsterbinden	115
Gipsbinden/Longuetten	116
Schlauchverbände	117

Inkontinenz 06



Informationen Inkontinenz	120
Produktübersicht Inkontinenz	122
Schutzlaken/Schutzunterlagen	123
Krankenunterlagen	123
Einlagen/Anatomische Vorlagen	124
Einmalunterhosen/Slips	125
Windelhöschen	126
Elastische Fixierhöschen	127



Desinfektion & Reinigung 07



Informationen zur MyClean plus - Serie	130
Informationen Desinfektion und Hygiene	132
Haut- & Händedesinfektion	136
Waschlotion	138
Hautpflege/Hautschutz	138
Schnelldesinfektion	139
Flächendesinfektion	142
Spendersysteme	143
Wipes/Vliestuchrollen	143
Instrumentendesinfektion	144
Dentaldesinfektion	145
Zubehör für Desinfektionsmittel	146
Reinigungsmittel	148

Hygiene 08



Nierenschalen	152
Wattestäbchen	153
Holzmundspatel	153
Alkoholtupfer	154
Medizinbecher/-deckel	154
Medikamentendispenser	155
Einmal-Rasierer	155
Einmal-Pinzetten	155
Liegenabdeckungen	156
Matratzenschoner	156
Kältespray	156
Hygienesocken	157
Waschhandschuhe	157

Watteprodukte 09



Verbandwatte zick-zack	160
Verbandwatte gerollt	160
Verbandwatte-Mullumschlag	160
Zellstoffwatte	161
Zahnwatterollen	161

OP-Set-Systeme 10



Informationen OP-Set-Systeme	167
Mullkompressen, Röko	168
Mulltupfer, Röko	169
Präpariertupfer, Röko	170
Bauchtücher, Röko	171
Katheter-Set-Systeme	172
PEG-Sets (Verbandwechsel)	174
ST-Sets (Wundpflege)	174
Dialyse-Sets	176
Verbandwechsel-Sets	176

Index

AGBs	178
Angebotsformular	179



Sehr geehrte Geschäftspartner:

die Herstellung sowie der Handel mit medizinischen Produkten und Hygieneartikeln ist Vertrauenssache. Für unsere Kunden und für uns steht die Qualität unserer Produkte daher an erster Stelle.

Die Auswahl hochwertiger Rohstoffe sowie die strenge und fortlaufende Überwachung unserer Herstellungsprozesse und der Transportkette, von der Produktion bis zu Ihrem Lager, sind Bestandteil unseres Qualitätsversprechens. Damit bieten wir Ihnen, Ihren Kunden, Patienten und Mitarbeitern Schutz & Sicherheit auf allerhöchstem Niveau. Zusammen mit einer hohen Servicequalität, Kundenorientierung und einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie macht uns dies zu einem leistungsstarken und verlässlichen Partner.

Und daran lassen wir uns gerne messen.

Ihr
Holger Harms



Diplom-Sozialökonom/Diplom-Betriebswirt
Geschäftsführer der MaiMed GmbH

Kompetenz & Fortschritt für Ihren Erfolg.

Im Mittelstand daheim – in der Welt zuhause

Wir produzieren an vier sorgfältig ausgesuchten und stetig überwachten Fertigungsstätten in Europa und Asien, die von Neuenkirchen aus koordiniert werden. Um eine gleichbleibend hohe Qualität beim Einkauf hochwertiger Rohstoffe aus Fernost und der anschließenden Verarbeitung zu gewährleisten, unterhalten wir ein Büro in Shanghai, VR China. Darüber hinaus sind wir mit mehr als 15 Tochterunternehmen, Sales Offices und Kooperationspartnern europaweit in vielen der größten Märkte vertreten.

Unsere Kunden im Fokus

In Deutschland stehen Ihnen flächendeckend unsere professionellen Medizinproduktberater zur Verfügung, die bei jeglichen Fragen zu unseren Produkten und Leistungen gerne beratend behilflich sind. Für die internationalen Märkte stehen Ihnen unsere Export-Mitarbeiter in vielen verschiedenen Sprachen als Ansprechpartner zur Seite.

Unsere Produkte finden unter Anderem Anwendung in Kliniken, Arztpraxen, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäusern, Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen sowie der verarbeitenden Industrie und im Handwerk. Als Hersteller und international agierendes Unternehmen, vereint MaiMed® Kompetenzen auf Produkt-ebene, mit der spezifischen Markt-Expertise und kann so sehr individuell und gezielt auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

Die Zukunft mitgestalten

Wir sind stets darum bemüht, für nachhaltigen Erfolg unsere angestammten Geschäftsfelder weiter auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vor Allem das Bestreben sich stetig weiterzuentwickeln, zeichnet uns, als dynamisch wachsendes und fortschrittliches mittelständisches Unternehmen „made in Germany“, aus. Dies verdanken wir vor Allem unseren überaus engagierten und hochmotivierten Mitarbeitern und Führungskräften, die in ihren Teams täglich 100% geben, um die Zukunft der medizinischen Versorgung sowie die Sicherheit im Arbeitsschutzbereich nachhaltig zu verbessern und so einen maßgeblichen Anteil zu unserem und Ihrem Erfolg beisteuern.

■ Service und Erreichbarkeit

Egal, ob sie Ihre Bestellung per Telefon, Fax oder E-Mail vornehmen möchten – wir gewährleisten eine reibungslose Bestell- und Auftragsabwicklung.

Telefon

Gesucht und gefunden? Dann bestellen Sie ganz einfach und bequem per Telefon. Unser kompetenter und freundlicher Innendienst nimmt gerne ihre Bestellungen an und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Telefax

Bestellen Sie lieber per Fax? Dann nutzen Sie gerne unsere Bestellvorlage auf Seite 179 und schicken das ausgefüllte Formular an unsere Faxnummern, die rund um die Uhr erreichbar sind.

Telefon & Fax

Zentrale

Tel: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 0

Fax: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 100

Innendienst Protect

Tel: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 12

Fax: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 71

Innendienst Medical

Tel: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 12

Fax: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 71

Innendienst Export

Tel: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 197

Fax: + 49 (0) 5195 - 97 07 - 69

Geschäftszeiten

Montag – Donnerstag

8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag

8:00 Uhr bis 15:30 Uhr

E-Mail

Ihre Bestellungen, Fragen und Wünsche können Sie ebenfalls jederzeit an **info@maimed.de** senden. Unsere Mitarbeiter werden sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Internet

Unsere Internetseite finden Sie unter **www.MaiMed.de**. Neben Informationen über unser Unternehmen, aktuellen Produktthemen und generellen Neuigkeiten, finden Sie dort ebenfalls unser gesamtes Produktsortiment in einem übersichtlichen **ONLINE-KATALOG** ausführlich beschrieben.



Innendienst

Unser Innendienst ist nach Geschäftsbereichen untergliedert:

- **Medical**
- **Protect**
- **Export**

Die speziell geschulten Mitarbeiter kümmern sich gerne um Ihre Produktwünsche. Rufen Sie doch einfach an und lassen sich beraten.



Außendienst

Jeder Geschäftsbereich verfügt über einen Außendienst, der Sie kompetent, freundlich und schnell betreut.



Vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Termin!

■ Logistikmanagement

Moderne und ausgefeilte Logistiksysteme sorgen dafür, dass Sie termingerecht mit unseren Produkten beliefert werden.



MaiMed® verfügt derzeit über 18.000 Palettenstellplätze. Eine Erweiterung unserer Lagerflächen auf insgesamt mehr als 45.000 Palettenstellplätze ist bereits in Planung. In unseren Hochregalen verfügen wir über die Möglichkeit, Europaletten im CCG1- (Höhe der Palette bis 1050 mm) und CCG2-Format (Höhe der Palette bis 1950 mm) zu lagern. Darüber hinaus können im Bulkbereich alle anderen Formate (Industriepaletten, Düsseldorfer Paletten usw.) gelagert werden. Unsere Lagerhallen sind temperaturgeführt und werden kontinuierlich nach einem strikten Reinigungsplan gesäubert, sodass eine hygienische und optimale Lagerung aller Produkte jederzeit gewährleistet ist. Dies wird durch laufende Temperatur- und Reinigungsaufzeichnungen dokumentiert.



An unserem Standort in der Lüneburger Heide arbeiten wir mit einer Lagerverwaltungssoftware, die es uns ermöglicht, Ihre Bestellungen papierlos, schnell und effizient über MDE-Geräte (Mobile Datenerfassung) zu kommissionieren und für den Versand bereit zu stellen. Ihre Versendungen bzw. Abholungen können so innerhalb kürzester Zeit realisiert werden. Alle Bestellungen, die uns bis 12:00 Uhr von Ihnen übermittelt werden, gehen standardmäßig noch am gleichen Tag in die Versendung. In dringenden Fällen ist der taggleiche Versand der Ware bis zum Bestelleingang um 15:00 Uhr realisierbar.

Die hochmoderne Software ermöglicht eine wegeoptimierte und dynamisch lernende Kommissioniersteuerung. Zudem arbeiten wir mit Chargenverfolgung und Chargenachweis, wodurch eine lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Produkte sichergestellt ist. Sämtliche Sendungen werden zudem vor Versand mit NVE Barcodes (Nummer Versandeinheit) ausgestattet. Somit haben Sie die Möglichkeit, jederzeit den Status bzw. den momentanen Standort ihrer Sendung zu erfragen.



Die Gesamtheit dieser Einzelschritte gewährleistet einen reibungs- und lückenlosen Ablauf vom Zeitpunkt Ihrer Bestellung bis zur Anlieferung in Ihrem Lager. Unsere Verpackungsstation übernimmt die individuelle und sichere Transportverpackung Ihrer Waren. Damit wir auch in diesem Bereich einen Beitrag zum Umweltschutz und zur ökonomischen Nachhaltigkeit leisten können, sind wir stets bemüht, unsere Verpackungen und logistischen Prozesse zu optimieren.



Jährlich werden von MaiMed® rund 1.000 Seefrachtcontainer abgewickelt. MaiMed® kooperiert mit qualitativ hochwertigen Transportunternehmen, um kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Anlieferung zu garantieren. Von unserem Logistikstandort aus sind wir in der Lage, deutschlandweit eine Lieferquote von 95% innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten. Europaweit erreichen wir, in den an Deutschland angrenzenden Ländern, vergleichbare Laufzeiten. Kunden anderer europäischer Nationen erreichen wir innerhalb von 5 Werktagen.

Die ständig fortschreitende Globalisierung erhöht die leistungs- und produktbezogenen Anforderungen unserer Geschäftspartner. Dies bietet uns fortlaufend die Möglichkeit, unser Service-Angebot zu optimieren. Wir freuen uns auf die Zukunft und sichern Ihnen unseren just-in-time-Service zu.

Wählen sie aus unseren **drei Logistikkonzepten** oder kombinieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten nach Ihren speziellen Bedürfnissen.

1



Komplett-Lieferung

Wir beliefern Sie, entsprechend des gewünschten Anliefertermins, mit der kompletten Warenlieferung direkt an Ihren Standort. Paket- und Palettenlieferungen, LKW-Ladungen oder Container werden nach Ihren individuellen Vorgaben angeliefert.

2



Lieferung nach Bedarf

Wir übernehmen die Lagerhaltung und beliefern Sie paletten- und paketweise. Sie sind unabhängig von Marktschwankungen und langen Transportzeiten aus Übersee. Dadurch reduzieren Sie Ihre Lagerkosten und erhöhen Ihre auftragsbezogene Planungssicherheit.

3



Kunden – Kunden – Geschäft

Wir übernehmen die Lagerhaltung für Sie und beliefern Ihre Kunden direkt (Kunden-Kunden-Geschäft), indem Sie uns vorab Ihre Versanddokumente zur Verfügung stellen. Ebenfalls ist ein EDV-Zugang zur Datenübertragung an unser System möglich. Dabei bieten wir Ihnen den Service der direkten Kommunikation mit Ihren Filialen oder wahlweise mit der Zentrale. Verlagern Sie Ihre zeit- und kostenintensiven Abwicklungsprozesse von Ihrem Unternehmen in unser Haus.

- ✓ Sprechen Sie uns an und beauftragen Sie uns mit der Lieferung unserer Herstellermarken oder Ihrer Handelsmarken in den unterschiedlichen Produktgruppenbereichen
- ✓ Profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen und erfahrenen Partner an Ihrer Seite
- ✓ Nutzen Sie unsere flexible, langfristige Ausrichtung am Markt und verwirklichen Sie die Umsetzung Ihrer Ziele
- ✓ Wir bieten kundenspezifische Logistiktransporte und schnelle Reaktionszeiten
- ✓ Full Service aus einer Hand
- ✓ Nutzung umweltfreundlicher Verpackungen und ressourcenschonender Transportlösungen

Die Leistung von MaiMed®...

...entspricht Ihren hohen Erwartungen hinsichtlich Qualität, Preis, Termin und Dokumentation.

Daher gewährleisten wir Ihnen:

- ✓ Hygienisch erstklassige Material- und Verarbeitungsqualität
- ✓ Höchste Ansprüche an die Sicherstellung der Qualität
- ✓ Innovative Medizinprodukte
- ✓ Flexible Bereitstellung Ihrer Produkte
- ✓ Modernes Design von Produkt und Verpackung
- ✓ Risikoanalyse
- ✓ Hohe Umweltverträglichkeit

Wir arbeiten mit einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. Die gesamten Medizin- und Hygieneprodukte, **steril** und **unsteril**, entsprechen einer Fertigung nach den international geltenden Qualitätsstandards, wie:

- ✓ DIN EN ISO 13485:2003
- ✓ Richtlinie 93/42/EWG
- ✓ Medizinproduktegesetz
- ✓ Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
- ✓ CE-Zeichen auf allen Produkten und allen Verpackungsstufen (Medizinprodukte/persönliche Schutzausrüstung (PSA))
- ✓ GMP (Good Manufacturing Practices)
- ✓ Großhandelserlaubnis für Arzneimittel
- ✓ Europäische Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (PSA)




Anhang II



Anhang V I



DIN EN ISO 13485:2003



Anhang V IIa



Teilnahmebestätigung
am Dualen System der Vfw




Großhandelserlaubnis

Für die unterschiedlichen Produkte stellen wir Ihnen auf Anfrage produktspezifisch folgende Dokumente gerne zur Verfügung:

- ✓ Technische Datenblätter
- ✓ Sterilisationsprotokolle
- ✓ Analysenzertifikate
- ✓ ISEGA – Lebensmittelechtheitsprüfungen
- ✓ Untersuchungen auf Schadstoffe und eventueller Risikobelastung
- ✓ Bakterielle Filtrationsleistungen (BFE) bei OP-Masken
- ✓ Resistenzprüfungen für Chemikalien (Handschuhe)
- ✓ Wirksamkeitsprüfung der Desinfektionsmittel
- ✓ Leistungsanforderungen der Inkontinenzprodukte
- ✓ Alle Prüfungen werden durch unabhängige, akkreditierte Labore vorgenommen

Beispiele für Technische Datenblätter:



MaiMed® – solution PF Nitril
Einmal-Untersuchungshandschuhe

MaiMed® – Mullkompressen
unsteril mit Röko



MaiMed® garantiert Ihnen, im Zuge des installierten Qualitätsmanagements, eine 2-stufige Qualitätskontrolle vor Versand der Produkte.

Lebensmittel-
unbedenklichkeitserklärung

■ Unsere Qualität

Qualitativ hochwertige Waren sind in den meisten Bereichen wichtig. Bei Produkten für Medizin, Gesundheitswesen und den Arbeitsschutzbereich ist sie allerdings ein MUSS. Höchste Qualität ist die Basis für den Schutz und die Sicherheit, die Sie von unseren Produkten erwarten dürfen. Unser Anspruch an die Qualität ist in unseren Unternehmensgrundsätzen verankert, denen unsere Mitarbeiter verpflichtet sind.

Daneben erfüllen wir, als Hersteller von Medizinprodukten, international geltende Normen und anspruchsvolle gesetzliche Vorgaben. Unser Qualitätsmanagementsystem ist international anerkannt und zertifiziert. Nur die Produkte, die diesen spezifischen Anforderungen entsprechen, werden von uns zur Vermarktung freigegeben. So können Sie sicher sein, dass jedes Produkt, das bei Ihnen ankommt, nicht nur aus hochwertigen Komponenten besteht, sorgfältig hergestellt und streng kontrolliert wurde, sondern darüber hinaus auch unsere interne Qualitätsprüfung bestanden hat.

Unsere Produktion ist darauf ausgelegt, gesetzliche oder technische Neuerungen umgehend umzusetzen, sodass wir immer auf dem neuesten Stand produzieren.

■ MaiMed®-Qualitätsprodukte werden national und international in vielen Branchen eingesetzt.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer Zielmärkte und Kundengruppen, differenziert nach den unterschiedlichen Geschäftsbereichen.



Medical

- Krankenhäuser/Einkaufsgemeinschaften
- Dialysen
- Tageskliniken
- Rettungswachen
- Erste-Hilfe-Stationen
- Sozialstationen
- Pflege und Home Care
- Apotheken
- Pharmazeutischer Großhandel
- Medizinischer Fachhandel
- Dental-Fachhandel
- Veterinär- und Landhandel
- Sanitätshäuser
- Sportmedizin
- Betriebsärzte
- Betriebliche Notfallausrüstung
- Öffentliche Sicherheit (Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr)
- Hilfsorganisationen (Rotes Kreuz, THW, usw.)



Protect

- Industrieller Arbeitsschutz (Produktion und Fertigung inkl. Lebensmittelindustrie)
- Industrieller Hygienebedarf
- Reinigungsbedarf
- Entsorgungs- und Abfallindustrie
- Gastronomie- und Hotelbedarf
- Kosmetik- und Wellnessbedarf
- Automobilindustrie
- Verarbeitendes Handwerk
- Fachhandel im Bereich Arbeitsschutz

	Bestellnummer/ Artikelnummer		latexfreies Produkt		antistatisch
	verwendbar bis		Fädigkeit eines Mullzuschnitts		Barriere gegen radioaktive Staubpartikel
	Chargen- bezeichnung		Lagenzahl eines Produktes		Schutz gegen Chemikalien
	unsteril		mit Röntgenkontrast- faden/-chip		grüner Punkt/Zuführung der Verpackung zur Wiederverwertung
	nicht zur Wieder- verwendung		Dehnbarkeit		wiederverwertbare Verpackung
	Achtung		100% Baumwolle		Entsorgung über den Hausmüll möglich
	Konformitätserklärung zur jeweiligen Richtlinie		in die Liste der empfohlen- en Desinfektionsmittel aufgenommen		Verpackung aus Polyethylen
	Konformitätserklärung zur jeweiligen Richtlinie inkl. Nummer der benannten Stelle		waschbar bei		vor Ozoneinstrahlung schützen
	Hersteller		Größenangabe Handschuhe		trocken lagern
	Herstellungsdatum		anatomisch geformte Handschuhe		vor Sonneneinstrahlung schützen
	Sterilisation mit Ethylenoxidgas		hautfreundlich		Lagertemperatur beachten
	Sterilisation mit Wasserdampf		entspricht den Anforde- rungen der Norm EN 455		mit Vorsicht zu behandeln
	Sterilisation mit Strahlen		entspricht den Anforde- rungen der Norm EN 420		diese Seite nach oben
	Gebrauchsanweisung beachten		entspricht den Anforde- rungen der Norm EN 374		Gefahrstoffkennzeichen
	bei beschädigter Ver- packung nicht verwenden		Chemikalienschutzhand- schuh der Kategorie 3		leicht entzündlich
	nicht resterilisierbar		extra Verpackung aus Cellophan		extrem entzündlich
	nach dem Öffnen 12 Monate haltbar		geringer Schutz gegen chemische Gefahren		ätzend
	Qualitätsmerkmal für Hand- schuhe zum medizinischen Einsatz		beständig gegen Mikroorganismen		gesundheitsschädlich
	geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln		Schutz gegen mechanische Gefahren		reizend
	latexhaltiges Produkt		spritzdichte Schutzbekleidung		

Unsere MaiMed®-Qualitätssicherung verfolgt sehr strenge Vorgaben, die weit über die gängigen Normen und Richtlinien der Gesetzgebung hinaus gehen. „**Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden**“ ist das allgegenwärtige Leitbild unseres Unternehmens.

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagementsysteme-Anforderungen

DIN EN ISO 13485:2003

Medizinprodukte-Qualitätsmanagementsysteme Anforderungen für regulatorische Zwecke

Richtlinie 93/42/EWG

Europäische Richtlinie über Medizinprodukte

DIN EN ISO 14971

Medizinprodukte-Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

DIN ISO 2859-1

Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die Prüfung einer Serie von Losen

DIN EN ISO 10993

Biologische Beurteilung von Medizinprodukten

DIN EN ISO 11737-1

Sterilisation von Medizinprodukten

DIN EN 556

Sterilisation von Medizinprodukten

DIN EN 14079

nichtaktive Medizinprodukte
Produkte aus Verbandmull

DIN EN 420

Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 374

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

DIN EN 388

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

DIN EN 455

Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch

DIN EN 14683

Chirurgische Masken – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 149

Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Richtlinie 89/686/EWG

Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung

DIN 13152

Verbandmittel – Verbandtücher

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte

DIN EN 1041

Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller eines Medizinproduktes

DIN EN 15223

Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten

DIN EN ISO 14155

Klinische Prüfung von Medizinprodukten am Menschen

DIN EN 868

Verpackungsmaterialien und -systeme für sterilisierende Medizinprodukte

DIN EN 1644

Prüfung für medizinische Vlieskompressen

DIN EN ISO 11135

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Ethylenoxid

DIN EN ISO 11137

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge-Strahlen

DIN EN ISO 11138

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Biologische Indikatoren

DIN EN ISO 17665

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Feuchte Hitze

DIN EN ISO 11607

Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte

DIN EN 13795

Operationsabdecktücher, -mäntel und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukt für Patienten, Klinikpersonal und Geräte

DIN 55468

Packstoffe – Wellpappe

Richtlinie 2007/47/EG

zur Änderung der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

MPSV –

Medizinprodukte – Sicherheitsplanverordnung

MPV –

Medizinproduktverordnung

MPBetreibV –

Medizinprodukte Betreiberverordnung

DIMDIV –

DIMDI-Verordnung

MPVertrV –

Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte

MPGebV –

Medizinprodukte – Gebührenverordnung

MPG –

Medizin-Produktengesetz

AMG –

Arzneimittelgesetz

Alle MaiMed®-Qualitätsprodukte werden aus besonders hochwertigen Materialien hergestellt. Die strengen Prüfverfahren garantieren, schon bei der Beschaffung auf den weltweiten Märkten, eine exzellente Rohstoffqualität. Verschaffen Sie sich nachfolgend einen Überblick über die verschiedenen Materialien und Bestandteile unserer Produkte.

Baumwolle (CO)

- Naturprodukt
- geringes Allergiepotential
- sehr saugfähig
- Anwendung in sehr vielen Verbandmaterialien

Chloriertes Polyethylen (CPE)

- Eigenschaften wie Polyethylen
- noch abriebfester durch Chlorierung

Latex (NR)

- Naturkautschuklatex
- Hundertprozentiges Naturprodukt
- Anwendung z.B. in Handschuhen
- sehr gute Griffigkeit und Reißfestigkeit
- flüssigkeitsabweisend
- sehr hohe Abriebfestigkeit

Lycra-Elasthan

- chemisches Produkt
- sehr dehnbar
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- weich, leicht und glatt

LLDPE (Linear Low Density PolyEthylene) Lineares Polyethylen niederer Dichte

- synthetisches Produkt
- universell einsetzbar
- resistent gegen Wasser, Öle, Fette, viele Laugen und Säuren
- sehr fest und dennoch dehnbar und flexibel

Neopren

- Synthetik kautschuk
- synthetisches Produkt
- Anwendung z.B. in Handschuhen
- besonders stabil
- elastisch
- hervorragend wasserabweisend und wärmeisolierend

Nitril (NBR)

- Nitril – Butadien
- Synthesekautschuk
- Kurzbezeichnung NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- Anwendung z.B. in Handschuhen
- flüssigkeitsabweisend
- beständig gegen Öle und Fette
- hohe Schutzwirkung
- gutes Tastempfinden und Feingefühl

Nylon

- Kunstfaser aus Polyamid
- sehr wasserdurchlässig, nimmt aber selbst keine Flüssigkeit auf
- beschichtbar

Polyacrylat

- Kunststoff aus Polymeren
- wird als Kleber für Pflaster und Wundschnellverbände verwendet
- hypoallergen
- leicht zu entfernen

Polyamid (PA)

- chemisches Produkt
- sehr fest und widerstandsfähig
- formbeständig
- pflegeleicht
- hohe Elastizität

Polyester

- chemisches Produkt
- vielseitig einsetzbar
- pflegeleicht
- sehr belastbar

Polyethylen (PE)

- synthetisches Produkt
- universell einsetzbar
- resistent gegen Wasser, Öle, Fette, viele Laugen und Säuren
- sehr stabil und belastbar

Polypropylen (PP)

- synthetisches Produkt
- atmungsaktiv
- Anwendung: Schutzbekleidung
- leichter Schutz gegen Flüssigkeiten

Polyurethan (PU/PUR)

- synthetisches Produkt
- langlebig
- Anwendung: Schutzbekleidung
- wasserdicht
- flexibel, auch bei Kälte
- abriebfest

Vinyl (PVC)

- Polyvinylchlorid
- rein synthetisches Produkt
- Anwendung z.B. in Handschuhen
- ohne Allergieauslöser
- beste Hautverträglichkeit
- hohe Belastbarkeit

Viskose (CV)

- künstlich hergestellte Faser aus Zellulose
- sehr saugfähig
- hohe Gestaltungsmöglichkeit
- vielseitig einsetzbar

Vliesstoff

- synthetisches Material aus unterschiedlichen Grundstoffen
- durch verschiedene Verarbeitungsweisen und unterschiedliche Grundstoffauswahl können viele Eigenschaften beim Endprodukt erzeugt werden
- Eigenschaften im medizinischen Bereich sind z.B. Saugfähigkeit bei Kompressen oder Spritzschutz bei Kitteln und OP-Masken

Zinkoxid (ZnO)

- biologisches Material
- wird als Kleber in Pflastern verwendet
- sehr hohe Haftwirkung

„HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte)“

Das Hauptziel von HACCP ist die Sicherung der Verbrauchergesundheit. Dies wird dadurch erreicht, dass die möglichen und potenziellen Gefahren in der Lebensmittelproduktion vermieden werden. Unter Gefahr werden alle unerwünschten Ereignisse im Zuge der Produktion des jeweiligen Lebensmittels verstanden, die eine Gesundheitsgefährdung des Verbrauchers verursachen können. Solche Gefahren drohen besonders an den bestimmten Schlüsselpunkten der Lebensmittelproduktion.

Ein kritischer Lenkungspunkt ist ein Punkt im Prozess, an dem eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher des Lebensmittels beseitigt oder auf ein annehmbares Maß reduziert werden kann. An diesem Punkt kann der Prozess gesteuert bzw. gelenkt werden. Maßnahmen an kritischen Lenkungspunkten dienen der Gefahrenbeherrschung.

Zu diesem Zweck werden bei Anwendung des HACCP-Konzepts folgende Punkte gefordert:

- ① • Alle im Verantwortungsbereich eines Unternehmens vorhandenen Gefahren für die Sicherheit der Lebensmittel zu analysieren
• Die für die Sicherheit der Lebensmittel kritischen Punkte zu ermitteln
• Eingreifgrenzen für die kritischen Lenkungspunkte festzulegen
• Verfahren zur fortlaufenden Überwachung der kritischen Punkte einzuführen
- ② • Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abweichungen festzulegen
• Zu überprüfen, ob das System zur Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit geeignet ist
• Alle Maßnahmen zu dokumentieren

Beispiel einer HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung:

The image shows a HACCP Verkehrsfähigkeitsbescheinigung (Trafficability Certificate) for the product 'MyClean DS A Schnelldesinfektion' by the company 'MaiMed GmbH'. The certificate is issued by 'Chemical Check GmbH', a European Office for Safety and Health. It includes the company's address: Robert-Koch-Str. 1-7, 29643 Neuenkirchen. The certificate is dated 20. März 2014. It states that the product is suitable for use in the HACCP concept (Hazard Analysis and Critical Control Points) according to the regulations (EG Nr. 853/2004 + 853/2004) for food safety. The product is described as an alcoholic disinfection solution. The certificate also lists the active ingredients: Ethanol CAS 64-17-5, EC 200-578-6 and Propan-1-ol CAS 71-23-8, EC 200-746-9. It mentions that the product is used as a biocide according to the Biocide Products Directive 1998/8/EG and the Regulation (EG) 1451/2007 for the use of food and feed hygiene. The certificate is signed by 'Wir bestätigen hiermit, dass das Produkt' and 'MyClean DS A Schnelldesinfektion' is suitable for use in the HACCP concept. The certificate is valid for the use of the product in the food and feed industry. The certificate is issued by 'Chemical Check GmbH' and is valid for the use of the product in the food and feed industry. The certificate is valid for the use of the product in the food and feed industry.

① Die Europäische Union schreibt die Anwendung des HACCP-Konzepts für Unternehmen, die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt sind, verpflichtend vor. Ab dem 01.01.2006 dürfen in der EU nur noch Lebensmittel gehandelt werden, die die HACCP-Richtlinien erfüllen.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen die HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung gerne kostenlos zur Verfügung.

■ Sterilisationsvarianten

Generell gibt es drei gängige Methoden, um Medizinprodukte zum Einmalgebrauch zu sterilisieren.

Ethylenoxid

STERILE EO

Dies ist die von MaiMed® am häufigsten verwendete Methode.

✓ Dieses Verfahren ist besonders für temperaturempfindliche Produkte geeignet.

Dabei wird die Sterilität durch die Verwendung von EO-Gas unter vorgegebenem Druck und einer entsprechenden Temperatur erreicht.

Strahlen

STERILE R

Sterilität wird dadurch erreicht, dass die Produkte mit einer Mindest-Strahlendosis von 25kGy (kilo Gray) bestrahlt werden. Die Bestrahlung wird in Gray (Gy) gemessen.

feuchte Hitze

STERILE 

Sterilität wird dadurch erreicht, dass die Produkte durch Wasserdampf auf eine Temperatur von 121° oder 134°C erhitzt werden (autoklav).

Heilung

Wundver

Schutz

Übersicht nach Kategorien

Mullkompressen **S. 18**



Mull-Schlitzkompressen **S. 21**



Vlieskompressen **S. 22**



Vlies-Schlitzkompressen **S. 23**



Stomakompressen **S. 23**



Saugkompressen **S. 24**



Mulltupfer **S. 25**



Vliestupfer **S. 27**



Präpariertupfer **S. 27**



Zellstofftupfer,
Zellstofftupfer-Box **S. 28**



Bauchtücher **S. 30**



Verbandmull **S. 32**



Nasenverbände **S. 33**





MaiMed® – MK Mullkompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Mullkompressen
- extra weicher Verbandmull, 17-fädig
- DIN EN 14079-VM 17
- in verschiedenen Lagen erhältlich
- 100% Baumwolle
- ES= eingeschlagene Schnittkanten
- unsterile Kompressen sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-21-02-01

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung bei sezernierenden und verunreinigten Wunden, Blutabsorption und Sekretaufnahme im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe Bereich.



MaiMed® – MK, unsteril, in einer sterilisierbaren Papierüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21010	4046153000647	8888700	10	✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21050	4046153000784	8888717	10	✓
8-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21080	4046153000944	8888723	10	✓
8-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21132	4046153001187	2070358	5	✓
12-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21020	4046153000685	8888746	10	✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21060	4046153000821	8888752	10	✓
12-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21090	4046153000982	8888769	10	✓
12-fach	10 cm x 12,5 cm	100 Stück	21120	4046153001101	0120112	8	✓
12-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21140	4046153001224	8888775	5	✓
16-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21030	4046153000708	8888781	10	✓
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21070	4046153000869	8888798	10	✓
16-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21100	4046153001026	8888806	10	✓
16-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21150	4046153001262	3180066	5	✓
32-fach	10 cm x 10 cm	50 Stück	21500	4046153002160	–	10	✓

MaiMed® – MK, steril, zu 100 x 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	100 x 1 Stück	25017	4046153083183	–	42	
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 Stück	25018	4046153083206	–	30	
8-fach	10 cm x 10 cm	100 x 1 Stück	25019	4046153083220	–	20	

MaiMed® – MK, steril, zu 5 x 2 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	5 x 2 Stück	25010	4046153003341	8888812	420	✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	5 x 2 Stück	25020	4046153003365	8888829	180	✓
8-fach	10 cm x 10 cm	5 x 2 Stück	25030	4046153003389	8888835	144	✓




MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 2 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	25050	4046153003426	8888858	84	✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25060	4046153003549	8888864	60	✓
8-fach	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	25070	4046153003686	8888870	40	✓
8-fach	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stück	25080	4046153003846	8888887	20	✓
12-fach	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	25090	4046153003969	2067416	56	✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25100	4046153004102	2067379	45	✓
12-fach	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	25110	4046153004287	2067362	30	✓
12-fach	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stück	25120	4046153004485	2067356	12	✓
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25105	4046153004201	–	45	

MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 3 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	25 x 3 Stück	25021	4046153083022	–	56	
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 3 Stück	25022	4046153083046	–	40	
8-fach	10 cm x 10 cm	25 x 3 Stück	25023	4046153083060	–	26	

MaiMed® – MK, steril, zu 20 x 5 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stück	25051	4046153003440	3180072	20	✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	25061	4046153003563	3180741	12	✓
8-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	25071	4046153003709	3181367	10	✓
12-fach	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stück	25091	4046153003983	3182326	20	✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	25101	4046153004126	3183395	12	✓
12-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	25111	4046153004300	3183461	10	✓
12-fach	10 cm x 20 cm	20 x 5 Stück	25121	4046153004508	3184992	5	✓
16-fach	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stück	25096	4046153004041	9207607	20	✓
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	25106	4046153004225	9207613	12	✓

MaiMed® – MK, steril, zu 250 x 5 Stück lose in einem Karton verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
12-fach	10 cm x 10 cm	5 Stück	25119	4046153004461	–	250	

MaiMed® – MK, steril, zu 10 x 10 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stück	25052	4046153003464	3182266	20	✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	25062	4046153003587	3182289	12	✓
8-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	25072	4046153003723	3182295	10	✓
12-fach	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stück	25092	4046153004003	3185773	20	✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	25102	4046153004140	3185796	12	✓
12-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	25112	4046153004324	3188228	10	✓
12-fach	10 cm x 12,5 cm	10 x 10 Stück	25132	4046153004683	9207671	8	✓
12-fach	10 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	25122	4046153004522	9207702	5	✓
16-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	25118	4046153004447	9207725	10	✓

MaiMed® – MK, übersterilisiert in einer Papiertüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
8-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21502	4046153002207	–	10	
12-fach	10 cm x 10 cm	50 Stück	21504	4046153002245	–	20	

– = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – MK X-ray Mullkompressen mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Mullkompressen mit eingewebtem Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull
- 17-fädig, DIN EN 14079-VM 17
- 100% Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- gute Saugfähigkeit
- sterile Kompressen mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)
- unsterile Kompressen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-01

Anwendung

Nach Sterilisation zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich. Speziell zur Stillung von Blutungen und zum Zurückhalten oder Fassen von Organen.



MaiMed® – MK X-ray, unsteril mit RÖKO-Faden, in sterilisierbarer Papiertüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21061	4046153000845	–	10
12-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21091	4046153001002	–	10
12-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21141	4046153001248	–	5
16-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21031	4046153000722	–	10
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21071	4046153000883	–	10
16-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21101	4046153001040	–	10
16-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21151	4046153001286	–	5
32-fach	10 cm x 10 cm	50 Stück	21501	4046153002184	–	10

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 20 x 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	28060	4046153005789	–	10
12-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	28090	4046153005925	–	8
12-fach	10 cm x 20 cm	20 x 5 Stück	28140	4046153006281	–	10
16-fach	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stück	28030	4046153005727	–	12
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	28070	4046153005864	–	10
16-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	28100	4046153006021	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 5 x 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
32-fach	10 cm x 10 cm	5 x 10 Stück	28111	4046153006120	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 10 x 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	28061	4046153005802	–	10
12-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	28091	4046153005949	–	8
12-fach	10 cm x 12,5 cm	10 x 10 Stück	28121	4046153006182	–	5
12-fach	10 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	28141	4046153006304	–	5
16-fach	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stück	28031	4046153005741	–	12
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	28071	4046153005888	–	10
16-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	28101	4046153006045	–	8

– = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 5 x 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	10 cm x 10 cm	5 x 20 Stück	28092	4046153005963	–	8
12-fach	10 cm x 20 cm	5 x 20 Stück	28142	4046153006328	–	5
16-fach	10 cm x 10 cm	5 x 20 Stück	28102	4046153006069	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 8 x 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	8 x 20 Stück	28062	4046153005826	–	5

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 4 x 50 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	10 cm x 10 cm	4 x 50 Stück	28094	4046153005987	–	5



MaiMed® – MKS Mull-Schlitzkompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz
- Verbandmull, 17-fädig
- DIN EN 14079-VM 17
- 100% Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- gute Saugfähigkeit
- unsterile Mull-Schlitzkompressen sind sterilisierbar, A121°C oder EO

eClass: 34-21-02-04

Anwendung

Zur Wundversorgung von Drainagen und Kanülen bei Dialysen, Tracheotomien und Extensionen nach Frakturen.

MaiMed® – MKS, unsteril, zu 100 Stück in sterilisierbarer Papiertüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21910	4046153003068	0647954	10 ✓
8-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21950	4046153003129	0647977	10 ✓
8-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21980	4046153003167	9207576	10 ✓
12-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21920	4046153003082	0120141	10 ✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21960	4046153003143	0120158	10 ✓
12-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21990	4046153003181	0120164	10 ✓

MaiMed® – MKS, steril, zu 50 x 2 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	5 cm x 5 cm	50 x 2 Stück	25290	4046153005246	8888976	20 ✓
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 2 Stück	25300	4046153005260	8888982	12 ✓
12-fach	10 cm x 10 cm	50 x 2 Stück	25310	4046153005307	8888999	10 ✓





MaiMed® – VK Vlieskompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Vlieskompressen, aus sehr weichem Vliesstoff
- 65% Viskose, 35% Polyester
- sehr saugfähig, hautverträglich und luftdurchlässig
- in verschiedenen Lagen erhältlich
- unsterile Vlieskompressen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-03

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden in Ambulanz und auf Station.



MaiMed® – VK, unsteril, zu 100 Stück in sterilisierbarer Papiertüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
4-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21210	4046153001422	8889409	20	✓
4-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21220	4046153001446	8889415	20	✓
4-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21230	4046153001484	8889421	20	✓
4-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21240	4046153001507	8889438	20	✓
6-fach	5 cm x 5 cm	100 Stück	21260	4046153001521	1280088	20	✓
6-fach	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	21270	4046153001545	1280094	20	✓
6-fach	10 cm x 10 cm	100 Stück	21280	4046153001569	1280102	20	✓
6-fach	10 cm x 20 cm	100 Stück	21290	4046153001606	1280119	20	✓



MaiMed® – VK, steril, zu 25 x 2 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
4-fach	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	25210	4046153004843	2067333	84	✓
4-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25220	4046153004928	2067310	60	✓
4-fach	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	25230	4046153005024	2067304	40	✓
4-fach	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stück	25240	4046153005123	2067296	20	✓
6-fach	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	25215	4046153004881	1280125	84	✓
6-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25225	4046153004980	1280131	60	✓
6-fach	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	25235	4046153005086	1280148	40	✓
6-fach	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stück	25245	4046153005147	2070482	20	✓

MaiMed® – VK, steril, zu 5 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
4-fach	5 cm x 5 cm	50 x 5 Stück	25211	4046153004867	3188234	27	✓
4-fach	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 5 Stück	25221	4046153004942	3188843	18	✓
4-fach	10 cm x 10 cm	50 x 5 Stück	25231	4046153005048	3188889	10	✓
6-fach	5 cm x 5 cm	40 x 5 Stück	25216	4046153004904	3188895	27	✓
6-fach	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 5 Stück	25226	4046153005000	3188903	18	✓



MaiMed® – VK Stoma Stomakompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Stomakompressen
- besonders weicher Vliesstoff, hautverträglich
- 65% Viskose, 35% Polyester
- hohe Saugfähigkeit durch hohes Flächengewicht von 40 g
- in nassem Zustand sehr reißfest
- unsterile Stomakompressen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-03

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung sowie zur Reinigung und Pflege empfindlicher und gereizter Haut. Diese Kompressen eignen sich besonders für die Stomaversorgung.

MaiMed® – VK Stoma, unsteril, zu 100 Stück in sterilisierbarer Papiertüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
4-fach, 40 g	10 cm x 10 cm	100 Stück	21480	4046153002023	2680499	20	✓



MaiMed® – VKS steril Vlies-Schlitzkompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Vlies-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz
- 65% Viskose, 35% Polyester
- sehr saugfähig, hautverträglich und besonders weich

eClass: 34-21-02-04

Anwendung

Zur Wundversorgung von Drainagen und Kanülen bei Dialysen, Tracheotomien und Extensionen nach Frakturen.

MaiMed® – VKS, steril, zu 25 x 2 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
6-fach	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	25350	4046153005321	1280154	84	✓
6-fach	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	25360	4046153005345	1280160	60	✓
6-fach	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	25370	4046153005383	1280177	40	✓

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.





MaiMed® – Pad Saugkompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Saugkompressen
- Vliesstoff mit einer Füllung aus Zellulose
- nicht wundhaftend
- rundum geschlossen
- sehr hohes Saugvermögen
- blaues Spezialvlies schützt vor Durchdringen von Wundsekret und dient somit dem Schutz von Wäsche und Kleidung
- unsterile Saugkompressen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-05

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.
Auch zum Aufpolstern von Wunden geeignet.

MaiMed® – Pad, unsteril, zu 25 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Saugkomresse	10 cm x 10 cm	25 Stück	21300	4046153001620	2070789	63	✓
Saugkomresse	10 cm x 20 cm	25 Stück	21310	4046153001644	2070795	36	✓
Saugkomresse	20 cm x 20 cm	25 Stück	21330	4046153001682	2070803	16	✓
Saugkomresse	20 cm x 40 cm	25 Stück	21340	4046153001705	2070826	8	✓

MaiMed® – Pad, steril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Saugkomresse	10 cm x 10 cm	60 x 1 Stück	25400	4046153005420	2072848	10	✓
Saugkomresse	10 cm x 20 cm	30 x 1 Stück	25410	4046153005444	2072877	10	✓
Saugkomresse	20 cm x 20 cm	30 x 1 Stück	25430	4046153005482	2072914	6	✓
Saugkomresse	20 cm x 40 cm	25 x 1 Stück	25440	4046153005505	02072920	4	✓



MaiMed® – VK Pad steril Vlies-Saugkompressen

Charakteristik

- gebrauchsfertige, nicht wundhaftende Saugkompressen
- Vliesstoff mit einer PE-Film-Beschichtung
- sehr hohes Saugvermögen

eClass: 34-21-02-05

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.

MaiMed® – VK Pad, steril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Saugkomresse	5 cm x 5 cm	100 x 1 Stück	25246	4046153114924	10223451	40	✓
Saugkomresse	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 Stück	25247	4046153114948	10223468	24	✓
Saugkomresse	10 cm x 10 cm	100 x 1 Stück	25248	4046153114962	10223474	18	✓
Saugkomresse	10 cm x 20 cm	50 x 1 Stück	25249	4046153114986	10223480	18	✓



MaiMed® – MT Mulltupfer

Charakteristik

- gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt
- Verbandmull, 20-fädig
- DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle
- Schnittkanten so verschlungen, dass diese sicher im Inneren liegen
- gute Saugfähigkeit
- unsterile Mulltupfer sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-01-01

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung, Wundreinigung, Blutabsorption und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion in Ambulanz und auf Station.



MaiMed®– MT, unsteril, im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Gr. 1 haselnussgroß	10 cm x 10 cm	500 Stück	31010	4046153006427	0120023	30	✓
Gr. 2 walnussgroß	15 cm x 16 cm	500 Stück	31020	4046153006489	8888893	12	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	500 Stück	31030	4046153006540	8888901	10	✓
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	500 Stück	31040	4046153006601	8888918	6	✓
Gr. 4a groß	30 cm x 30 cm	250 Stück	31050	4046153006687	0120069	8	✓
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	250 Stück	31060	4046153006724	8888924	6	✓
Gr. 5a übergroß	40 cm x 40 cm	100 Stück	31070	4046153006762	2070855	12	✓
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	100 Stück	31080	4046153006809	0120075	10	✓

MaiMed®– MT, steril, in einer Peelpackung, in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Gr. 2 walnussgroß	15 cm x 16 cm	50 x (2+3) Stück	35019	4046153008186	9207435	4	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	100 x 2 Stück	35028	4046153008261	9207441	4	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	50 x (2+2) Stück	35010	4046153008087	0119511	4	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	50 x (2+3) Stück	35020	4046153008209	0119505	4	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	35030	4046153008308	2072788	10	✓
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	100 x 3 Stück	35027	4046153008247	9207458	6	✓
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	50 x (2+3) Stück	35021	4046153008223	9207487	4	✓
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	30 x 5 Stück	35060	4046153008469	9636202	6	✓



☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – MT X-ray Mulltupfer mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt
- eingewebter Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull, 20-fädig
- DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle
- sterile Mulltupfer mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)
- unsterile Mulltupfer sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-01-01

Anwendung

Nach Sterilisation zur chirurgisch invasiven Anwendung im OP-Bereich.



MaiMed® – MT X-ray, unsteril, mit RÖKO, im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 haselnussgroß	10 cm x 10 cm	500 Stück	31011	4046153006441	–	30
Gr. 2 walnussgroß	15 cm x 16 cm	500 Stück	31021	4046153006502	–	12
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	500 Stück	31031	4046153006564	–	10
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	500 Stück	31041	4046153006625	–	6
Gr. 4a groß	30 cm x 30 cm	250 Stück	31051	4046153006700	–	8
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	250 Stück	31061	4046153006748	–	6
Gr. 5a übergroß	40 cm x 40 cm	100 Stück	31071	4046153006786	–	12
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	100 Stück	31081	4046153006823	–	10

MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	8 x 5 Stück	38080	4046153009282	–	5

MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	38031	4046153008940	–	8
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	10 x 10 Stück	38041	4046153009046	–	8
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	8 x 10 Stück	38061	4046153009220	–	5
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	8 x 10 Stück	38081	4046153009305	–	5

MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	10 x 20 Stück	38032	4046153008964	–	5
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	10 x 20 Stück	38042	4046153009060	–	5
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	8 x 20 Stück	38062	4046153009244	–	5



MaiMed® Save System

Mindestens 4-fach steril verpackte Produkteinheiten (doppelt verpackte Produkteinheit sowie zusätzlich Spenderbox und Umkarton) sorgen für höchste Sicherheit beim Transport der Artikel bis an den OP-Tisch. Die Aufkleber zur Zählkontrolle gewährleisten eine lückenlose Dokumentation und sorgen so zusätzlich für Sicherheit im Umgang mit unseren Set-Systemen im OP.



MaiMed® – VT Vliestupfer

Charakteristik

- gebrauchsfertige Vliestupfer
- weicher Vliesstoff aus 65% Viskose und 35% Polyester
- mit Schutzring
- sehr saugfähig, hautverträglich
- luftdurchlässig
- unsterile Vliestupfer sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-01-90

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung, Wundreinigung, Blutabsorption und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion in Ambulanz und auf Station.



MaiMed® – VT, unsteril, 20 x 20 cm, zu 100 Stück im Beutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	100 Stück	32030	4046153008001	–	25



MaiMed® – PT X-ray Präpariertupfer mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Präpariertupfer aus einem Mullzuschnitt, feste Ausführung
- eingewebter Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull, 24-fädig
- DIN EN 14079-VM 24
- 100% Baumwolle
- sterile Präpariertupfer mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)
- unsterile Präpariertupfer sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-01-02

Anwendung

Nach Sterilisation zur chirurgisch invasiven Anwendung, zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen bei operativen Eingriffen.



MaiMed® – PT X-ray, unsteril, mit RÖKO, zu 1000 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 0 extraklein	4 cm x 4 cm	1000 Stück	31511	4046153007127	9207429	10
Gr. 1 klein	6 cm x 6 cm	1000 Stück	31521	4046153007165	0119528	10
Gr. 2 mittel	8 cm x 8 cm	1000 Stück	31531	4046153007202	0119534	10
Gr. 3 groß	12 cm x 12 cm	1000 Stück	31551	4046153007448	0119540	10

MaiMed® – PT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 30 x 10 Stück in Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 klein	6 cm x 6 cm	30 x 10 Stück	38521	4046153009367	–	12
Gr. 2 mittel	8 cm x 8 cm	30 x 10 Stück	38531	4046153009442	–	12
Gr. 3 groß	12 cm x 12 cm	30 x 10 Stück	38551	4046153009541	–	12

MaiMed® – PT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 20 Stück in Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 2 mittel	8 cm x 8 cm	30 x 20 Stück	38532	4046153009466	–	12
Gr. 3 groß	12 cm x 12 cm	20 x 20 Stück	38552	4046153009565	–	12





Maicell® Box

Charakteristik

- Entnahmespender für eine Rolle Zellstofftupfer
- aus Acryl
- für 4 x 5 cm und 8 x 10 cm Tupfer

eClass: 41-06-02-02

Anwendung

Die Zellstofftupfer-Box eignet sich durch ihren stabilen Stand und sichere Abrißkante zur einfachen Entnahme der Tupfer.

Maicell® – Box

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
1 Box ohne Inhalt	Einheitsgröße	1 Stück	72101	4046153021284	2208207	1	✓



Maicell® Zellstofftupfer

Charakteristik

- gebrauchsfertige, vorgestanzte Zellstofftupfer
- hochgebleicht nach DIN EN 19310 DAB
- unsterile Zellstofftupfer sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-22-12-13

Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung werden Maicell® Zellstofftupfer als wirtschaftliches, medizinisches Hilfsmittel in Ambulanz und auf Station verwendet, z.B. zur Hautreinigung vor Injektionen, als Saugpolster bei kleineren Verletzungen sowie für viele Labortätigkeiten.

Maicell®, unsteril, zu 2 Rollen im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Zellstofftupfer	4 cm x 5 cm	2 x 500 Stück	72100	4046153021260	0119557	10	✓

Maicell®, übersterilisiert, zu 2 Rollen im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Zellstofftupfer	4 cm x 5 cm	2 x 500 Stück	72105	4046153021321	02070861	10	✓

Maicell® XT, steril, zu 4 Rollen in einer Steriltüte verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Zellstofftupfer	4 cm x 5 cm	4 x 250 Stück	72106	4046153032389	6067206	10	✓







MaiMed® – BT X-ray Bauchtücher mit RÖKO-Chip

Charakteristik

- gebrauchsfertige Bauchtücher mit eingenähtem Röntgenkontrast-Chip (RÖKO)
- Verbandmull
- 20-fädig
- DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle, vorgewaschen
- ca. 30 cm Schlaufe
- sterile Bauchtücher mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)
- unsterile Bauchtücher sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-02

Anwendung

Nach Sterilisation zur chirurgisch invasiven Absorption von Blut und Sekret im OP-Bereich. Speziell zum Zurückhalten und Fassen von Organen.

MaiMed® – BT X-ray, unsteril, mit RÖKO, 4 x 5 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach	8 cm x 90 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41020	4046153009688	–	45
4-fach	20 cm x 30 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41050	4046153009862	–	50
4-fach	20 cm x 30 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41060	4046153009886	–	50
4-fach	45 cm x 45 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41090	4046153009961	–	15
4-fach	45 cm x 45 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41100	4046153009985	–	15
4-fach	50 cm x 60 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41170	4046153010042	–	10
4-fach	50 cm x 60 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41180	4046153010066	–	10
6-fach	8 cm x 90 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41030	4046153009725	–	30
6-fach	20 cm x 30 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41070	4046153009909	–	35
6-fach	20 cm x 30 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41080	4046153009923	–	35
6-fach	45 cm x 45 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41110	4046153010004	–	10
6-fach	45 cm x 45 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41120	4046153010028	–	10
6-fach	50 cm x 60 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41190	4046153010080	–	7
6-fach	50 cm x 60 cm	4 x 5 Stück	grün	●	41200	4046153010103	–	7
8-fach	12 cm x 38 cm	4 x 5 Stück	weiß	○	41510	4046153010240	–	32


MaiMed®– BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 1 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
6-fach	8 cm x 90 cm	60 x 1 Stück	weiß	○	48030	4046153010967	– 2

MaiMed®– BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 2 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	weiß	○	48011	4046153010905	– 2
4-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	grün	●	48021	4046153010943	– 2
4-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	weiß	○	48051	4046153011063	– 2
4-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	grün	●	48061	4046153011124	– 2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○	48091	4046153011261	– 2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	grün	●	48101	4046153011308	– 2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○	48090*	4046153011247	– 2
4-fach	50 cm x 60 cm	25 x 2 Stück	weiß	○	48126	4046153011445	– 2
4-fach	50 cm x 60 cm	25 x 2 Stück	grün	●	48127	4046153011469	– 2
6-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	weiß	○	48031	4046153010981	– 2
6-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	grün	●	48041	4046153011001	– 2
6-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	weiß	○	148071	4046153011162	– 2
6-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	grün	●	48081	4046153011209	– 2
6-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○	48111	4046153011346	– 2
6-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	grün	●	48121	4046153011407	– 2
6-fach	50 cm x 60 cm	20 x 2 Stück	weiß	○	48131	4046153011483	– 2
6-fach	50 cm x 60 cm	20 x 2 Stück	grün	●	48141	4046153011544	– 2
6-fach	12 cm x 60 cm	30 x 2 Stück	grün	●	48162	4046153011605	– 2

*Bauchtuch ist ohne Schlaufe.

MaiMed®– BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach	8 cm x 90 cm	40 x 5 Stück	weiß	○	48012	4046153010929	– 2
4-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	weiß	○	48052	4046153011087	– 2
4-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	weiß	○	48092	4046153011285	– 2
4-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	grün	●	48102	4046153011322	– 2
6-fach	8 cm x 90 cm	30 x 5 Stück	grün	●	48045	4046153011049	– 2
6-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	weiß	○	48072	4046153011186	– 2
6-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	grün	●	48082	4046153011223	– 2
6-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	weiß	○	48112	4046153011360	– 2
6-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	grün	●	48122	4046153011421	– 2

■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

● = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – VM ZZ Verbandmull zick-zack

Charakteristik

- gebrauchsfertiger Verbandmull
- zick-zack gelegt
- 20-fädig
- DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle
- 80 cm Webbreite, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite
- unsteriler Verbandmull ist sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-04

Anwendung

Für die individuell angefertigte Wundauflage. Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden, Blutabsorption und Sekretaufnahme.

MaiMed® – VM ZZ, unsteril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Verbandmull zick-zack	1 m	1 Pack	11210	4046153000487	8889007	192	✓
Verbandmull zick-zack	2 m	1 Pack	11220	4046153000500	8889013	96	✓
Verbandmull zick-zack	5 m	1 Pack	11230	4046153000524	8889036	48	✓
Verbandmull zick-zack	10 m	1 Pack	11240	4046153000548	8889042	24	✓



MaiMed® – VM gerollt Verbandmull gerollt

Charakteristik

- gebrauchsfertiger Verbandmull
- gerollt
- 20-fädig
- DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle
- 80 cm Webbreite, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite
- unsteriler Verbandmull ist sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-04

Anwendung

Für die individuell angefertigte Wundauflage. Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden, Blutabsorption und Sekretaufnahme.

MaiMed® – VM, unsteril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Verbandmull gerollt	1 m	1 Pack	11110	4046153000326	8889094	135	✓
Verbandmull gerollt	2 m	1 Pack	11120	4046153000340	8889102	96	✓
Verbandmull gerollt	5 m	1 Pack	11130	4046153000364	08889065	45	✓
Verbandmull gerollt	10 m	1 Pack	11140	4046153000388	08889071	22	✓
Verbandmull gerollt	40 m (2 x 20 m, in einem Folienbeutel)	1 Pack	11150	4046153000401	8889088	6	✓



Mainasal® Nasenverband

Charakteristik

- gebrauchsfertiger Nasenverband
- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100% Baumwolle
- weiches und zylindrisches Baumwollwattekissen (ca. 7 cm)
- mit Verbandmull aus 100% Baumwolle überzogen
- mit angebrachten Bändern (2 x 43 cm) zur Fixierung (Verknotung) hinter dem Kopf
- sehr saugfähig
- unsterile Nasenverbände sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-07

Anwendung

Der Nasenverband (Nasenschleuder) nimmt, postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret auf. Zur äußeren Anwendung.

Mainasal®, unsteril, zu 20 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nasenverband	7 cm lang, Ø 3 cm	20 Stück	75110	4046153026104	8889444	100



Mainasal® – flex flexibler Nasenverband

Charakteristik

- gebrauchsfertiger Nasenverband
- aus Verbandmull, mit 100% Polyamid überzogen
- weiches und zylindrisches Baumwollwattekissen (ca. 7 cm)
- schnelles Anlegen, die Bänder passen sich jeder Kopfgröße an und werden um die Ohren gelegt
- sehr saugfähig
- unsterile Nasenverbände sind sterilisierbar A 121°C oder EO

eClass: 34-21-02-07

Anwendung

Der Nasenverband (Nasenschleuder) nimmt, postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret auf. Zur äußeren Anwendung.

Mainasal® – flex, unsteril, zu 20 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nasenverband	7 cm lang, Ø 3 cm	20 Stück	75115	4046153030828	4387496	100



Handschuhe

Sicherheit

Hands

Übersicht nach Kategorien

Informationen Handschuhe **S. 36**

Produktübersicht Handschuhe **S. 39**



Handschuhe aus Latex **S. 40**



Handschuhe aus Nitril **S. 52**



Handschuhe aus Vinyl **S. 61**



Sonstige Handschuhe **S. 66**



OP-Handschuhe **S. 70**



Zubehör
Wandhalter für Handschuhboxen **S. 77**



Schutz

schuhe



■ Gefahrenkategorien bei Schutzhandschuhen

Die PSA-Richtlinie 89/686/EWG unterscheidet drei Gefahrenebenen:

- **Minimale Risiken**
- **Mittlere Risiken**
- **Tödliche bzw. irreversible Risiken**

Zur Einhaltung der PSA-Richtlinie muss die Gefahrenebene festgestellt und der Handschuh der entsprechenden **Kategorie** gewählt werden.

Kategorie I

Handschuhe einfacher Ausführung – **Für minimale Risiken**

Unter die Kategorie I fallen Handschuhe einfacher Ausführung, zum Schutz gegen minimale Risiken (z.B. MaiMed® clean – Haushaltshandschuhe). Handschuhe der Kategorie I dürfen von Herstellern getestet und zertifiziert werden. Folgende CE-Kennzeichnung darf für diese Handschuhe verwendet werden:



Kategorie II

Handschuhe mittlerer Ausführung – **Für mittlere Risiken**

Unter die Kategorie II fallen Handschuhe mittlerer Ausführung, zum Schutz gegen mittlere Risiken. Handschuhe dieser Kategorie müssen von einer unabhängigen, akkreditierten Zertifizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. Nur diese Zertifizierungsstellen dürfen eine CE-Kennzeichnung erteilen.

Handschuhe ohne CE-Kennzeichnung dürfen nicht in den Handel gebracht werden. Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle muss in der Gebrauchsanweisung des Handschuhs aufgeführt werden. Folgende CE-Kennzeichnung darf für diese Handschuhe verwendet werden:



Kategorie III

Handschuhe komplexer Ausführung – **Für tödliche bzw. irreversible Risiken**

Unter die Kategorie III fallen Handschuhe komplexer Ausführung, zum Schutz gegen tödliche bzw. irreversible Risiken (z.B. Chemikalien). Diese Handschuhe müssen ebenfalls von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. Zusätzlich muss der Hersteller, zur Garantie der Homogenität seiner Produktion und der einheitlichen Qualität seines Endproduktes, das eingesetzte Qualitätsverfahren von einer unabhängigen Stelle prüfen lassen. Diese Zertifizierungsstelle ist durch die CE-Kennzeichnung und eine spezifische ID-Nummer anzugeben (z.B. 0194).

Folgende CE-Kennzeichnung darf für diese Handschuhe verwendet werden:



Beispiel

Für die verschiedenen Kategorien unserer MaiMed®-Handschuhe sind auf unseren Boxen folgende Symbole abgebildet:



Ein Handschuh wird als beständig gegen Mikroorganismen angesehen, wenn er mindestens die Klasse 2 des Penetrationstests erfüllt. Dieses entspricht einem AQL-Wert von $< 1,5$. Ein Handschuh wird als Chemikalienschutzhandschuh angesehen, wenn er beim Permeationstest die Klasse 2 bei drei Chemikalien erreicht. Erreicht ein Handschuh die Klasse 2 nur bei ein oder zwei Chemikalien, so bietet dieser Handschuh nur einen geringen Schutz gegen Chemikalien und ist auch entsprechend zu kennzeichnen.



■ Schutzhandschuh-Normen

EN
420

DIN EN 420

Diese Norm steht für die allgemeinen Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe.

EN 455

DIN EN 455

Diese Norm steht für medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch.

EN 374

DIN EN 374

Diese Norm legt die Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz des Anwenders vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen fest.

- Teil I – Terminologie und Leistungsanforderung
- Teil II – Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration von Chemikalien (Penetration = Eindringen von Chemikalien/Mikroorganismen in das Handschuhmaterial).
- Teil III – Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien (Permeation = Durchbruch einer Chemikalie bis zum Hautkontakt).

AQL

(1.5)

AQL (Acceptable Quality Level)

Verfahren zur Ermittlung der erforderlichen Stichprobengröße im Qualitätsmanagement. Beim AQL wird, in einer genau definierten Vorgangsweise, in einer Menge von Waren, eine bestimmte Teilmenge als Stichprobe definiert. Diese Stichprobe wird anhand von Normen und Vorschriften, bzw. der zwischen Lieferant und Kunde vereinbarten Vorgaben und Toleranzen geprüft. Handschuhe für den medizinischen Einsatzbereich haben einen AQL von 1,5, für die Anwendung im Industriebereich ist ein AQL > 1,5 akzeptabel.



Lebensmitteleignung

Dieses Piktogramm zeigt auf, dass Handschuhe für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind.



Chemikalienschutz

Chemikalienschutz ist gegeben, wenn eine Durchbruchzeit von mehr als 30 Min. für mindestens drei der relevanten Prüfchemikalien (siehe untere Tabelle) erreicht wird (AJK stehen für die Code-Buchstaben drei dieser Chemikalien, bei denen der geprüfte Handschuh eine Durchbruchzeit von > 30 Min. erzielt hat):

Übersicht nach Leistungsstufen

Leistungsstufen	0	1	2	3	4	5	6
Minuten	< 10	10	30	60	120	240	> 480

Liste der Prüfchemikalien

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	Klasse
A	Methanol	Primärer Alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitril
D	Dichlormethan	Chloriertes Paraffin
E	Kohlenstoffdisulfid	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Heterozyklische Etherverbindungen
I	Ethylacetat	Ester
J	n-Heptan	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K	Natriumhydroxid 40%	Anorganische Base
L	Schwefelsäure 96%	Anorganische Säuren



Beständigkeit gegen Auswahlchemikalien.

Dieses Piktogramm wird für Handschuhe verwendet, die Durchbruchzeiten von < 30 Min. bei weniger als 3 Chemikalien aufweisen.




Ihre richtige Handschuhgröße

Ein Handschuh muss passen, denn nur die perfekte Passform garantiert das richtige Tastempfinden und die absolute Griffsicherheit. Die verschiedenen Größen aller MaiMed® – Handschuhe sind mit Farbkodierungen versehen.

Größe Inch	5-5,5	6-6,5	7-7,5	8-8,5	9-9,5
Größe	XS	S	M	L	XL

Größe	XS	S	M	L	XL
Farbkodierung	gelb	pink	blau	grün	lila



Finden Sie den richtigen Handschuh beim Umgang mit chemischen Substanzen

Medizinische Einmal-Handschuhe sollen Anwender und Patienten im medizinischen Bereich vor Kontamination schützen. Für den Einsatz mit Chemikalien sind bestimmte Voraussetzungen zu beachten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen ersten Hinweis zur Handhabung von Chemikalien mit Einmal-Handschuhen.

chemische Substanz	Latex	Vinyl	Nitril	chemische Substanz	Latex	Vinyl	Nitril	chemische Substanz	Latex	Vinyl	Nitril
Akkusäure (spez. Gew. 1,28)	●	●	●	Formaldehydlösung 40%	●	●	●	Paraffinöl	●	●	●
Aluminiumchlorid (ges. Lsg.)	●	●	●	Gerbsäure	●	●	●	Perchloräthylen	●	●	●
Ameisensäure 90%	●	●	●	Glycerin	●	●	●	Petroleum	●	●	●
Ameisensäure 50%	●	●	●	Heizöl	●	●	●	Phosphorsäure 50%	●	●	●
Ameisensäure 10%	●	●	●	Hydrosulfit, wässrig	●	●	●	Phosphorsäure 10%	●	●	●
Ammoniak Lösung 10%	●	●	●	Hypochlorid	●	●	●	Rizinusöl	●	●	●
Ammoniumchlorid (ges. Lsg.)	●	●	●	Isoamylalkohol	●	●	●	Rüböl	●	●	●
Anilin	●	●	●	Isobutylalkohol	●	●	●	Salpetersäure konz.	●	●	●
Äthylalkohol	●	●	●	Isopropylalkohol	●	●	●	Salpetersäure 10%	●	●	●
Äthyläther	●	●	●	Kallauge 40%	●	●	●	Salzsäure konz.	●	●	●
Äthylacetat	●	●	●	Kallauge 10%	●	●	●	Schmalz	●	●	●
Äthylenglycol	●	●	●	Kaliumdichromat (ges. Lsg.)	●	●	●	Schwefelkohlenstoff	●	●	●
Aceton	●	●	●	Kaliumpermanganat (ges. Lsg.)	●	●	●	Schwefelsäure konz.	●	●	●
Benzin 65/95 °C	●	●	●	Karbolineum	●	●	●	Schwefelsäure 80%	●	●	●
Benzin 100 140 °C	●	●	●	Kochsalz (ges. Lsg.)	●	●	●	Schwefelsäure 50%	●	●	●
Benzol	●	●	●	Kupfersulfat (ges. Lsg.)	●	●	●	Spindelöl	●	●	●
Borsäure Lösung 3,7%	●	●	●	Lebertran	●	●	●	Terpentin	●	●	●
Buttersäure	●	●	●	Leinöl	●	●	●	Tetrachlorkohlenstoff	●	●	●
Butylacetat	●	●	●	Magnesiumchlorid	●	●	●	Toluol	●	●	●
Calciumchlorid (ges. Lsg.)	●	●	●	Methyläthylketon	●	●	●	Trafoöl	●	●	●
Chloroform	●	●	●	Milchsäure 10%	●	●	●	Trichloräthylen	●	●	●
Chlorwasser (ges. Lsg.)	●	●	●	Natriumcarbonat (ges. Lsg.)	●	●	●	Waschlauge 10%	●	●	●
Chromsäure 10%	●	●	●	Natriumhypochloridlösung	●	●	●	Wasser	●	●	●
Cyclohexan	●	●	●	Natriumsulfid	●	●	●	Wasserglas	●	●	●
Dieselloftstoff	●	●	●	Natronlauge 40%	●	●	●	Wasserstoffperoxyd 30%	●	●	●
Eisen-III-Chlorid (ges. Lsg.)	●	●	●	Natronlauge 10%	●	●	●	Weinsäure (ges. Lsg.)	●	●	●
Essigsäure 50%	●	●	●	Nitrobenzol	●	●	●	Xylamon	●	●	●
Essigsäure 10%	●	●	●	Nitroverdüner (Lack)	●	●	●	Xylol	●	●	●
Fette, pflanzliche	●	●	●	Nitroverdüner (Lack)	●	●	●	Zitronensäure (ges. Lsg.)	●	●	●
Fette, tierische	●	●	●	Öle, tierische	●	●	●				
Fette, mineralische	●	●	●	Öle, mineralische	●	●	●				

● = wenig geeignet
● = bedingt geeignet
● = geeignet



Produktübersicht nach Eigenschaften

Material	Produkt	Länge (mm)	Farbe	Lebens- mittelecht	Norm 374	Norm 455	Latex	Latex- frei	Puder- frei	gepudert	texturierte Oberfläche	glatte Oberfläche	steril	unsteril	Seite
Latex	MaiMed® – sensitiv PF	245	beige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	41
	MaiMed® – soft	245	hellbeige	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	42
	MaiMed® – soft PF	245	hellbeige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	42
	MaiMed® – classic PF	245	hellbeige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	43
	MaiMed® – grip PF	245	hellbeige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	44
	MaiMed® – smooth PF	245	beige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	45
	MaiMed® – blue	245	blau	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	46
	MaiMed® – blue PF	245	blau	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	46
	MaiMed® Black LX PF	245	schwarz	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	47
	MyClean® touch PF	245	hellbeige	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	48
	MaiMed® – Fingerlinge	60	hellbeige	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	49
	MaiMed® – Handschuhe im Papiereinschlag	245	hellbeige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	49
	Nugard® – Procedure PF	245	hellbeige	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	48
	MyClean® – HHS „Lebensmittelecht“	320	gelb	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	50
	MyClean® – HHS, „Professionelle Raumpflege“	320	gelb	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	50
	MyClean® – HHS „Extrem Robust“	320	lila	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	51
	MyClean® – HHS „Aloe Vera“	320	grün	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	51
OP	MaiMed® – Flex-plus PF	280	hellbeige	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	71
	MaiMed® – Tex	280	hellbeige	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	72
	Maxitex® – Neuro PF	295	hellbraun	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	73
	Maxitex® – Duplex PF	295	gelb/braun	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	74
Nitril	MaiMed® – solution PF	245	blau, weiß	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	54
	MaiMed® – solution 100	245	blau, weiß	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	54
	MaiMed® – solution 100 blue violet	245	blau-violett	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	54
	MaiMed® – solution NEXT	245	blau, weiß	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	53
	MaiMed® – nitril stretch	245	blau, weiß	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	56
	MaiMed® – Nitril Black	245	schwarz	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	57
	MaiMed® – nitril blue PF	245	blau	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	58
	MaiMed® – nitril LG	300	blau	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	59
	MaiMed® – nitril ST PF	300	blau	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	60
Vinyl	MaiMed® – vinyl	245	transparent	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	62
	MaiMed® – vinyl PF	245	transparent	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	62
	MaiMed® – vinyl blue	245	blau	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	63
	MaiMed® – vinyl blue PF	245	blau	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	63
	MaiMed® – vinTec Stretch PF	245	weiß	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	64
	MyClean® vi-touch PF	245	transparent	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	65
Sonstige	MaiMed® – evolution Polyethylen	255	blau, weiß	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	67
	MaiMed® – Veterin PE PF Polyethylen	900	orange/ transparent	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	68
	MaiMed® – PE Polyethylen	245	transparent	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	68
	MaiMed® – Copolymer, steril	245	transparent	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	69
	MaiMed® – twine Baumwolle	245	weiß	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	69
	Nuzone® X2 Synthetik (Polychloropren)	285	braun	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	75
OP	Fusione® Synthetik (Polyisopren)	285	beige	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	76



Handschuhe aus



„Wir schwören auf Latexhandschuhe, weil sie in Sachen Passform und Tragekomfort unerreicht sind. Allerdings nutzen wir zur Allergieprävention puderfreie Handschuhe. Für Personal und Patienten mit erhöhtem Allergierisiko haben wir natürlich auch Alternativen.“

Allgemeinarzt Dr. D. aus Hamburg



Der Grundstoff moderner Latexhandschuhe ist der Milchsaft des Kautschukbaums (*Hevea brasiliensis*). Nachdem Charles Goodyear 1839 die Vulkanisation entwickelte, wurde der Kautschuk widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung, sowie atmos-

phärische und chemische Einflüsse. Der Siegeszug des modernen Handschutzes begann. Fortan war es möglich, die Hände durch eine elastische und dehnbare zweite Haut aus Kautschuk bzw. Latex zu schützen.

Vorteile Latex



Latex ist reißfest, elastisch und passt sich jeder Handform perfekt an.



Latexhandschuhe von MaiMed® genügen den höchsten Ansprüchen, bestehen aus hochwertigem Latex und werden nach den europäischen Anforderungen hergestellt.



Latex ist besonders dehnbar und angenehm weich auf der Haut. Es schützt die Hände und bietet ein besonders gutes Tastgefühl.



Allerdings fördern die im Latex enthaltenen, wasserlöslichen Proteine bei häufiger Verwendung Allergien. Gepuderte Handschuhe erhöhen das Risiko zusätzlich. Das Spülen der Handschuhe mit Chlorlösung (Chlorinierung) wäscht einen Großteil der Proteine aus, was die Verträglichkeit erhöht. Personen mit erhöhtem Allergierisiko sollten daher darauf achten, chlorinierte, puderfreie Handschuhe zu benutzen oder auf andere Materialien umzusteigen.



MaiMed® – sensitiv PF

Eigenschaften



**Premiumprodukt
mit einmaligem Grip**

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – sensitiv PF ist, auf Grund seiner stark texturierten Oberfläche und einer speziellen Aufbereitung, besonders griffig, auch in nassem Zustand. Der MaiMed® – sensitiv PF ist wegen seiner dicken Wandstärke zudem besonders strapazierfähig.

Einsatzgebiet

Wegen seiner extremen Griffigkeit im nassen Zustand, ist der MaiMed® – sensitiv PF besonders in der Dentalmedizin und bei der Laborarbeit beliebt. Er findet ebenfalls Anwendung in der industriellen Fertigung und der Lebensmittelverarbeitung.



MaiMed® – sensitiv PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	beige	74155	4046153024148	2207917	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	beige	74165	4046153024162	2207952	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	beige	74175	4046153024186	2207998	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	beige	74185	4046153024209	2208012	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	beige	74195	4046153024223	2208035	10

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – soft

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – soft zeichnet sich durch seine exzellente Passform und sehr gute Tastfähigkeit aus. Das Puder gewährleistet ein einfaches und problemloses Anziehen des Handschuhs. Seine hohe Materialqualität macht ihn sehr strapazierfähig und reißfest. Der MaiMed® – soft bietet eine hervorragende Qualität zum kleinen Preis.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – soft ist besonders für den Einsatz bei stark beanspruchten Tätigkeiten mit häufigem Handschuh-Wechsel ausgelegt. Er wird sowohl im medizinischen als auch im industriellen Bereich eingesetzt. Der MaiMed® – soft darf wegen seiner Puderung nicht in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.


MaiMed® – soft, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	hellbeige	74006	4046153023004	2074439	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	hellbeige	74010	4046153023080	0350881	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	hellbeige	74020	4046153023127	0350898	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	hellbeige	74030	4046153023165	0350906	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	hellbeige	74038	4046153023240	2074445	10

eClass: 34-14-03-01

MaiMed® – soft PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – soft PF zeichnet sich durch seine exzellente Passform und sehr gute Tastfähigkeit aus. Seine mikrogeraute Oberfläche verleiht ihm zudem eine hohe Griffbarkeit. Insgesamt ist der MaiMed® – soft PF sehr strapazierfähig und reißfest.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – soft PF eignet sich, wegen seiner hohen Griffbarkeit, besonders für den Umgang mit Instrumenten und Maschinen, im Zuge stark beanspruchender Tätigkeiten. Auf Grund seiner hohen Materialqualität und der attraktiven Preisgestaltung, ist der MaiMed®-soft PF ein Klassiker im medizinischen und industriellen Bereich sowie in der Lebensmittelverarbeitung.

MaiMed® – soft PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	hellbeige	74005	4046153022984	2876647	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	hellbeige	74015	4046153023103	2876630	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	hellbeige	74025	4046153023141	2830668	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	hellbeige	74035	4046153023189	2680281	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	hellbeige	74039	4046153023264	2665784	10

eClass: 34-14-03-01





MaiMed® – classic PF

Eigenschaften



i Polymerinnenbeschichtet

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – classic PF gewährleistet, wegen seiner stark mikrogerauten Oberfläche, eine enorme Griffigkeit und ein sicheres Halten von Instrumenten und anderen Gerätschaften. Die Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Handschuhs ist besonders komfortabel beim An- und Ausziehen.

Einsatzgebiet

Auf Grund seiner stark mikrogerauten Oberfläche ist der MaiMed® – classic PF besonders bei medizinischem Personal beliebt. Er findet ebenfalls Anwendung in der industriellen Fertigung und der Lebensmittelverarbeitung.



MaiMed® – classic PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	hellbeige	74346	4046153031320	4044052	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	hellbeige	74347	4046153031344	4044069	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	hellbeige	74348	4046153031368	4044081	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	hellbeige	74349	4046153031382	4044098	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	hellbeige	74350	4046153031405	4044106	10

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – grip PF

Eigenschaften



Latex



unsteril



puderfrei

stark
mikro-
gerautca.
245 mmLänge
Lebensmittel
geeignetinnere
Polymerbe-
schichtungEN
455-
1,2,3,4
DIN1.5
AQL

hellbeige



**Hochwertiger
Latexhandschuh zu
attraktivem Preis**

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – grip PF bietet eine kostengünstige aber dennoch qualitativ sehr hochwertige Alternative zu unserem Premiumprodukt MaiMed® – classic PF. Die Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Handschuhs ist besonders komfortabel beim An- und Ausziehen.

Einsatzgebiet

Wegen seiner mikrogerauten Oberfläche ist der MaiMed® – grip PF besonders bei medizinischem Personal beliebt. Er findet ebenfalls Anwendung in der industriellen Fertigung und der Lebensmittelverarbeitung.



MaiMed® – grip PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	hellbeige	74405	4046153024803	3307319	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	hellbeige	74415	4046153024926	3307348	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	hellbeige	74425	4046153025046	3307354	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	hellbeige	74435	4046153025060	3307414	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	hellbeige	74445	4046153025084	3307437	10

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – smooth PF

Eigenschaften



Perfekt für den Einsatz im Pflegebereich

Besondere Merkmale

Die glatte Oberfläche des MaiMed® – smooth PF macht ihn besonders sanft und hautschonend. Der Handschuh wurde einer doppelten Chlorinierung unterzogen, was ihn besonders hautverträglich macht.

Einsatzgebiet

Wegen seiner glatten Oberfläche ist der MaiMed® – smooth PF ideal für den täglichen Patientenkontakt in der Pflege geeignet. In anderen medizinischen Bereichen sowie der verarbeitenden Industrie kann der Handschuh, bei ähnlichem Anforderungsprofil, ebenfalls eingesetzt werden.



Zusatzinfos:

Der Proteingehalt ist bei Latexhandschuhen ausschlaggebend für das Risiko von allergischen Reaktionen. Durch die Chlorinierung (Spülung mit chloriertem Wasser) werden diese Allergene ausgewaschen und die Oberflächenstruktur des Handschuhs geglättet. Im Ergebnis sind chlorinierte Handschuhe besonders hautfreundlich und verträglich.

MaiMed® – smooth PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	beige	174305	4046153024520	08923968	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	beige	74315	4046153024568	08923974	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	beige	74325	4046153024582	08923980	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	beige	74335	4046153024605	08923997	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	beige	174339	4046153024643	08924005	10

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – blue

Eigenschaften



Latex



unsteril



gepudert



Oberfläche



Länge



DIN



AQL



blau

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – blue ist ein hochwertiger Latexhandschuh in der Farbe Blau. Auf Grund seiner glatten Oberfläche ist er sehr angenehm und sanft auf der Haut und besticht durch ein sehr gutes Tastempfinden. Der MaiMed® – blue ist besonders strapazierfähig und auch nach langem Tragen bietet er noch einen komfortablen Sitz. Das Puder gewährleistet ein einfaches An- und Ausziehen des Handschuhs.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – blue ist wegen seiner Farbigkeit und Produkteigenschaften sowohl für den Einsatz im medizinischen Sektor als auch der verarbeitenden Industrie geeignet. Er darf wegen der Puderung nicht in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

MaiMed® – blue, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latex-Handschuh	XS	100 Stück	blau	174406	4046153024827	–	10
Latex-Handschuh	S	100 Stück	blau	74407	4046153024841	–	10
Latex-Handschuh	M	100 Stück	blau	74408	4046153024865	–	10
Latex-Handschuh	L	100 Stück	blau	74409	4046153024889	–	10
Latex-Handschuh	XL	100 Stück	blau	74410	4046153024902	–	10

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – blue PF

Eigenschaften



Latex



unsteril



puderfrei



Oberfläche



Länge

Lebensmittel
geeignet

DIN



AQL



blau

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – blue PF zeichnet sich durch seine exzellente Passform und sehr gute Tastfähigkeit aus. Seine mikrogeraute Oberfläche verleiht ihm zudem eine hohe Griffkraft. Insgesamt ist der MaiMed® – blue PF sehr strapazierfähig und reißfest.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – blue PF eignet sich, wegen seiner hohen Griffkraft, besonders für den Umgang mit Instrumenten und Maschinen im Zuge stark beanspruchender Tätigkeiten. Auf Grund seiner hohen Materialqualität und der attraktiven Preisgestaltung, ist der MaiMed® – blue PF ein Klassiker im medizinischen und industriellen Bereich sowie in der Lebensmittelverarbeitung.

MaiMed® – blue PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	blau	74416	4046153024940	–	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	blau	74417	4046153024964	–	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	blau	74418	4046153024988	–	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	blau	74419	4046153025008	–	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	blau	74420	4046153025022	–	10

eClass: 34-14-03-01





MaiMed® – Black LX

Eigenschaften



Latex



unsteril



pudertfrei



Oberfläche



Länge



Lebensmittel
geeignet



DIN



AQL



schwarz

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Black LX PF ist ein sehr hochwertiges Latexprodukt in der Farbe Schwarz. Auf Grund seiner glatten Oberfläche ist er sehr angenehm und sanft auf der Haut und besticht durch ein sehr gutes Tastempfinden. Der MaiMed® – Black LX PF ist besonders strapazierfähig und auch nach langem Tragen bietet er noch einen komfortablen Sitz.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Black LX PF ist wegen seiner Farbe und Produkteigenschaften besonders beliebt in den Bereichen Catering, Lebensmittelverarbeitung sowie in Tattoo-, Piercing- und Friseurstudios.



MaiMed® – Black LX, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	S	100 Stück	schwarz	● 74446	4046153030743	07796255	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	schwarz	● 74447	4046153030767	07796261	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	schwarz	● 74448	4046153030781	07796278	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	schwarz	● 174449	4046153030804	07796284	10

eClass: 34-14-03-01



MyClean® touch PF

Eigenschaften



Latex



unsteril



puderfrei



Oberfläche



Länge

Lebensmittel
geeignet

AQL



hellbeige

Besondere Merkmale

Der MyClean® touch PF ist ein Allround-Talent für alltägliche Arbeiten, bei denen Hygiene und Schutz der Hände eine Rolle spielen. Mit seiner mikrogerauten Oberfläche bietet er einen sicheren Griff. Sein starkes Preis-Leistungsverhältnis macht diesen Handschuh zu einem idealen Einstiegsprodukt.

Einsatzgebiet

Der MyClean® touch PF ist ein Einmalhandschuh für den nichtmedizinischen Bereich. Durch seine Lebensmitteleignung wird er in der Gastronomie und in Großküchen ebenso eingesetzt wie in Haus und Garten, Industrie und Handwerk.

MyClean® touch PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	100 Stück	hellbeige	74246	4046153084784	–	10
Latexhandschuh	S	100 Stück	hellbeige	74247	4046153084807	–	10
Latexhandschuh	M	100 Stück	hellbeige	74248	4046153084821	–	10
Latexhandschuh	L	100 Stück	hellbeige	74249	4046153084845	–	10
Latexhandschuh	XL	100 Stück	hellbeige	74250	4046153084869	–	10

eClass: 20-41-03-02

Nugard® – Procedure PF

Eigenschaften



Latex



steril



puderfrei



Oberfläche



Länge

Lebensmittel
geeignet

DIN



AQL



hellbeige

Besondere Merkmale

Der Nugard® – Procedure PF ist ein steriler Untersuchungshandschuh aus Latex für jegliche Arbeiten, die ein antiseptisches Klima erfordern. Er ist besonders hochwertig und überzeugt mit einer optimalen Passform, sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tastempfinden. Durch seine mikrogeraute Oberfläche bietet der Nugard® – Procedure PF eine sehr hohe Griffbarkeit im Umgang mit medizinischem Instrumentarium.

Einsatzgebiet

Der Nugard® – Procedure PF ist speziell auf die Bedürfnisse im Krankenhaus oder Labor ausgelegt. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz bei Tätigkeiten, die eines sterilen Handschuhs bedürfen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt. Bei Bedarf kann er allerdings auch in der Industrie und Lebensmittelverarbeitung angewendet werden.

Nugard® – Procedure PF, steril, zu 50 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	XS	50 Paar	hellbeige	74222	4046153086627	–	4
Latexhandschuh	S	50 Paar	hellbeige	74223	4046153086641	–	4
Latexhandschuh	M	50 Paar	hellbeige	74224	4046153086665	–	4
Latexhandschuh	L	50 Paar	hellbeige	74225	4046153086689	–	4
Latexhandschuh	XL	50 Paar	hellbeige	74226	4046153086702	–	4

eClass: 34-14-02-01

**Starkes
Preis-Leistungsverhältnis****Steriler
Untersuchungshandschuh
in Top-Qualität**



MaiMed® – Latexhandschuh im Papiereinschlag

Eigenschaften



**Paarweise
verpackt**

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Latexhandschuh im Papiereinschlag ist ein unsteriler Untersuchungshandschuh, der paarweise verpackt ist. Er überzeugt mit einer optimalen Passform, sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tastempfinden, auch bei langer Benutzung. Durch seine mikro-geraute Oberfläche bietet er eine sehr hohe Griffkraft im Umgang mit Instrumenten. Der MaiMed® – Latexhandschuh im Papiereinschlag ist nachträglich sterilisierbar.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Latexhandschuh im Papiereinschlag eignet sich besonders für die Zusammenstellung von individuellen Untersuchungs- und Operationssets, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt, die individuelle Sets packen und sterilisieren. Bei Indikation kann der Handschuh auch in der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung problemlos eingesetzt werden.

MaiMed® – Latexhandschuhe im Papiereinschlag, unsteril, paarweise verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latexhandschuh	M	1 Paar	hellbeige	174067	4046153023523	–	400 Paar
Latexhandschuh	L	1 Paar	hellbeige	174068	4046153023547	–	400 Paar

eClass: 34-14-03-01



MaiMed® – Fingerlinge PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

MaiMed® – Fingerlinge PF aus Latex sind aufgerollt und haben eine dickere Wandstärke als Untersuchungshandschuhe.

Einsatzgebiet

MaiMed® – Fingerlinge PF sind besonders geeignet zum Auftragen von Salben, Gelen oder Breien im Human- und Veterinärbereich. Schützt Verletzungen wie Blasen, Schnittverletzungen, Verbrennungen, vor Feuchtigkeit und Schmutz.

MaiMed® – Fingerlinge PF, zu 100 Stück in Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Latex-Fingerlinge	1	100 Stück	hellbeige	174085	4046153023707	–	300
Latex-Fingerlinge	2	100 Stück	hellbeige	74086	4046153023721	–	300
Latex-Fingerlinge	3	100 Stück	hellbeige	74087	4046153023745	–	300
Latex-Fingerlinge	4	100 Stück	hellbeige	74088	4046153023769	–	300
Latex-Fingerlinge	5	100 Stück	hellbeige	74089	4046153023783	–	300

eClass: 40-01-12-05

■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).





MyClean® – HHS Professionelle Raumpflege Haushaltshandschuh

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MyClean® – HHS Professionelle Raumpflege ist ein vollanatomischer Haushaltshandschuh aus Latex. Auf Grund einer Baumwollbeflockung auf der Innenseite des Handschuhs ist er besonders angenehm zu tragen und zudem schweißabsorbierend. Eine Wabenstruktur auf der Handinnenfläche sorgt für Griffigkeit im Umgang mit diversen Gegenständen, auch im nassen Zustand.

Einsatzgebiet

Der MyClean® – HHS Professionelle Raumpflege eignet sich besonders gut für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege.

MyClean® – HHS Professionelle Reinigung, paarweise im Beutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Haushaltshandschuh	S	1 Paar	gelb	74081	4046153031764	–	100
Haushaltshandschuh	M	1 Paar	gelb	74082	4046153031788	–	100
Haushaltshandschuh	L	1 Paar	gelb	74083	4046153031801	–	100
Haushaltshandschuh	XL	1 Paar	gelb	74084	4046153118144	–	100

eClass: 40-01-12-08



MyClean® – HHS Lebensmittelecht Haushaltshandschuh

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MyClean® – HHS Lebensmittelecht ist ein vollanatomischer Haushaltshandschuh aus Latex. Auf Grund einer Baumwollbeflockung auf der Innenseite des Handschuhs ist er besonders angenehm zu tragen und zudem schweißabsorbierend. Eine Wabenstruktur auf der Handinnenfläche sorgt für Griffigkeit im Umgang mit diversen Gegenständen auch im nassen Zustand. Zudem hat der Handschuh eine Eignung für den Umgang mit Lebensmitteln.

Einsatzgebiet

Der MyClean® – HHS Lebensmittelecht eignet sich besonders gut für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege. Wegen der Lebensmitteleignung darf er außerdem in der Gastronomie, Küche und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

MyClean® – HHS Lebensmittelecht, paarweise im Beutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Haushaltshandschuh	S	1 Paar	gelb	74152	4046153024087	–	100
Haushaltshandschuh	M	1 Paar	gelb	74153	4046153024100	–	100
Haushaltshandschuh	L	1 Paar	gelb	74154	4046153024124	–	100
Haushaltshandschuh	XL	1 Paar	gelb	76286	4046153118106	–	100

eClass: 40-01-12-08





MyClean® – HHS Extrem Robust Haushaltshandschuh

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MyClean® – HHS Extrem Robust ist ein vollanatomischer Haushaltshandschuh aus Latex. Auf Grund einer Baumwollbeflockung auf der Innenseite des Handschuhs ist er besonders angenehm zu tragen und zudem schweißabsorbierend. Eine Wabenstruktur auf der Handinnenfläche sorgt für Griffigkeit im Umgang mit diversen Gegenständen auch im nassen Zustand. Der MyClean® – HHS Extrem Robust besitzt eine dickere Latexschicht, was ihn noch strapazierfähiger macht.

Einsatzgebiet

Der MyClean® – HHS Extrem Robust eignet sich besonders gut für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit und Tierpflege, wenn ein intensiver Schutz benötigt wird.

MyClean® – HHS Extrem Robust, paarweise im Beutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Haushaltshandschuh	S	1 Paar	lila	74011	4046153031887	–	100
Haushaltshandschuh	M	1 Paar	lila	74012	4046153031900	–	100
Haushaltshandschuh	L	1 Paar	lila	74013	4046153031924	–	100

eClass: 40-01-12-08



MyClean® – HHS Aloe Vera Haushaltshandschuh

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MyClean® – HHS Aloe Vera ist ein vollanatomischer Haushaltshandschuh aus Latex. Auf Grund einer Baumwollbeflockung mit pflegender Aloe Vera-Beschichtung auf der Innenseite des Handschuhs ist er besonders angenehm zu tragen und zudem schweißabsorbierend. Eine Wabenstruktur auf der Handinnenfläche sorgt für Griffigkeit im Umgang mit diversen Gegenständen auch im nassen Zustand.

Einsatzgebiet

Der MyClean® – HHS Aloe Vera eignet sich besonders gut für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege. Besonders bei häufigem Tragen schützt und pflegt die Aloe Vera-Beschichtung die Haut nachhaltig.

MyClean® – HHS Aloe Vera, paarweise im Beutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Haushaltshandschuh	S	1 Paar	grün	74041	4046153031948	–	100
Haushaltshandschuh	M	1 Paar	grün	74042	4046153031962	–	100
Haushaltshandschuh	L	1 Paar	grün	74043	4046153031986	–	100

eClass: 40-01-12-08





Handschuhe aus

Nitril

„Bei unserer täglichen Arbeit im Labor sind wir auf Handschuhe angewiesen, die nicht nur beim Umgang mit Chemikalien schützen, sondern auch in besonderem Maße strapazierfähig sind – und auch bei längerem Tragen angenehm auf der Haut bleiben.“

Chemielabor B. aus Düsseldorf



Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der in den 1930er Jahren durch I.G. Farben entwickelt wurde. Er ist „die“ hautverträgliche Alternative zu Naturkautschuk, da Nitril vollkom-

men frei von den allergieauslösenden Proteinen ist, die sich in Latexhandschuhen befinden.


Vorteile Nitril

- ✓ Nitril ist gegen Öle, Fette und Kraftstoffe besonders beständig und bietet hohen Schutz gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Keime und Viren.
- ✓ Nitril ist sehr elastisch – auch bei tiefen Temperaturen – und bis zur Reißgrenze dicht.
- ✓ Das Material zeigt sich extrem widerstandsfähig in puncto Belastungen und vermittelt trotzdem ein sehr gutes Tastempfinden.
- ✓ Die optimale Wärmeleitung sorgt dafür, dass die Hände in Nitrilhandschuhen auch bei längerem Tragen nicht so feucht werden.
- ✓ Die Handschuhe von MaiMed® sind aus hochwertigem Nitril und nach den europäischen Anforderungen hergestellt.
- ✓ Kaum ein Material ist so vielseitig und ökonomisch wie Nitril. Es wird deshalb heute in nahezu allen Bereichen eingesetzt, bei denen Handschutz eine Rolle spielt.



MaiMed® – solution NEXT PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – solution NEXT PF ist die neue Generation zu unserem MaiMed® – solution PF. Auf Grund seiner geringeren Wandstärke ist er noch tastempfindlicher. Seine texturierten Fingerspitzen verleihen ihm einen optimalen Grip. Eine neue Materialzusammensetzung sorgt zudem für eine enorme Dehnbarkeit bei gleichbleibender Reißfestigkeit. Natürlich enthält auch der MaiMed® – solution NEXT PF keine Latexproteine. Er ist daher sehr gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – solution NEXT PF findet wegen seiner hypoallergenen Produkteigenschaften in vielen Bereichen Anwendung. Das fehlende Allergierisiko macht den Handschuh zu einem beliebten Substitut für Latexhandschuhe im medizinischen Sektor als auch in der verarbeitenden Industrie. Die blauen Varianten des MaiMed® – solution NEXT PF finden vermehrt in der Lebensmittelverarbeitung Einsatz, da Ihre Farbgebung hier eine für besondere Sicherheit in der Produktionskette sorgt.



MaiMed® – solution NEXT PF, unsteril, zu 200 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nitrilhandschuh	XS	200 Stück	weiß	76290	4046153115365	10308012	10
Nitrilhandschuh	S	200 Stück	weiß	76291	4046153115389	10308029	10
Nitrilhandschuh	M	200 Stück	weiß	76292	4046153115402	10308064	10
Nitrilhandschuh	L	200 Stück	weiß	76293	4046153115426	10308093	10
Nitrilhandschuh	XL	200 Stück	weiß	76294	4046153115440	10308118	10
Nitrilhandschuh	XS	200 Stück	blau	76295	4046153115464	10308130	10
Nitrilhandschuh	S	200 Stück	blau	76296	4046153115488	10308153	10
Nitrilhandschuh	M	200 Stück	blau	76297	4046153115501	10308176	10
Nitrilhandschuh	L	200 Stück	blau	76298	4046153115525	10308199	10
Nitrilhandschuh	XL	200 Stück	blau	76299	4046153115549	10308213	10

eClass: 34-14-03-04

= Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).





Handschuhe

Nitril

Die Lösung auf ganzer Linie...

TOP-SELLER

MaiMed® – solution PF



MaiMed® – solution 100 PF



MaiMed® – solution 100 ^{Blue Violet}



NEU





Unsere Solution-Serie

Besondere Merkmale

Unsere MaiMed® – solution-Serie ist die latexfreie und kostengünstige Alternative zu unseren Einmalhandschuhen aus Latex. Diese Handschuhe enthalten keine Latexproteine und sind daher auch sehr gut für Allergiker geeignet. Sie sind sehr strapazierfähig, dehnbar und gewährleisten auf Grund ihrer texturierten Fingerspitzen für einen optimalen Grip.

Einsatzgebiet

Unsere MaiMed® – solution-Serie findet wegen ihrer hypoallergenen Produkteigenschaften in vielen Bereichen Anwendung. Das fehlende Allergierisiko macht diese Handschuhe zu einem beliebten Substitut für Latexhandschuhe, sowohl im medizinischen Sektor, als auch in der verarbeitenden Industrie. Die blauen Varianten der MaiMed® – solution-Serie finden vermehrt in der Lebensmittelverarbeitung Einsatz, da ihre Farbgebung hier für besondere Sicherheit in der Produktionskette sorgt.

MaiMed® – solution PF, unsteril, zu 200 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nitrilhandschuh	XS	200 Stück	blau	●	76160	4046153102563	7764864	10
Nitrilhandschuh	S	200 Stück	blau	●	76161	4046153102587	7764870	10
Nitrilhandschuh	M	200 Stück	blau	●	76162	4046153102600	7764887	10
Nitrilhandschuh	L	200 Stück	blau	●	76163	4046153102624	7764893	10
Nitrilhandschuh	XL	200 Stück	blau	●	76164	4046153102648	7764901	10
Nitrilhandschuh	XS	200 Stück	weiß	○	76155	4046153102464	7764924	10
Nitrilhandschuh	S	200 Stück	weiß	○	76156	4046153102488	7764930	10
Nitrilhandschuh	M	200 Stück	weiß	○	76157	4046153102501	7764947	10
Nitrilhandschuh	L	200 Stück	weiß	○	76158	4046153102525	7764953	10
Nitrilhandschuh	XL	200 Stück	weiß	○	76159	4046153102549	7764976	10

MaiMed® – solution 100 PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	blau	●	76165	4046153103041	–	10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	blau	●	76166	4046153103065	–	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	blau	●	76167	4046153103089	–	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	blau	●	76168	4046153103102	–	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	blau	●	76169	4046153103126	–	10
Nitrilhandschuh	XXL	100 Stück	blau	●	76247	4046153116973	–	10
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	weiß	○	76835	4046153118779	–	10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	weiß	○	76836	4046153118793	–	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	weiß	○	76837	4046153118816	–	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	weiß	○	76838	4046153118830	–	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	weiß	○	76839	4046153118854	–	10
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	blau-violett	●	76867	4046153119707	–	10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	blau-violett	●	76868	4046153119721	–	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	blau-violett	●	76869	4046153119745	–	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	blau-violett	●	76870	4046153119769	–	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	blau-violett	●	76871	4046153119783	–	10

Eigenschaften



Nitril



unsteril



puderfrei

mikrogeraute
Fingerspitzen

Länge

Lebensmittel
geeignet

latexfrei



DIN



DIN



AQL



ASTM




CAT



blau



weiß



blau-violett



MaiMed® – nitril stretch PF

Eigenschaften



**Mikrogeraute
Oberfläche**

Besondere Merkmale

Ein besonderes Nitril-Gemisch macht den MaiMed® – nitril stretch PF zu einem sehr elastischen Handschuh und sorgt zudem für eine passgenaue Form. Er bietet ein angenehmes Tragegefühl und seine mikrogeraute Oberfläche verleiht ihm eine hohe Griffkraft. Natürlich enthält auch der MaiMed® – nitril stretch PF keine Latexproteine und ist daher sehr gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – nitril stretch PF findet wegen seiner hypoallergenen Produkteigenschaften in vielen Bereichen Anwendung. Eingesetzt werden kann dieser Handschuh überall dort, wo sehr hohe Anforderungen in puncto Elastizität und Grip an den jeweiligen Handschuh gestellt werden, sowohl in der Medizin, als auch in der industriellen Fertigung.



MaiMed® – nitril stretch PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	weiß	○	74212	4046153082926	6476531 10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	weiß	○	74213	4046153082940	6476548 10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	weiß	○	74214	4046153082964	6476554 10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	weiß	○	74215	4046153082988	6476577 10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	weiß	○	74216	4046153083008	6476583 10
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	blau	●	76150	4046153099825	6944506 10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	blau	●	76151	4046153099849	6944512 10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	blau	●	76152	4046153099863	6944529 10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	blau	●	76153	4046153099887	6944535 10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	blau	●	76154	4046153099900	6944541 10

eClass: 34-14-03-04





MaiMed® – Nitril Black

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Nitril Black ist die latexfreie Alternative zu unserem MaiMed® – Black LX Latexhandschuh. Er enthält keine Latexproteine und ist daher auch sehr gut für Allergiker geeignet. Der Handschuh ist sehr strapazierfähig und seine texturierten Fingerspitzen verleihen ihm einen optimalen Grip.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Nitril Black ist wegen seiner Farbe und Produkteigenschaften besonders beliebt in den Bereichen Catering, Lebensmittelverarbeitung sowie in Tattoo-, Piercing- und Friseurstudios. Vor Allem das fehlende Allergierisiko macht den Handschuh zu einem sehr gefragten Produkt.



MaiMed® – Nitril Black, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	schwarz	76841	4046153118885	–	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	schwarz	76842	4046153118908	–	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	schwarz	76843	4046153118922	–	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	schwarz	76844	4046153118946	–	10

eClass: 34-14-03-04



MaiMed® – nitril blue PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – nitril blue PF ist ein sehr robuster Untersuchungshandschuh. Er weist eine dickere Wandstärke als andere Nitrilhandschuhe auf, was ihn besonders strapazierfähig macht und gleichzeitig einen hohen Schutz bietet, auch im Umgang mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Viren oder Bakterien. Er bietet ein angenehmes Tragegefühl und seine mikrogeraute Oberfläche verleiht ihm eine hohe Griffkraft. Auch der MaiMed® – nitril blue PF enthält keine Latexproteine und ist daher sehr gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – nitril blue PF ist auf Grund seiner Produkteigenschaften ein echter „Allrounder“. Wegen seiner enormen Strapazierfähigkeit und der damit einhergehenden hohen Schutzfunktion, findet er besonders in den Bereichen Medizin, Labor und Industrie Anwendung.



**Chemikalien-
Schutzhandschuh**



MaiMed® – nitril blue PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	blau	74205	4046153024247	–	10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	blau	74210	4046153024285	2074379	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	blau	74220	4046153024322	2074416	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	blau	74230	4046153024360	2074422	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	blau	74235	4046153024407	2208325	10

eClass: 34-14-03-04



MaiMed® – nitril LG PF



**Extra langer
Handschuh-Schaft**

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – nitril LG PF bietet mit einer Länge von 300 mm einen zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Vor Allem beim Umgang mit reizenden Flüssigkeiten oder Chemikalien schützt er nicht nur die Hand, sondern auch den Unterarm zuverlässig. Seine mikrogeraute Oberfläche verleiht ihm zudem ein hohes Maß an Griffbarkeit, auch in nassem Zustand. Der MaiMed® – nitril LG PF enthält keine Latexproteine und ist daher sehr gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – nitril LG PF findet auf Grund seiner Produkteigenschaften überall dort Einsatz, wo ein längerer Handschuhschaft benötigt wird. Dies ist vor Allem beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie mit Desinfektionsmitteln und anderen Flüssigkeiten in der Medizin, Industrie und Reinigung der Fall.



MaiMed® – nitril LG PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Nitrilhandschuh	XS	100 Stück	blau	●	74093	4046153031603	–	10
Nitrilhandschuh	S	100 Stück	blau	●	74094	4046153031627	–	10
Nitrilhandschuh	M	100 Stück	blau	●	74095	4046153031641	–	10
Nitrilhandschuh	L	100 Stück	blau	●	74096	4046153031665	–	10
Nitrilhandschuh	XL	100 Stück	blau	●	74097	4046153031689	–	10

eClass: 34-14-03-04



MaiMed® – nitril ST PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – nitril ST PF bietet mit einer Länge von 300 mm und einer Wandstärke von ca. 8 mil (doppelt so dick wie unser MaiMed® – nitril blue PF) ein doppeltes Maß an Schutz und Sicherheit. Vor Allem beim Umgang mit reizenden Flüssigkeiten, Chemikalien oder Mikroorganismen schützt er Hände und Unterarme zuverlässig. Die angesprochene Materialstärke macht den Handschuh extrem reißfest und strapazierfähig und seine mikro-geraute Oberfläche verleiht ihm zudem eine sehr gute Griffbarkeit, auch in nassem Zustand. Der MaiMed® – nitril ST PF enthält keine Latexproteine und ist daher sehr gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – nitril ST PF findet auf Grund seiner Produkteigenschaften überall dort Einsatz, wo ein längerer Handschuhschaft und eine höhere Materialstärke benötigt wird. Dies ist vor Allem beim Umgang mit Flüssigkeiten, Chemikalien und Mikroorganismen in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie mit Desinfektionsmitteln und anderen Flüssigkeiten in der Medizin, Industrie und Reinigung der Fall. Auch in der Veterinärmedizin kann der Handschuh angewendet werden (Melkhandschuh).

Chemikalien-Schutzhandschuh –
doppelte Wandstärke für
doppelte Sicherheit



MaiMed® – nitril ST PF, unsteril, zu 50 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Nitrilhandschuh	XS	50 Stück	blau	74241	4046153031085	–	10
Nitrilhandschuh	S	50 Stück	blau	74242	4046153031108	–	10
Nitrilhandschuh	M	50 Stück	blau	74243	4046153031122	–	10
Nitrilhandschuh	L	50 Stück	blau	74244	4046153031146	–	10
Nitrilhandschuh	XL	50 Stück	blau	74245	4046153031160	–	10

eClass: 34-14-03-04



Handschuhe aus

Vinyl

„Der Umgang mit älteren Menschen verlangt Sensibilität, Respekt und Rücksichtnahme. Bei der täglichen Pflege achten wir deshalb auch auf Handschuhe, die sanft und angenehm auf der Haut sind. Vinylhandschuhe sind wunderbar weich und darüber hinaus aus ökonomischer Sicht sehr attraktiv.“

Seniorenpflege München



Der Grundstoff für Vinylhandschuhe ist Polyvinylchlorid. Dieser feste und robuste Kunststoff wird erst durch die Zugabe von Weichmachern formbar und flexibel. Allerdings sorgen diese Weichmacher dafür, dass Vinylhandschuhe nicht in allen Bereichen uneingeschränkt eingesetzt werden können. Weichmacher, sog. Phthalate, sind fett-

löslich und können so beim Kontakt mit fettenden Substanzen leicht herausgelöst werden. Dies ist besonders in der Lebensmittelverarbeitung zu beachten.

Vorteile Vinyl

- ✓ Vinyl hat den Vorteil, dass es gegen Säuren, Laugen, Ethanol, Öl und Benzin beständig ist und sich auch durch atmosphärische Einflüsse nicht verändert. Es ist gerade im Hinblick auf Nitril und Latex preisgünstig und frei von allergieauslösenden Proteinen.
- ✓ Vinyl ist sehr weich und angenehm auf der Haut. Es bietet ein sehr gutes Tastempfinden.
- ✓ Die Handschuhe von MaiMed® bestehen aus hochwertigem Vinyl und werden nach den europäischen Anforderungen hergestellt.
- ⓘ Vinyl weist eine geringere Elastizität und Passgenauigkeit auf als andere Materialien (Latex, Nitril).



MaiMed® – vinyl



Der Klassiker im Vinyl-Bereich

Eigenschaften



Vinyl



unsteril



gepudert



Oberfläche



Länge



latexfrei



DIN



DIN



AQL



transparent

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – vinyl ist ein leicht gepudert Vinylhandschuh im klassischen Sinne. Das Puder erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs. Der MaiMed® – vinyl ist frei von dem gesundheitsschädigenden Weichmacher DEHP und Latexproteinen, weshalb er auch für Allergiker gut geeignet ist.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – vinyl ist universell einsetzbar. Er findet in allen Bereichen des Gesundheitswesens, sowohl in der medizinischen Diagnostik, als auch in der Pflege Anwendung. Auch in industriellen Betrieben ist der MaiMed® – vinyl auf Grund seiner hohen Funktionalität und seiner ökonomischen Vorteile sehr beliebt. Er wird überwiegend dort eingesetzt, wo die Verbrauchsmengen der Einmalhandschuhe sehr hoch sind.

MaiMed® – vinyl, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	transparent	74037	4046153023226	2074474	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	transparent	74040	4046153023288	0350964	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	transparent	74050	4046153023325	0350970	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	transparent	74060	4046153023387	0350987	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	transparent	74062	4046153023424	2074480	10

eClass: 34-14-02-05



MaiMed® – vinyl PF

Eigenschaften



Vinyl



unsteril



puderfrei



Oberfläche



Länge



Lebensmittel geeignet



latexfrei



DIN



DIN



AQL



transparent

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – vinyl PF ist die puderfreie Alternative zu unserem klassischen Med® – vinyl Handschuh. Wegen des puderfreien Charakters ist dieser Handschuh auch für den Lebensmittelbereich geeignet. Der MaiMed® – vinyl PF ist frei von dem gesundheitsschädigenden Weichmacher DEHP und sämtlichen Latexproteinen, weshalb er auch für Allergiker gut geeignet ist.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – vinyl PF ist universell einsetzbar. Er findet in allen Bereichen des Gesundheitswesens, sowohl in der medizinischen Diagnostik, als auch in der Pflege Anwendung. Auf Grund seiner Lebensmitteleignung und seiner ökonomischen Vorteile wird der MaiMed® – vinyl PF auch sehr häufig in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und anderen industriellen Zweigen eingesetzt. Besonders dort, wo die Verbrauchsmengen der Einmalhandschuhe sehr hoch sind.

MaiMed® – vinyl PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt


Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	transparent	74036	4046153023202	2074497	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	transparent	74045	4046153023301	0749212	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	transparent	74055	4046153023349	0749206	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	transparent	74059	4046153023363	0749198	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	transparent	74063	4046153023448	2074534	10





MaiMed® – vinyl blue

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – vinyl blue ist ein leicht gepudert Vinylhandschuh. Das Puder erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs. Der MaiMed® – vinyl blue ist frei von dem gesundheitsschädigenden Weichmacher DEHP und Latexproteinen, weshalb er auch für Allergiker gut geeignet ist.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – vinyl blue ist universell einsetzbar. Er findet in allen Bereichen des Gesundheitswesens, sowohl in der medizinischen Diagnostik, als auch in der Pflege Anwendung. Auch in industriellen Betrieben ist der MaiMed® – vinyl blue, auf Grund seiner hohen Funktionalität und seiner ökonomischen Vorteile, sehr beliebt. Er wird überwiegend dort eingesetzt, wo die Verbrauchsmengen der Einmalhandschuhe sehr hoch sind.

MaiMed® – vinyl blue, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt


Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	blau	174456	4046153025121	–	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	blau	74457	4046153025145	–	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	blau	74458	4046153025169	–	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	blau	74459	4046153025183	–	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	blau	74460	4046153025206	–	10

eClass: 34-14-02-05



MaiMed® – vinyl blue PF

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – vinyl blue PF ist die puderfreie Alternative zu unserem klassischen MaiMed® – vinyl Handschuh. Wegen des puderfreien Charakters ist dieser Handschuh auch für den Lebensmittelbereich geeignet. Der MaiMed® – vinyl blue PF ist frei von dem gesundheitsschädigenden Weichmacher DEHP und sämtlichen Latexproteinen, weshalb er auch für Allergiker gut geeignet ist.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – vinyl blue PF ist universell einsetzbar. Er findet in allen Bereichen des Gesundheitswesens, sowohl in der medizinischen Diagnostik, als auch in der Pflege Anwendung. Auf Grund seiner Lebensmitteleignung und seiner ökonomischen Vorteile, wird der MaiMed® – vinyl blue PF auch sehr häufig in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und anderen industriellen Zweigen eingesetzt. Besonders dort, wo die Verbrauchsmengen der Einmalhandschuhe sehr hoch sind.

MaiMed® – vinyl blue PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	blau	74466	4046153025244	–	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	blau	74467	4046153025268	–	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	blau	74468	4046153025282	–	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	blau	74469	4046153025305	–	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	blau	74470	4046153025329	–	10

eClass: 34-14-02-05

* Auf individuelle Anfrage möglich.

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).





MaiMed® – vinTec Stretch PF

Eigenschaften



**Premiumprodukt:
besonders elastisch**

Besondere Merkmale

Ein besonderes Rohstoffgemisch macht den MaiMed® – vinTec Stretch PF extrem dehnbar und reißfest im Vergleich zu herkömmlichen Vinyl-Handschuhen. Er erfüllt zudem die EN 374 und schützt den Anwender auch im Umgang mit Chemikalien und Mikroorganismen. Wegen des puderfreien Charakters ist dieser Handschuh auch für den Lebensmittelbereich geeignet. Der MaiMed® – vinTec Stretch PF ist frei von sämtlichen Latexproteinen, weshalb er auch für Allergiker gut geeignet ist.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – vinTec Stretch PF findet in allen Bereichen des Gesundheitswesens, sowohl in der medizinischen Diagnostik als auch in der Pflege, Anwendung. Auf Grund seiner Lebensmitteleignung und seiner ökonomischen Vorteile wird der MaiMed® – vinTec Stretch PF auch in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und anderen industriellen Zweigen eingesetzt.



MaiMed® – vinTec Stretch PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	weiß	○ 76254	4046153113347	–	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	weiß	○ 76255	4046153113361	–	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	weiß	○ 76256	4046153113385	–	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	weiß	○ 76257	4046153113408	–	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	weiß	○ 76258	4046153113422	–	10



MyClean® vi-touch PF

Eigenschaften



**Basisprodukt
zum kleinen Preis**

Besondere Merkmale

Der MyClean® vi-touch PF ist ein Basisprodukt im Bereich der Einmalhandschuhe aus Vinyl. Er enthält nicht den gesundheitsschädigenden Weichmacher DEHP. Zudem ist der MyClean® vi-touch PF latexfrei und deshalb auch für Allergiker gut geeignet. Er ist strapazierfähig und ist auch bei längerer Anwendung angenehm auf der Haut.

Einsatzgebiet

Der MyClean® vi-touch PF ist mit Ausnahme des medizinischen Bereiches universell einsetzbar. Er findet vermehrt Anwendung in Kfz-Werkstätten, im Reinigungsgewerbe, in der häuslichen Pflege sowie bei Haus- und Gartenarbeit. Auch in der Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung kann der MyClean® vi-touch PF, auf Grund seiner Lebensmitteleignung, eingesetzt werden.



MyClean® vi-touch PF, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Vinylhandschuh	XS	100 Stück	transparent	74681	4046153091805	–	10
Vinylhandschuh	S	100 Stück	transparent	74682	4046153091829	–	10
Vinylhandschuh	M	100 Stück	transparent	74683	4046153091843	–	10
Vinylhandschuh	L	100 Stück	transparent	74684	4046153091867	–	10
Vinylhandschuh	XL	100 Stück	transparent	74685	4046153091881	–	10

eClass: 20-41-03-02



Handschuhe aus

Polyethylen

„Hygiene in der Backstube und im Verkaufsraum sind ein großes Thema. Wir gehen mit der Zeit und nutzen in vielen Bereichen unseres Familienbetriebes Einmalhandschuhe. Allerdings muss der ökonomische Aufwand kalkulierbar bleiben.“

Bäckerei L. aus Freiburg



Polyethylen (PE) ist ein Kunststoff, der 1898 vom Chemiker Hans von Pechmann entdeckt wurde. Er ist leicht formbar, vielseitig einsetzbar und aus unserem Alltag nicht mehr

wegzudenken. Polyethylen (PE) ist ungefärbt matt, milchig-trüb und wird in unterschiedlicher Dichte angeboten.

Vorteile Polyethylen



Handschuhe aus PE sind sehr preiswert und recyclingfähig.



Die Handschuhe von MaiMed® bestehen aus hochwertigem Polyethylen, sind hautverträglich und ökonomisch.



Ein völlig neuartiger Handschuh, den MaiMed® auf dem europäischen Markt eingeführt hat, ist der **MaiMed® – evolution**, aus dem veredelten Polyethylen LLDPE oder auch PE-LLD (linear low density polyethylene = lineares Polyethylen niedriger Dichte). Er ist in Sachen Elastizität und Passgenauigkeit mit höherwertigen Materialien vergleichbar. Diese Handschuhe eignen sich besonders für den Einsatz mit fettenden und öligen Lebensmitteln.



Je nach Dichte ist PE weicher oder steifer, je höher die Dichte, desto reißfester und robuster wird es. Darunter leidet in der Regel die Passform. Polyethylen ist nur bedingt chemikalienbeständig und eignet sich deshalb nur für Bereiche mit niedrigem Risikofaktor.



MaiMed® – evolution

Eigenschaften



i Das Original zum unschlagbaren Preis

200er
BOX

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – evolution ist mit keinem anderen Einmalhandschuh aus Polyethylen vergleichbar. Auf Grund einer ganz besonderen Materialmischung ist der MaiMed® – evolution sehr elastisch und widerstandsfähig. Zudem weist er eine sehr passgenaue Form auf. Seine Produkteigenschaften lassen sich eher mit denen eines Nitril- oder Vinylproduktes vergleichen. Er bietet damit ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und ist zudem über die Kunststoffentsorgung wiederverwertbar.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – evolution ist universell einsetzbar. Er findet in der Pflege, Gastronomie, in Großküchen, im Catering, Friseurgewerbe, Bäckereibetrieb und der industriellen Lebensmittelverarbeitung Anwendung und besticht hier vor Allem durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis, was sich vor Allem bei großen Verbrauchsmengen bezahlt macht.



MaiMed® – evolution, unsteril, zu 200 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Polyethylen-Handschuh	S	200 Stück	weiß	○ 76277	4046153114689	10144289	10
Polyethylen-Handschuh	M	200 Stück	weiß	○ 76278	4046153114702	10144875	10
Polyethylen-Handschuh	L	200 Stück	weiß	○ 76279	4046153114726	10144881	10
Polyethylen-Handschuh	XL	200 Stück	weiß	○ 76280	4046153114740	10144295	10
Polyethylen-Handschuh	S	200 Stück	blau	● 76281	4046153114788	10146495	10
Polyethylen-Handschuh	M	200 Stück	blau	● 76282	4046153114801	10146503	10
Polyethylen-Handschuh	L	200 Stück	blau	● 76283	4046153114825	10146526	10
Polyethylen-Handschuh	XL	200 Stück	blau	● 76284	4046153114849	10146532	10
Polyethylen-Handschuh	XXL	200 Stück	blau	● 76289	4046153114894	10192644	10

eClass: 20-41-03-02

ACHTUNG!
Der
MaiMed® – evolution
fällt jeweils
1 Größe
kleiner aus



MaiMed® – veterin PE

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – veterin PE ist ein sehr strapazierfähiger und reißfester Einmalhandschuh aus Polyethylen. Sein extra langer Schaft schützt den Anwender bis zur Schulter vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Einsatzgebiet

MaiMed® – veterin PE wird vornehmlich von veterinärmedizinischen Praxen zur Behandlung und Versorgung im Großtierbereich eingesetzt. Bei Bedarf kann der Handschuh selbstverständlich auch anderweitig eingesetzt werden.

MaiMed® – veterin PE, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Veterinärhandschuh	90 cm	100 Stück	orange/ transparent	174310	4046153024544	–	10

MaiMed® – PE für Damen und Herren

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – PE ist ein einfacher Polyethylenhandschuh zum Schutz vor Schmutz. Für eine bessere Griffbarkeit ist die Materialoberfläche gehämmert. Den MaiMed® – PE gibt es in Universalgrößen für Männer und Frauen. Er besticht durch einen sehr niedrigen Preis.

Einsatzgebiet

MaiMed® – PE wird überwiegend zum Schutz vor einfacher Verschmutzung eingesetzt. Er kann zudem als Über- oder Unterziehhandschuh bei verschiedenen Tätigkeiten dienen, bei denen ein zusätzlicher Schmutz- oder Flüssigkeitsschutz benötigt wird.

MaiMed® – PE, unsteril, zu 100 Stück in einem Folienbeutel verpackt


Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
PE-Handschuh	Damen	100 Stück	transparent	74070	4046153023585	0350941	100
PE-Handschuh	Herren	100 Stück	transparent	74075	4046153023646	0350958	100





MaiMed® – Copolymer – steril

Eigenschaften



i Einfacher Schutz für sterile Anwendungen

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Copolymer – steril ist ein steriler und puderfreier Einmal-Handschuh aus Copolymer. Er ist auf Papier gestanzt und einzeln verpackt.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Copolymer – steril bietet einfachen Schutz bei Tätigkeiten, die eines sterilen Handschuhs bedürfen. Er kann zudem als Über- oder Unterziehandschuh bei verschiedenen Tätigkeiten dienen, bei denen ein zusätzlicher Schmutz- oder Flüssigkeitsschutz benötigt wird.

MaiMed® – Copolymer – steril, zu 100 Stück einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Copolymer-Handschuh	S	100 Stück	transparent	74600	4046153025541	9522378	24
Copolymer-Handschuh	M	100 Stück	transparent	74610	4046153025602	9522384	24
Copolymer-Handschuh	L	100 Stück	transparent	74620	4046153025688	9522390	24

eClass: 34-14-02-02



MaiMed® – twine Baumwollhandschuh

Eigenschaften



Besondere Merkmale

Der MaiMed® – twine ist ein Zwirnhandschuh aus 100% Baumwolle. Er bietet Schutz vor Verschmutzungen und ist sterilisierbar A 121°C sowie waschbar bei 95°C. Auf Grund der Vielzahl verfügbarer Größen wird eine passgenaue Größenauswahl gewährleistet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – twine eignet sich besonders für den Einsatz in der Gastronomie sowie als Kratzschutz bei Hauterkrankungen in der Medizin.

MaiMed® – twine, unsteril, zu 12 Paar in einem Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Zwirnhandschuh	6 (Damen)	12 Paar	weiß	74100	4046153023844	–	10
Zwirnhandschuh	7 (Damen)	12 Paar	weiß	74105	4046153023868	–	10
Zwirnhandschuh	8 (Damen)	12 Paar	weiß	74110	4046153023882	–	10
Zwirnhandschuh	9 (Damen)	12 Paar	weiß	74115	4046153023905	–	10
Zwirnhandschuh	10 (Herren)	12 Paar	weiß	74120	4046153023929	–	10
Zwirnhandschuh	11 (Herren)	12 Paar	weiß	74125	4046153023943	–	10
Zwirnhandschuh	12 (Herren)	12 Paar	weiß	74130	4046153023967	–	10
Zwirnhandschuh	13 (Herren)	12 Paar	weiß	74135	4046153023981	–	10

eClass: 34-17-03-07





Handschuhe für den

OP-Bereich

MaiMed® bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an sterilen Handschuhen speziell für den Operationsbereich. Es stehen Ihnen dabei OP-Handschuhe aus Latex sowie OP-Handschuhe aus synthetischen Materialien zur Auswahl, die auf Grund ihrer unterschiedlichen Produkteigenschaften sehr spezifisch und differenziert eingesetzt werden können.

Anhand der abgebildeten Produktübersicht können Sie sich über die einzelnen OP-Handschuhe und ihre Eigenschaften informieren.

Produktübersicht OP-Handschuhe

Material	Produkt	Farbe	Norm 455	latexfrei	puderfrei	steril	texturierte Oberfläche	allgemeine Chirurgie	Mikro-chirurgie	Ortho-pädie	Seite
Latex	MaiMed® – Flex Plus PF	hell-beige	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	71
Latex	MaiMed® – Tex	hell-beige	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	72
Latex	Maxitex® – Neuro PF	hell-braun	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	73
Latex	Maxitex® – Duplex PF	braun/gelb	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	74
Polychloropren	Nuzone® X2	braun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	75
Polyisopren	Fusione®	beige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	76



MaiMed® – Flex Plus PF

Eigenschaften



i Basis-OP-Handschuh,
puderfrei

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Flex Plus PF ist ein steriler, vollanatomischer Latexhandschuh für den Operations-Bereich. Er stellt die puderfreie Alternative zu unserem MaiMed® – Tex dar. Auch er überzeugt mit einer optimalen Passform, sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tastempfinden, auch bei langer Benutzung. Durch seine mikrogeraute Oberfläche bietet der MaiMed® – Flex Plus PF eine sehr hohe Griffbarkeit im Umgang mit medizinischem Instrumentarium. Er ist zudem sehr strapazierfähig, was einen besonderen Schutz bei chirurgischen Eingriffen bietet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Flex Plus PF ist speziell auf die Bedürfnisse im OP angepasst. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt.



MaiMed® – Flex Plus PF, steril, zu 50 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	6	50 Paar	hellbeige	74650	4046153025749	4842718	4
OP-Handschuh	6,5	50 Paar	hellbeige	74655	4046153025763	4842693	4
OP-Handschuh	7	50 Paar	hellbeige	74660	4046153025787	4842724	4
OP-Handschuh	7,5	50 Paar	hellbeige	74665	4046153025800	4842730	4
OP-Handschuh	8	50 Paar	hellbeige	74670	4046153025824	4842747	4
OP-Handschuh	8,5	50 Paar	hellbeige	74675	4046153025848	4842753	4
OP-Handschuh	9	50 Paar	hellbeige	74680	4046153025862	4842776	4

eClass: 34-14-01-01



MaiMed® – Tex

Eigenschaften



Latex



steril



gepudert



Oberfläche



vollanatomisch
geformt



Länge



DIN



AQL



hellbeige

Besondere Merkmale

Der MaiMed® – Tex ist ein steriler, vollanatomischer Latexhandschuh für den Operations-Bereich. Er überzeugt mit einer optimalen Passform, sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tastempfinden, auch bei langen Operationen. Durch seine mikrogeraute Oberfläche bietet der MaiMed® – Tex eine sehr hohe Griffkraft im Umgang mit medizinischem Instrumentarium. Er ist zudem sehr strapazierfähig, was einen besonderen Schutz bei chirurgischen Eingriffen bietet.

Einsatzgebiet

Der MaiMed® – Tex ist speziell auf die Bedürfnisse im OP angepasst. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch-invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt.



MaiMed® – Tex, steril, zu 50 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	6	50 Paar	hellbeige	74510	4046153025404	4842606	4
OP-Handschuh	6,5	50 Paar	hellbeige	74515	4046153025428	4842612	4
OP-Handschuh	7	50 Paar	hellbeige	74520	4046153025442	4842629	4
OP-Handschuh	7,5	50 Paar	hellbeige	74525	4046153025466	4842635	4
OP-Handschuh	8	50 Paar	hellbeige	74530	4046153025480	4842641	4
OP-Handschuh	8,5	50 Paar	hellbeige	74535	4046153025503	4842658	4
OP-Handschuh	9	50 Paar	hellbeige	74540	4046153025527	4842687	4

eClass: 34-14-01-01



Maxitex® – Neuro PF

Eigenschaften



i Geringere Wandstärke für noch mehr Tastempfinden

Besondere Merkmale

Der Maxitex® – Neuro PF ist ein steriler, vollanatomischer Operationshandschuh aus Latex. Er ist besonders dünn und leicht und bietet so ein unvergleichbares Tastempfinden für noch präzisere Arbeiten im OP. Seine vollanatomische Form ist passgenau und die mikrogeraute Oberfläche des Maxitex® – Neuro PF sorgt für eine sehr gute Griffbarkeit im Umgang mit medizinischem Instrumentarium.

Einsatzgebiet

Der Maxitex® – Neuro PF wird vor Allem im Zuge chirurgischer Eingriffe eingesetzt, die auf ein hohes Maß an Feingefühl und Tastempfindung angewiesen sind, wie beispielsweise in der neurologischen Mikrochirurgie. Er bietet einen hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt.



Maxitex® – Neuro PF, steril, zu 50 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	5,5	50 Paar	braun	174691	4046153076505	–	4
OP-Handschuh	6	50 Paar	braun	174692	4046153076529	–	4
OP-Handschuh	6,5	50 Paar	braun	174693	4046153076543	–	4
OP-Handschuh	7	50 Paar	braun	174694	4046153076567	–	4
OP-Handschuh	7,5	50 Paar	braun	174695	4046153072026	–	4
OP-Handschuh	8	50 Paar	braun	174696	4046153072040	–	4
OP-Handschuh	8,5	50 Paar	braun	174697	4046153072064	–	4
OP-Handschuh	9	50 Paar	braun	174698	4046153072088	–	4

eClass: 34-14-01-01



Maxitex® – Duplex PF

Eigenschaften



i **Doppelter Schutz im OP-Bereich**

Besondere Merkmale

Der Maxitex® – Duplex PF ist ein steriler, vollanatomischer Latexhandschuh für den Operations-Bereich. Er besteht aus einem gelben Primärhandschuh und einem braunen Sekundärhandschuh. Die Kombination aus beiden Schichten bietet einen besonders intensiven Schutz. Der gelbe Primärhandschuh fungiert hier zudem als Indikator bei Schädigung des braunen Sekundärhandschuhs. Die mikro-geraute Oberfläche des Maxitex® – Duplex PF sorgt für eine sehr gute Griffkraft im Umgang mit medizinischem Instrumentarium.

Einsatzgebiet

Der Maxitex® – Duplex PF ist speziell auf die Bedürfnisse im OP angepasst. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt. Hier wird er besonders im Zuge orthopädischer und traumatologischer Eingriffe angewendet.



Maxitex® – Duplex PF, steril, Setweise in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	6,5	25 Sets	gelb/braun	74543	4046153072125	–	4
OP-Handschuh	7	25 Sets	gelb/braun	74544	4046153072149	–	4
OP-Handschuh	7,5	25 Sets	gelb/braun	74545	4046153072163	–	4
OP-Handschuh	8	25 Sets	gelb/braun	174547	4046153072187	–	4
OP-Handschuh	8,5	25 Sets	gelb/braun	174548	4046153072200	–	4
OP-Handschuh	9	25 Sets	gelb/braun	74549	4046153072224	–	4



Nuzone® X2

Eigenschaften



**Hypoallergener
OP-Handschuh**

Besondere Merkmale

Der Nuzone® X2 ist ein steriler, vollanatomischer und latexfreier Operationshandschuh aus synthetischem Polychloropren. Da er keine Latexproteine enthält, ist er besonders gut für Allergiker geeignet. Die mikrogeraute Oberfläche des Nuzone® X2 sorgt für eine sehr gute Griffbarkeit im Umgang mit medizinischem Instrumentarium. Durch seine optimale Passform ist der Handschuh auch nach längerem Tragen sehr angenehm auf der Haut.

Einsatzgebiet

Der Nuzone® X2 ist die latexfreie Alternative für Personen mit erhöhtem Allergierisiko, in Bezug auf das OP-Personal als auch den Patienten. Er ist speziell auf die Bedürfnisse im OP angepasst. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch-invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt.



Nuzone® X2, steril, zu 50 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	5,5	50 Paar	braun	76221	4046153106141	09096875	4
OP-Handschuh	6	50 Paar	braun	76222	4046153106165	09096869	4
OP-Handschuh	6,5	50 Paar	braun	76223	4046153106189	09096852	4
OP-Handschuh	7	50 Paar	braun	76224	4046153106202	09096817	4
OP-Handschuh	7,5	50 Paar	braun	76225	4046153106226	09096800	4
OP-Handschuh	8	50 Paar	braun	76226	4046153106240	09096792	4
OP-Handschuh	8,5	50 Paar	braun	76227	4046153106264	09096763	4
OP-Handschuh	9	50 Paar	braun	76228	4046153106288	09096740	4

eClass: 34-14-01-02



Fusione®

Eigenschaften



i Premiumprodukt,
hypoallergen

Besondere Merkmale

Der Fusione® ist ein steriler, vollanatomischer und latexfreier Operationshandschuh aus synthetischem Polyisopren. Da er keine Latexproteine enthält, ist er besonders gut für Allergiker geeignet. Die mikrogeraute Oberfläche des Fusion® sorgt für eine sehr gute Griffigkeit im Umgang mit medizinischem Instrumentarium. Sein synthetisches Material macht ihn zudem besonders weich und angenehm auf der Haut, auch bei längerem Tragen.

Einsatzgebiet

Der Fusione® ist die latexfreie Alternative für Personen mit erhöhtem Allergierisiko in Bezug auf das OP-Personal als auch den Patienten. Er ist speziell auf die Bedürfnisse im OP angepasst. Seine Strapazierfähigkeit und sein hoher Tragekomfort bieten hochwertigen Schutz für das gesamte Operations-Team bei chirurgisch invasiven Eingriffen, weshalb er besonders in Kliniken und ambulanten Operations-Zentren zum Einsatz kommt.



Fusione®, steril, zu 25 Paar in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Handschuh	6	25 Paar	beige	76239	4046153108206	09298225	4
OP-Handschuh	6,5	25 Paar	beige	76240	4046153108220	09298219	4
OP-Handschuh	7	25 Paar	beige	76241	4046153108244	09298231	4
OP-Handschuh	7,5	25 Paar	beige	76242	4046153108268	09298248	4
OP-Handschuh	8	25 Paar	beige	76243	4046153108282	09298254	4
OP-Handschuh	8,5	25 Paar	beige	76244	4046153108305	09298260	4
OP-Handschuh	9	25 Paar	beige	76245	4046153108329	09298277	4

eClass: 34-14-01-04



MaiMed® – Wandhalter aus Edelstahl für Handschuhboxen

Charakteristik

- Edelstahl-Wandhalter für 1-fache oder 3-fache Befüllung erhältlich
- Maße 1-fach: 140 x 250 x 100 mm (H x B x T)
- Maße 3-fach: 392 x 258 x 96 mm (H x B x T)
- zur Wandmontage (Schrauben)
- inkl. Befestigungsmaterialien

eClass: 34-45-10-06

Anwendung

Hochwertiger Wandhalter zur idealen und praktischen Aufbewahrung von Handschuhboxen und zur leichten Entnahme von Handschuhen.

MaiMed® – Wandhalter, aus Edelstahl

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wandhalter	1-fach	1 Stück	Edelstahl	76012	4046153095063	–	1
Wandhalter	3-fach	1 Stück	Edelstahl	75764	4046153095209	–	1



3-fach



1-fach



MaiMed® – Wandhalter aus Acryl für Handschuhboxen

Charakteristik

- Acryl-Wandhalter für 1-fache oder 3-fache Befüllung erhältlich
- Maße 1-fach: 164 x 246 x 81 mm (H x B x T)
- Maße 3-fach: 410 x 246 x 81 mm (H x B x T)
- zur Wandmontage (Schrauben oder Kleben)
- Befestigungsmaterialien nicht enthalten

eClass: 34-45-10-06

Anwendung

Hochwertiger Wandhalter zur idealen und praktischen Aufbewahrung von Handschuhboxen und zur leichten Entnahme von Handschuhen.

MaiMed® – Wandhalter aus Acryl

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wandhalter	1-fach	1 Stück	transparent	76095	4046153118588	–	30
Wandhalter	3-fach	1 Stück	transparent	76096	4046153120802	–	10



3-fach



1-fach

Sicherheit

Schutz

Schutzp

Übersicht nach Kategorien

Kopfschutz S. 80



Ärmelschoner S. 82



Bartschutz S. 82



Mundschutz S. 83



Overall S. 84



Besucherkittel S. 84



Schutzkittel S. 85



Besucher-Sets S. 86




Schürzen S. 87



Schuhüberzieher S. 88



OP-Kittel S. 89



produkte



MaiMed® – Cap B Baretthaube

Charakteristik

- universelle Kopfbedeckung aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (Ø 52 cm)
- mit umlaufendem Elastikband (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Baretthauben sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 34-15-01-03

Anwendung

Wird unter Anderem in der Lebensmittelindustrie, Krankenpflege, im Krankenhaus sowie Catering eingesetzt.

MaiMed® – Cap B, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Baretthaube	Ø 52 cm	100 Stück	weiß	○	75507	4046153026807	6129491	10
Baretthaube	Ø 52 cm	100 Stück	blau	●	75024	4046153090303	6113745	10
Baretthaube	Ø 52 cm	100 Stück	grün	●	175509	4046153026845	6129516	10



MaiMed® – Cap K Klipphaube

Charakteristik

- universelle Kopfbedeckung aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (Ø 50 cm)
- mit umlaufendem Elastikband (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Klipphauben sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-11-90

Anwendung

Wird vornehmlich in der Lebensmittelindustrie und im Catering eingesetzt. Die MaiMed® – Cap K Klipphaube ist die günstige Alternative zur MaiMed® – Cap B Baretthaube.

MaiMed® – Cap K, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	grün	●	75042	4046153090341	6113768	10
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	weiß	○	75043	4046153090365	6113774	10
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	blau	●	75044	4046153090389	6113780	10

MaiMed® – Cap K, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	grün	●	75322	4046153117826	10741890	10
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	weiß	○	75323	4046153117840	10741909	10
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	blau	●	75324	4046153117864	10741915	10
Klipphaube	Ø 50 cm	100 Stück	rot	●	75328	4046153118182	10816955	10



MaiMed® – Cap A Astronautenhaube



Charakteristik

- universelle Kopfbedeckung aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (ca. 26 x 15,5 cm)
- mit gekreuzten Vliesstoff-Bändern zum Verschließen im Nackenbereich
- latexfrei
- leicht und atmungsaktiv
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Astronautenhüte sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 34-15-01-03

Anwendung

Wird unter Anderem in der Lebensmittelindustrie, Krankenpflege, im Krankenhaus/OP-Bereich und Labor eingesetzt.

MaiMed® – Cap A, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Astronautenhaube	Universalgröße	100 Stück	weiß	○	175461	4046153080021	6113544	10
Astronautenhaube	Universalgröße	100 Stück	blau	●	175463	4046153080069	6113538	10



MaiMed® – Cap AM Astronautenhaube mit Mundschutz



Charakteristik

- universelle Kopfbedeckung aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (ca. 26 x 15,5 cm)
- mit integriertem Mundschutz, 2-lagig aus Polypropylen-Vliesstoff mit formbarem Nasenbügel
- mit Elastikband für besseren Halt (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Astronautenhüte mit Mundschutz sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 34-15-01-03

Anwendung

Wird unter Anderem in der Produktion/Fertigung, der Lebensmittelindustrie (speziell Fleischverarbeitung) sowie im Labor eingesetzt.

MaiMed® – Cap AM, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Astronautenhaube mit Mundschutz	Universalgröße	100 Stück	weiß	○	75797	4046153117581	–	10
Astronautenhaube mit Mundschutz	Universalgröße	100 Stück	blau	●	75798	4046153117604	–	10



MaiMed® – Sleeve cover PE Ärmelschoner

Charakteristik

- Ärmelschoner aus Polyethylen
- Universalgröße (ca. 40 cm)
- Materialstärke Ø 20 µm
- sehr strapazierfähig
- feuchtigkeitsundurchlässig
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Ärmelschoner sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-91-08

Anwendung

Universell einsetzbar, speziell in der Lebensmittelverarbeitung.

MaiMed® – Sleeve cover PE, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Ärmelschoner	Länge ca. 40 cm	100 Stück	weiß	○	175568	4046153027385	–	20
Ärmelschoner	Länge ca. 40 cm	100 Stück	blau	●	77528	4046153117420	–	20



MaiMed® – Beard Bartschutz

Charakteristik

- Bartschutz aus Polyethylen
- Universalgröße
- mit Elastikband zur Befestigung hinter dem Kopf (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsteriler Bartschutz ist sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-28-90

Anwendung

Bartschutz zur universellen Anwendung in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, wie zum Beispiel Großküchen, Krankenhäusern oder der Lebensmittelindustrie.

MaiMed® – Beard, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Bartschutz	Universalgröße	100 Stück	weiß	○	75013	4046153090044	6113857	10
Bartschutz	Universalgröße	100 Stück	blau	●	75014	4046153090068	6113863	10





MaiMed® – FM Eco

Einmal – Mundschutz

Charakteristik

- Mundschutz aus 1-lagigem Tissue
- Universalgröße
- mit beidseitigem Elastikband (latexfrei) zur Befestigung hinter den Ohren
- optimale Passform ermöglicht ungehindertes Atmen
- leichter und bequemer Sitz
- unsteriler Einmal-Mundschutz ist sterilisierbar: EO; R

eClass: 34-15-01-02

Anwendung

Universell einsetzbar in der Medizin und Industrie.



MaiMed® – FM Eco, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Einmal-Mundschutz	Universalgröße	100 Stück	weiß	○	75502	4046153026708	2208118 100



MaiMed® – FM Comfort

OP-Maske, Typ II

Charakteristik

- OP-Maske aus 3-lagiger Polypropylen-Vliesstoff (glasfaserfrei)
- Universalgröße
- mit beidseitigem Elastikband (latexfrei) zur Befestigung hinter den Ohren oder zum Binden hinter dem Kopf
- hoher Tragekomfort und anatomisch korrekter Sitz durch einstellbaren Nasenbügel
- hypoallergen und luftdurchlässig
- optimale Passform ermöglicht ungehindertes Atmen
- bakterielle Filtration (BFE) ≥ 98%, Typ II
- Schutz vor Kontamination
- unsterile OP-Masken sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 34-15-01-02

Anwendung

Universell einsetzbar in der Medizin und Industrie.



MaiMed® – FM Comfort, unsteril, zu 50 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
zum Binden	Universalgröße	50 Stück	grün	●	75501	4046153026685	2208087 20
zum Binden	Universalgröße	50 Stück	blau	●	75500	4046153026661	5014099 20
zum Binden	Universalgröße	50 Stück	gelb	●	75552	4046153027248	5467518 20
zum Binden	Universalgröße	50 Stück	rosa	●	75511	4046153026883	5467530 20
zum Binden	Universalgröße	50 Stück	weiß	○	75506	4046153026784	5467547 20
mit Gummizug	Universalgröße	50 Stück	grün	●	75513	4046153026920	5014142 20
mit Gummizug	Universalgröße	50 Stück	blau	●	75503	4046153026722	2208101 20
mit Gummizug	Universalgröße	50 Stück	gelb	●	75517	4046153026982	5467553 20
mit Gummizug	Universalgröße	50 Stück	rosa	●	75514	4046153026944	5467576 20
mit Gummizug	Universalgröße	50 Stück	weiß	○	75512	4046153026906	5467582 20



MaiMed® – Overall Overall, Vlies

Charakteristik

- Overall aus Polypropylen-Vliesstoff
- mit Reißverschluss und Kapuze
- 30 g/m² Qualität
- mit Arm- und Fußbund (latexfrei)
- mit Elastikzug in der Taille (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv; luftdurchlässig
- feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Overalls sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-01-05

Anwendung

Universell einsetzbar für optimalen Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen.

MaiMed® – Overall, unsteril, zu 1 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Overall mit Kapuze	Gr. XL (177 x 142 cm)	1 Stück	weiß	75795	4046153117543	–	50
Overall mit Kapuze	Gr. XXL (184 x 150 cm)	1 Stück	weiß	75796	4046153117567	–	50



MaiMed® – Coat V Besucherkittel

Charakteristik

- Besucherkittel aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (Gr. XL, 120 cm lang)
- mit Druckknöpfen zum Verschließen
- strapazierfähig
- leicht und atmungsaktiv; luftdurchlässig
- feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Besucherkittel sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-02-01

Anwendung

Ideal für Besucher in der Produktion/Fertigung, Lebensmittelindustrie sowie im Labor und Krankenhaus.

MaiMed® – Coat V, unsteril, zu 10 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Besucherkittel, Vlies	Universalgröße, Gr. XL	10 Stück	weiß	175054	4046153090464	11032032	10
Besucherkittel, Vlies	Universalgröße, Gr. XL	10 Stück	blau	175158	4046153095148	11049133	10



MaiMed® – Coat PE Besucherkittel

Charakteristik

- Besucherkittel aus Polyethylen
- Universalgröße (Gr. XL, 120 cm lang)
- mit Druckknöpfen zum Verschließen
- Folienstärke ca. 20µm
- feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Besucherkittel sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-02-01

Anwendung

Ideal für Besucher in der Produktion/Fertigung, Lebensmittelindustrie sowie im Labor und Krankenhaus.

MaiMed® – Coat PE, unsteril, zu 1 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Besucherkittel, PE	Universalgröße, Gr. XL	1 Stück	weiß	75047	4046153090440	–	500



MaiMed® – Coat Protect Schutzkittel

Charakteristik

- Schutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (120 x 140 cm)
- 21g/m² Qualität
- mit Verschlussbändern am Hals und an der Taille
- elastischer Ärmelabschluss (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- luftdurchlässig
- feuchtigkeitsabweisend
- unsterile Schutzkittel sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-02-01

Anwendung

Zum besseren Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolationsabteilungen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus. Für Personal, Patienten und Besucher.

MaiMed® – Coat Protect, unsteril, zu 10 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schutzkittel	120 cm x 140 cm	10 Stück	grün	75505	4046153026760	06113917	10



MaiMed® – Coat Protect Comfort Schutzkittel

Charakteristik

- Schutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (136 x 140 cm)
- 35g/m² Qualität
- mit Verschlussbändern am Hals und an der Taille
- Baumwollbündchen am Ärmelabschluss (latexfrei)
- leicht und atmungsaktiv
- luftdurchlässig
- feuchtigkeitsabweisend
- unsterile Schutzkittel sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-02-01

Anwendung

Zum optimalen Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolationsabteilungen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus. Für Personal, Patienten und Besucher.

MaiMed® – Coat Protect Comfort, unsteril, zu 10 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schutzkittel	136 cm x 140 cm	10 Stück	dunkelgrün	175553	4046153027262	06113550	10



MaiMed® – Set Nr. 75288 Besucher-Set

Charakteristik

- Universell einsetzbares Besucher-Set
- Universalgrößen
- verpackt in Minigrip-Beutel

Inhalt

- 1 x MaiMed® – Besucherkittel aus Polyethylen mit Druckknöpfen, weiß
- 1 x MaiMed® – Baretthaube aus Polypropylen-Vliesstoff, weiß
- 1 x MaiMed® – Mundschutz aus 2-lagigem Tissue und beidseitigem Elastikband, weiß
- 2 x MaiMed® – Schuhüberzieher aus Polyethylen, blau

eClass: 34-15-90-90

Anwendung

Ideal für Besucher in der Produktion/Fertigung, inkl. Lebensmittelindustrie (HACCP) und Krankenhaus.

MaiMed® – Set Nr. 75288, unsteril, setweise im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Besucherset	Universalgröße	1 Set	weiß/blau	75288	4046153032181	5390939	100



MaiMed® – MRSA-Set Besucher-Set

Charakteristik

- Besucher-Set speziell für den Umgang mit MRSA-Patienten
- Universalgröße
- verpackt im Folienbeutel

Inhalt

- 1 x MaiMed® – Mundschutz, 3-lagig mit beidseitigem Elastikband, blau
- 1 x MaiMed® – Schutzkittel aus Vliesstoff, 120 x 140 cm, blau
- 1 x MaiMed® – Baretthaube aus Polypropylen-Vliesstoff, blau
- 2 x MaiMed® – Schuhüberzieher aus Polyethylen, blau
- 1 x Paar MaiMed® – Einmal-Handschuhe aus Nitril, Gr. M, fingertexturiert, blau

eClass: 34-15-90-90

Anwendung

Ideal für Besucher und Personal im Krankenhaus sowie dem Pflegebereich. Speziell zur Pflege, bzw. Behandlung von MRSA-Patienten. In diesem Zusammenhang sind die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und die Hygieneanweisungen sowie Hygienepläne der jeweiligen Einrichtungen zu beachten.

MaiMed® – MRSA-Set, unsteril, setweise im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
MRSA-Set	Universalgröße	1 Set	blau	75297	4046153115006	10741921	100



MaiMed® – Apron PE Schürzen

Neue
Qualität



Charakteristik

- Schürzen aus Polyethylen
- Universalgrößen
- in folgenden Ausführungen (Materialstärken) erhältlich:
 - light 16 µm (75 x 120 cm)
 - medium 20 µm (75 x 115 cm)
 - heavy 49 µm (75 x 125 cm)
- mit Einzelperforation zur leichten Einzelentnahme
- einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung
- mit Verschlussbändern an der Taille
- geblockt und perforiert (zum Abreißen) á 50/100 Stück
- feuchtigkeitsundurchlässig
- strapazierfähig
- Mehrfachgebrauch möglich
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Schürzen sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-02-03

Anwendung

Optimaler Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen; ideal für sämtliche Vor- und Reinigungsarbeiten im Lebensmittelbereich (HACCP) sowie für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen u.a. Großküchen und Krankenhäuser.

MaiMed® – Apron PE, unsteril, im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
PE-Schürzen, light 16 µm	75 cm x 120 cm	100 Stück	blau	●	77521	4046153117468	–	10
PE-Schürzen, medium 20 µm	75 cm x 115 cm	50 Stück	blau	●	77522	4046153117482	–	10
PE-Schürzen, heavy 49 µm	75 cm x 125 cm	50 Stück	blau	●	77523	4046153117505	–	10
PE-Schürzen, light 16 µm	75 cm x 120 cm	100 Stück	weiß	○	77524	4046153117529	–	10
PE-Schürzen, medium 20 µm	75 cm x 115 cm	50 Stück	weiß	○	77526	4046153117628	–	10
PE-Schürzen, heavy 49 µm	75 cm x 125 cm	50 Stück	weiß	○	77527	4046153117642	–	10





MaiMed® – Cover PE Schuhüberzieher

Charakteristik

- Schuhüberzieher aus Polyethylen
- Universalgröße (40 cm lang); einfache Ausführung
- für sämtliche Schuharten geeignet
- mit umlaufendem Elastikband (latexfrei)
- strapazierfähig und feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP);
- unsterile Schuhüberzieher sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-24-04

Anwendung

Universell für Personal und Besucher in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen - u.a. im Lebensmittelbereich, Krankenhaus und in Reinräumen.

MaiMed® – Cover PE, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schuhüberzieher	Universalgröße (40 cm)	100 Stück	blau	75508	4046153026821	06113886	20



MaiMed® – Cover CPE Schuhüberzieher

Charakteristik

- Schuhüberzieher aus chloriertem Polyethylen
- gehämmerte Oberfläche
- Universalgröße (40 cm lang)
- für erhöhte Qualitätsanforderungen
- für sämtliche Schuharten geeignet
- mit umlaufendem Elastikband (latexfrei)
- besonders reißfest, strapazierfähig und feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP);
- unsterile Schuhüberzieher sind sterilisierbar: EO; R

eClass: 40-01-24-04

Anwendung

Universell für Personal und Besucher in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen u.a. im Lebensmittelbereich, Krankenhaus und in Reinräumen.

MaiMed® – Cover CPE, unsteril, im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schuhüberzieher	Universalgröße (40 cm)	50 Stück	blau	75056	4046153090501	06113892	10
Schuhüberzieher	Universalgröße (40 cm)	100 Stück	blau	75464	4046153117444	-	20



MaiMed® – Cover ABS Schuhüberzieher

Charakteristik

- Schuhüberzieher aus Polypropylen-Vliesstoff
- Universalgröße (40 cm lang)
- stark rutschhemmend durch strukturierte Sohle
- für sämtliche Schuharten geeignet
- mit umlaufendem Elastikband (latexfrei)
- reißfest, strapazierfähig und feuchtigkeitsabweisend
- geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP)
- unsterile Schuhüberzieher sind sterilisierbar: EO; R


eClass: 40-01-24-04

Anwendung

Universell für Personal und Besucher in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen u.a. im Lebensmittelbereich, Krankenhaus, in Reinräumen und im Nassbetrieb. Speziell für glatte Böden.

MaiMed® – Cover ABS, unsteril, zu 50 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schuhüberzieher	Universalgröße (40 cm)	50 Stück	blau	75055	4046153090488	06113900	10



strukturierte Sohle



MaiMed® – Gown Protect

Einmal-OP-Kittel

Charakteristik

- Einmal-OP-Wickelkittel aus Polypropylen- Vliesstoff
- besonders breite Überlappung der Rückenpartie
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung des Halsausschnittes
- inkl. 2 weißen Einmal-Handtüchern im Papiereinschlag
- DIN EN 13795, Teil 1,2,3
- unsterile OP-Kittel sind sterilisierbar: EO

eClass: 34-15-01-01

Anwendung

Zur Einmalverwendung für Operationen bis zu mittlerer Dauer mit mäßigem Flüssigkeitsanfall.

MaiMed® – Gown Protect, unsteril, zu 5 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel	M, 130 x 150 cm	5 Stück	blau	●	76800	4046153100385	7425116	8
OP-Kittel	L, 140 x 150 cm	5 Stück	blau	●	76801	4046153100408	7425139	8
OP-Kittel	XL, 150 x 160 cm	5 Stück	blau	●	76802	4046153100422	7425168	8

MaiMed® – Gown Protect, steril, einzeln im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel	M, 130 x 150 cm	1 Stück	blau	●	76812	4046153100620	7425323	30
OP-Kittel	L, 140 x 150 cm	1 Stück	blau	●	76813	4046153100644	7425346	30
OP-Kittel	XL, 150 x 160 cm	1 Stück	blau	●	76814	4046153100668	7425352	30



MaiMed® – Gown Protect V

Einmal-OP-Kittel verstärkt

Charakteristik

- Einmal-OP-Wickelkittel aus Polypropylen- Vliesstoff
- verstärkt mit keim- und flüssigkeitsundurchlässiger Lage im Unterarm- und Brustbereich
- Verstärkung aus PE-Folie und PP-Vliesstoff
- besonders breite Überlappung der Rückenpartie
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung des Halsausschnittes
- inkl. 2 weißen Einmal-Handtüchern im Papiereinschlag
- DIN EN 13795, Teil 1,2,3
- unsterile OP-Kittel sind sterilisierbar: EO

eClass: 34-15-01-01

Anwendung

Zur Einmalverwendung für Operationen von längerer Dauer mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall

MaiMed® – Gown Protect V, unsteril, zu 5 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, verstärkt	M, 130 x 150 cm	5 Stück	blau	●	76806	4046153100507	7425257	8
OP-Kittel, verstärkt	L, 140 x 150 cm	5 Stück	blau	●	76807	4046153100521	7425292	8
OP-Kittel, verstärkt	XL, 150 x 160 cm	5 Stück	blau	●	76808	4046153100545	7425300	8

MaiMed® – Gown Protect V, steril, einzeln im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, verstärkt	M, 130 x 150 cm	1 Stück	blau	●	76818	4046153100743	7425398	30
OP-Kittel, verstärkt	L, 140 x 150 cm	1 Stück	blau	●	76819	4046153100767	7425429	30
OP-Kittel, verstärkt	XL, 150 x 160 cm	1 Stück	blau	●	76820	4046153100781	7425435	30



MaiMed® – Gown Comfort SMS

Einmal-OP-Kittel aus SMS

Charakteristik

- Einmal-OP-Wickelkittel aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff mit einer Mittelschicht aus Microfaser (SMS)
- besonders breite Überlappung der Rückenpartie
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung des Halsausschnittes
- luftdurchlässig
- keim- und flüssigkeitsundurchlässig
- inkl. 2 weißen Einmal-Handtüchern im Papiereinschlag
- DIN EN 13795, Teil 1,2,3
- unsterile OP-Kittel sind sterilisierbar: EO


eClass: 34-15-01-01

Anwendung

Zur Einmalverwendung für Operationen von mittlerer Dauer mit mäßigem Flüssigkeitsanfall.



SMS = 3-lagiges Material



MaiMed® – Gown Comfort SMS, unsteril, zu 5 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, SMS	M, 130 x 150 cm	5 Stück	blau	76803	4046153100446	7425197	8
OP-Kittel, SMS	L, 140 x 150 cm	5 Stück	blau	76804	4046153100460	7425228	8
OP-Kittel, SMS	XL, 150 x 160 cm	5 Stück	blau	76805	4046153100484	7425234	8

MaiMed® – Gown Comfort SMS, steril, einzeln im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, SMS	M, 130 x 150 cm	1 Stück	blau	76815	4046153100682	7425369	30
OP-Kittel, SMS	L, 140 x 150 cm	1 Stück	blau	76816	4046153100705	7425375	30
OP-Kittel, SMS	XL, 150 x 160 cm	1 Stück	blau	76817	4046153100729	7425381	30



MaiMed® – Gown Comfort SMS V

Einmal-OP-Kittel aus SMS, verstärkt

Charakteristik

- Einmal-OP-Wickelkittel aus mehrschichtigem, flüssigkeits-abweisendem Vliesstoff mit einer Mittelschicht aus Microfaser (SMS)
- verstärkt mit undurchlässiger Lage im Unterarm- und Brustbereich
- Verstärkung aus PE-Folie und PP-Vliesstoff
- besonders breite Überlappung der Rückenpartie
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung des Halsausschnittes
- inkl. 2 weißen Einmal-Handtüchern im Papiereinschlag,
- DIN EN 13795, Teil 1,2,3
- unsterile OP-Kittel sind sterilisierbar: EO


eClass: 34-15-01-01

Anwendung

Zur Einmalverwendung für Operationen von längerer Dauer mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall.



SMS = 3-lagiges Material



MaiMed® – Gown Comfort SMS V, verstärkt, unsteril, zu 5 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, SMS	M, 130 x 150 cm	5 Stück	blau	76809	4046153100569	7425317	8
OP-Kittel, SMS	L, 140 x 150 cm	5 Stück	blau	76810	4046153100583	7425263	8
OP-Kittel, SMS	XL, 150 x 160 cm	5 Stück	blau	76811	4046153100606	7425286	8

MaiMed® – Gown Comfort SMS V, verstärkt, steril, einzeln im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Kittel, SMS	M, 130 x 150 cm	1 Stück	blau	76821	4046153100804	7425441	30
OP-Kittel, SMS	L, 140 x 150 cm	1 Stück	blau	76822	4046153100828	7425406	30
OP-Kittel, SMS	XL, 150 x 160 cm	1 Stück	blau	76823	4046153100842	7425412	30

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

A close-up photograph showing a hand holding a piece of translucent adhesive tape (Pflaster) over a finger. The finger already has a bandage wrapped around it. The word 'Schutz' is overlaid in white text on the tape. The background is white.

Schutz

Übersicht nach Kategorien

Produktübersicht Pflaster **S. 94**



Wundschnellverbände **S. 95**



Postoperative
Wundschnellverbände **S. 96**



Kanülenfixierung **S. 97**




Fixiervlies/-folie **S. 98**



Rollenpflaster **S. 99**



Injektionspflaster **S. 101**



Wundheilung

ster



■ Das umfangreiche **MaiMed® – Pflaster Sortiment** bietet Ihnen das richtige Produkt für jeden Anwendungsbereich.

Anforderungen an Klebmassen

- sofortige und dauerhafte Klebkraft
- gute Hautverträglichkeit
- schmerz- und rückstandsfreie Entfernung
- lange Haltbarkeit



Heutzutage werden hauptsächlich zwei Sorten von Klebmassen verwendet:

Zinkoxid – Klebmasse

Diese Klebmasse bietet eine optimale und zuverlässige Klebkraft.

Polyacrylat – Klebmasse

Diese Klebmasse bezeichnet man auch als Einkomponentenklebmasse, da sie nur aus Polyacrylat besteht. Vorteile dieser Klebmasse sind ihre hohe Temperaturbeständigkeit, hypoallergenen Eigenschaften und zuverlässige Klebkraft. Auch für sensible Haut geeignet.



Die folgende Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl einer schnellen, sicheren und optimalen Wundversorgung.

Produktübersicht

Produkt	Wundauflage	für sensible Haut geeignet	luftdurchlässig	wasserabweisend	wasserfest	latexfrei	steril	unsteril	Seite
MaiMed®-plast classic	✓	–	✓	–	–	–	–	✓	95
MaiMed®-plast elastic	✓	–	✓	–	–	–	–	✓	95
MaiMed®-med	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	96
MaiMed®-porefix	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	96
MaiMed®-porefix transparent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	97
MaiMed®-caplast I.V.	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	97
MaiMed®-stretch	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	98
MaiMed®-stretch transparent	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	98
MaiMed®-plast	–	–	✓	–	–	–	–	✓	99
MaiMed®-silk	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	99
MaiMed®-pore	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	100
MaiMed® film	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	100
MaiMed® tape	–	–	–	–	–	–	–	✓	101
MaiMed®-inject	✓	✓	–	✓	–	✓	–	✓	101
MaiMed®-inject-R	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	101



MaiMed® – plast Classic Wundschnellverband

Charakteristik

- gebrauchsfertiger, hautfarbener, starrer Wundschnellverband
- hervorragende Klebkraft durch Zinkoxid-Kleber
- Wundauflage ist nicht wundhaftend und stark absorbierend
- luftdurchlässig

eClass: 34-18-03-01

Anwendung

Zur äußeren Abdeckung von kleinen Verletzungen. Das Wundpflaster lässt sich individuell auf die Größe der Verletzung zuschneiden.

MaiMed®– plast Classic, unsteril, zu 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Wundschnellverband	4 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77310	4046153028122	4002846	60	✓
Wundschnellverband	6 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77320	4046153028146	4002852	42	✓
Wundschnellverband	8 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77330	4046153028160	4002875	36	✓



MaiMed® – plast Elastic Wundschnellverband

Charakteristik

- gebrauchsfertiger, hautfarbener, querelastischer Wundschnellverband
- hervorragende Klebkraft durch Zinkoxid-Kleber
- Wundauflage ist nicht wundhaftend und stark absorbierend
- luftdurchlässig und weich

eClass: 34-18-03-01

Anwendung

Zur äußeren Abdeckung von kleinen Verletzungen. Für die Wundversorgung an beweglichen Körperteilen besonders geeignet. Das Wundpflaster lässt sich individuell auf die Größe der Verletzung zuschneiden.

MaiMed®– plast Elastic, unsteril, zu 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Wundschnellverband	4 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77340	4046153028184	4002898	60	✓
Wundschnellverband	6 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77350	4046153028207	4002906	42	✓
Wundschnellverband	8 cm x 5 m	1 Stück	hautfarben	77360	4046153028221	4002912	36	✓





Pflaster



MaiMed® – med Wundschnellverband

Charakteristik

- atmungsaktiver, weißer, elastischer Wundschnellverband
- aus 100% Polyester-Vlies mit Polyacrylat-Kleber
- hypoallergen, für sensible Haut
- Wundauflage ist nicht wundhaftend und stark absorbierend
- lässt sich ohne Kleberückstände von Haut und Haaren lösen
- luftdurchlässig und weich
- latexfrei

eClass: 34-18-03-02

Anwendung

Zur äußeren Abdeckung von kleineren Verletzungen. Besonders geeignet für sensible Haut. Das Wundpflaster lässt sich individuell auf die Größe der Verletzung zuschneiden.

MaiMed® – med, unsteril, zu 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wundschnellverband	4 cm x 5 m	1 Stück	weiß	77370	4046153028245	4002964	60
Wundschnellverband	6 cm x 5 m	1 Stück	weiß	77380	4046153028269	4002970	42
Wundschnellverband	8 cm x 5 m	1 Stück	weiß	77390	4046153028283	4003001	36



MaiMed® – porefix steril Wundschnellverband

Charakteristik

- postoperativer, weißer Wundschnellverband
- aus 100% Polyester-Vlies mit Polyacrylat-Kleber
- hypoallergen, für sensible Haut
- atmungsaktiv
- anschmiegsam
- mit zentralem Saugkissen
- sekretresistent
- aufgrund der Querelastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien optimal an
- sicherer Halt und sanftes Ablösen durch hautfreundlichen Kleber
- latexfrei

eClass: 34-18-03-03

Anwendung

Zur äußeren Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden.

MaiMed® – porefix steril, einzeln eingiegtelt in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wundschnellverband	7 cm x 5 cm	50 x 1 Stück	weiß	77040	4046153027484	7795623	24
Wundschnellverband	10 cm x 8 cm	25 x 1 Stück	weiß	77050	4046153027507	7795652	30
Wundschnellverband	15 cm x 8 cm	25 x 1 Stück	weiß	77060	4046153027521	7795669	30
Wundschnellverband	20 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	weiß	77070	4046153027545	7795681	15
Wundschnellverband	25 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	weiß	77080	4046153027569	7795698	15
Wundschnellverband	30 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	weiß	77090	4046153027583	7795706	15



MaiMed® – porefix transparent steril

Wundschnellverband

Charakteristik

- postoperativer, transparenter Wundschnellverband
- aus Polyurethan-Folie mit Polyacrylat-Kleber
- keim- und wasserdicht
- mit zentralem Wundkissen, nicht wundhaftend
- sicherer Halt und sanftes Ablösen durch hautfreundlichen Kleber
- hypoallergen, für sensible Haut
- transparente, hauchdünne Folie ermöglicht die Begutachtung der Sekretaufnahme und Wundumgebung
- anschniegsam
- latexfrei

eClass: 34-18-03-04

Anwendung

Zur äußeren Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden.

MaiMed® – porefix transparent steril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Wundschnellverband	7 cm x 6 cm	50 x 1 Stück	transparent	77091	4046153106325	09100625	24	✓
Wundschnellverband	10 cm x 9 cm	25 x 1 Stück	transparent	77092	4046153106349	09100631	30	✓
Wundschnellverband	15 cm x 9 cm	25 x 1 Stück	transparent	77093	4046153106363	09100648	30	✓
Wundschnellverband	20 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	transparent	77094	4046153106387	09100654	30	✓
Wundschnellverband	25 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	transparent	77095	4046153106400	09100660	15	✓
Wundschnellverband	30 cm x 10 cm	25 x 1 Stück	transparent	77096	4046153106424	09100677	15	✓



MaiMed® – caplast I.V. steril

Kanülenfixierung

Charakteristik

- weißer Fertigverband mit Schlitz
- aus 100% Polyester-Vlies, mit Polyacrylat-Kleber
- für sensible Haut geeignet, anschniegsam
- atmungsaktiv und hautfreundlich
- aufgrund der Elastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien optimal an
- sicherer Halt und sanftes Ablösen durch hautfreundlichen, hypoallergen Kleber
- latexfrei

eClass: 34-18-02-02

Anwendung

Zur äußeren flexiblen Fixierung von Venenverweilkanülen.

MaiMed® – caplast I.V. steril, zu 50 Stück einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Kanülenfixierung	8 cm x 6 cm	50 x 1 Stück	weiß	77110	4046153027620	7795712	24	✓





MaiMed® – stretch Elastisches Fixiervlies

Charakteristik

- hypoallergenes, weißes, elastisches Fixiervlies
- 100% Polyester mit Polyacrylat-Kleber
- atmungsaktiv und anschmiegsam
- für sensible Haut geeignet
- aufgrund der Elastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien optimal an
- sicherer Halt und sanftes Ablösen durch hautfreundlichen Kleber
- latexfrei

eClass: 34-18-02-01

Anwendung

Zur äußeren, großflächigen, elastischen Verbandfixierung.

MaiMed® – stretch, unsteril, zu 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Fixiervlies	5 cm x 10 m	1 Stück	weiß	○ 77580	4046153028429	4002705	60	✓
Fixiervlies	10 cm x 10 m	1 Stück	weiß	○ 77585	4046153028467	4002711	32	✓
Fixiervlies	15 cm x 10 m	1 Stück	weiß	○ 77590	4046153028481	4002800	20	✓
Fixiervlies	20 cm x 10 m	1 Stück	weiß	○ 77595	4046153028504	4002817	16	✓
Fixiervlies	30 cm x 10 m	1 Stück	weiß	○ 77600	4046153028528	4002823	10	✓



MaiMed® – stretch transparent Fixier-Folie

Charakteristik

- hypoallergene, transparente, elastische Fixier-Folie
- aus Polyurethan-Folie mit Polyacrylat-Kleber
- atmungsaktiv und anschmiegsam
- keim- und wasserdicht
- sicherer Halt und sanftes Ablösen durch hautfreundlichen, hypoallergenen Kleber
- aufgrund der Elastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien optimal an
- für sensible Haut geeignet
- latexfrei

eClass: 34-18-03-04

Anwendung

Zur äußeren, großflächigen, keim- und wasserdichten Fixierung von Verletzungen. Schützt vor Sekundärinfektionen bei trockenen Wunden.

MaiMed® – stretch transparent, unsteril, zu 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Fixier-Folie	5 cm x 10 m	1 Stück	transparent	○ 77601	4046153106448	09100683	100	✓
Fixier-Folie	10 cm x 10 m	1 Stück	transparent	○ 77602	4046153106462	09100708	50	✓
Fixier-Folie	15 cm x 10 m	1 Stück	transparent	○ 77603	4046153106486	09100714	50	✓
Fixier-Folie	10 cm x 2 m	1 Stück	transparent	○ 77604	4046153106509	09100720	180	✓

○ = Fabrikware(Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – plast Rollenpflaster

Charakteristik

- hautfarbenes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle
- Taftgewebe mit Zinkoxid-Kleber
- längs und quer reißbar für komfortable Befestigung

eClass: 34-18-01-03

Anwendung

Zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, sowie Sonden und Wundverbänden.



MaiMed®– plast, unsteril, in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Heftpflaster	1,25 cm x 9,1 m	24 Stück	hautfarben	77145	4046153027828	4002533	24	✓
Heftpflaster	2,50 cm x 9,1 m	12 Stück	hautfarben	77150	4046153027842	4002556	24	✓
Heftpflaster	5,00 cm x 9,1 m	6 Stück	hautfarben	77155	4046153027866	4002562	24	✓



MaiMed® – silk Rollenpflaster

Charakteristik

- weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle
- Kunstseidentaft mit Polyacrylat-Kleber
- längs und quer reißbar für komfortable Befestigung
- hautfreundlich und hypoallergen, für sensible Haut geeignet
- latexfrei

eClass: 34-18-01-02

Anwendung

Zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, sowie Sonden und Wundverbänden.





MaiMed®– silk, unsteril, in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Heftpflaster	1,25 cm x 9,1 m	24 Stück	weiß	77115	4046153027682	4002579	24	✓
Heftpflaster	2,50 cm x 9,1 m	12 Stück	weiß	77120	4046153027743	4002585	24	✓
Heftpflaster	5,00 cm x 9,1 m	6 Stück	weiß	77125	4046153027781	4002591	24	✓

Fester und sicherer Halt:

Um einen festen Halt zu gewährleisten, sollte das Ende des Rollenpflasters über die angrenzenden, unteren Pflasterstreifen geklebt werden.





MaiMed® – pore Rollenpflaster

Charakteristik

- weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle
- poröses Vlies mit Polyacrylat-Kleber
- hautfreundlich und hypoallergen
- sehr luftdurchlässig
- längs und quer reißbar für komfortable Befestigung
- latexfrei

eClass: 34-18-01-04

Anwendung

Zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, sowie Sonden und Wundverbänden.

MaiMed® – pore, unsteril, in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Heftpflaster	1,25 cm x 9,1 m	24 Stück	weiß	○	77175	4046153027903	4002616	24	✓
Heftpflaster	2,50 cm x 9,1 m	12 Stück	weiß	○	77180	4046153027941	4002622	24	✓
Heftpflaster	5,00 cm x 9,1 m	6 Stück	weiß	○	77185	4046153027965	4002674	24	✓



MaiMed® – film Rollenpflaster

Charakteristik

- transparentes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle
- mikroperforierte Folie mit Polyacrylat-Kleber
- hautfreundlich und hypoallergen
- luftdurchlässig
- wasser- und schmutzabweisend
- längs und quer reißbar für komfortable Befestigung
- latexfrei

eClass: 34-18-01-01

Anwendung

Zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, sowie Sonden und Wundverbänden.

MaiMed® – film, unsteril, in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Heftpflaster	1,25 cm x 9,1 m	24 Stück	transparent	○	77205	4046153028023	2207840	24	✓
Heftpflaster	2,50 cm x 9,1 m	12 Stück	transparent	○	77210	4046153028061	2207857	24	✓
Heftpflaster	5,00 cm x 9,1 m	6 Stück	transparent	○	77215	4046153028085	2207863	24	✓



MaiMed® – tape Rollenpflaster

Charakteristik

- weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle
- Taftgewebe mit Zinkoxid-Kleber
- längs und quer reißbar
- zuverlässiges Haften auf der Haut

eClass: 34-18-01-03

Anwendung

Als stützender oder unterstützender Verband in Prophylaxe und Therapie von Muskel-, Sehnen- und Bandverletzungen. Zur Förderung des Heilungsprozesses.



MaiMed® – tape, unsteril, zu 6 Stück in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
Heftpflaster	3,8 cm x 10 m	6 Stück	weiß	○	77950	4046153028580	5387446	8	✓



MaiMed® – inject Injektionspflaster

Charakteristik

- hautfarbenes, gebrauchsfertiges, konfektioniertes Injektionspflaster
- PE-Folie mit Polyacrylat-Kleber
- seitlich offenes Wundkissen, bestehend aus Polyester mit einem Schutzvlies gegen ein Verkleben der Wunde
- hautfreundlich und hypoallergen
- wasser- und schmutzabweisend
- latexfrei

eClass: 34-18-03-08

Anwendung

Zur Abdeckung von Einstichstellen bei Blutentnahmen und Injektionen.



MaiMed® – inject, unsteril, lose in einer Box verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Injektionspflaster	1 cm x 4 cm	400 Stück	hautfarben	🟡	77112	4046153027644	0823492	30	✔️
Injektionspflaster	2 cm x 6 cm	200 Stück	hautfarben	🟡	77113	4046153027668	0823500	30	✔️



MaiMed® – inject – R Injektionspflaster auf der Rolle

Charakteristik

- hautfarbener, gebrauchsfertiger Pflasterzuschnitt von der Rolle
- Vliesgewebe mit Polyacrylat-Kleber
- seitlich offenes Wundkissen, bestehend aus Polyester mit einem Schutzvlies gegen ein Verkleben der Wunde
- hautfreundlich und hypoallergen, latexfrei
- Pflasterzuschnitte auf der Rolle einzeln perforiert

eClass: 34-18-03-08

Anwendung

Zur Abdeckung von Einstichstellen bei Blutentnahmen und Injektionen.



MaiMed® – inject – R, unsteril, zu 300 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Injektionspflaster	1,5 cm x 4 cm	300 Stück	hautfarben		77111	4046153091782	5457023	40	



Halt Binden & Verbände

Übersicht nach Kategorien

Produktübersicht
Binden & Verbände **S. 104**



Mullbinden **S. 105**



Fixierbinden **S. 105**



Dauerelastische Binden **S. 110**



Idealbinden **S. 111**



Verbandklammern **S. 112**



Kompressionsbinden **S. 113**



Elastische Klebebinden **S. 115**



Polsterbinden **S. 115**



Gipsbinden/Longuetten **S. 116**



Schlauchverbände **S. 117**



Heilung

Verbände



■ Binden & Verbände im Überblick

Das umfangreiche MaiMed®-Sortiment für Binden & Verbände bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das richtige Produkt. Die folgenden Übersichten helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Binde für alle gängigen Einsatzgebiete.

Produktübersicht

Produkt	Zug					Dehn- barkeit	Struktur	Baum- wolle	Elasthan	Polyamid	Polyester	Poly- urethan	Viskose	Latex- auftrag	Gips	steril	unsteril	Seite
	kein	ultra kurz	kurz	mittel	lang													
Fixierbinden																		
MaiMed® – Gaze	✓	-	-	-	-	-	glatt	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	105
Maielast® – glatt	-	-	-	✓	-	130%	glatt	-	-	32%	-	-	68%	-	-	-	✓	105
Maielast® – glatt LUX	-	-	-	✓	-	130%	glatt	41%	-	59%	-	-	-	-	-	-	✓	106
Maielast® – krepp LUX	-	-	-	✓	-	130%	krepp	38%	-	29%	-	-	33%	-	-	-	✓	107
Maielast® – haft glatt	-	-	✓	-	-	100%	glatt	-	-	61%	-	-	39%	✓	-	-	✓	108
Maielast® – haft glatt color	-	-	✓	-	-	95%	glatt	39%	-	-	-	-	61%	✓	-	-	✓	108
Maielast® – haft krepp	-	-	✓	-	-	100%	krepp	36%	-	28%	-	-	36%	✓	-	-	✓	109
Maielast® – haft krepp color	-	-	✓	-	-	95%	krepp	72%	-	28%	-	-	-	✓	-	-	✓	109
MaiMed® – fix	-	-	-	-	-	-	Netz- schlauch	-	21%	33%	46%	-	-	-	-	-	✓	117
MaiMed® – Trikot	-	-	-	-	-	-	fein gewebt	67%	-	-	-	-	33%	-	-	-	✓	117
Stütz-/Kompressionsbinden																		
MaiMed® – universal stretch	-	-	-	✓	-	140%	glatt	58%	8%	34%	-	-	-	-	-	-	✓	110
MaiMed® – Ideal	-	-	✓	-	-	95%	glatt	60%	-	-	28%	12%	-	-	-	-	✓	111
MaiMed® – Ideha	-	-	✓	-	-	95%	glatt	60%	-	39%	-	1%	-	✓	-	-	✓	111
MaiMed® – Ideal WK	-	-	✓	-	-	90%	glatt	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	112
MaiMed® – Lan	-	-	✓	-	-	90%	glatt	100%	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	113
MaiMed® – Dur	-	✓	-	-	-	45%	glatt	67%	-	33%	-	-	-	-	-	-	✓	113
MaiMed® – Dur-Duo	-	✓	-	-	-	45%	glatt	67%	-	33%	-	-	-	-	-	-	✓	114
MaiMed® – Last K	-	-	✓	-	✓	170%	gewebt	90%	-	-	-	10%	-	-	-	-	✓	114
Klebebinden																		
MaiMed® – Acrylast	-	-	✓	-	-	70%	glatt	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	115
Polsterbinden																		
MaiMed® – PB	✓	-	-	-	-	-	glatt	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	✓	115
Gipsbinden																		
MaiMed® – Gipsan	✓	-	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	-	95%	-	✓	116
MaiMed® – Longuetten	✓	-	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	-	95%	-	✓	116



MaiMed® – Gaze starre Mullbinden

Charakteristik

- weiße, starre Mullbinde
- 20-fädig, DIN EN 14079-MB
- 100% Baumwolle
- mit gewebten Kanten
- Länge ca. 4 m
- latexfrei
- unsterile Mullbinden sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-01-01

Anwendung

Zur Versorgung in Ambulanz und Praxis. Besonders geeignet zur Befestigung von Wundauflagen. Für Fixierverbände aller Art.



MaiMed® – Gaze, unsteril, zu 20 Stück lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
starre Mullbinde	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	65010	4046153019243	0823635	42	✓
starre Mullbinde	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	65020	4046153019281	0823641	30	✓
starre Mullbinde	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	65030	4046153019328	0823658	21	✓
starre Mullbinde	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	65040	4046153019366	0823687	18	✓
starre Mullbinde	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	65050	4046153019403	0823693	15	✓



Maielast® – glatt elastische Fixierbinden

Charakteristik

- weiße, elastische Fixierbinde
- 68% Viskose, 32% Polyamid
- mit gewebten Kanten
- Dehnbarkeit ca. 130%
- gedehnte Länge ca. 4 m
- mit mittlerem Zug
- breitenstabil
- luftdurchlässig
- schmiegt sich faltenlos an, ohne einzuschnüren
- latexfrei
- unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-02-01

Anwendung

Zur Fixierung an konischen Körperpartien, sowie im Bereich der Gelenke. Besonders geeignet zur Befestigung von Wundauflagen. Für Fixierverbände aller Art.



Maielast® – glatt, unsteril, lose in Faltschachtel zu 20 Stück

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mittlerer Zug	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61010	4046153015122	8889119	28	✓
mittlerer Zug	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61020	4046153015245	8889125	20	✓
mittlerer Zug	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61030	4046153015368	8889131	14	✓
mittlerer Zug	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61040	4046153015481	8889148	12	✓
mittlerer Zug	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61050	4046153015603	8889154	10	✓

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



Maielast® – glatt LUX
elastische Fixierbinden

Charakteristik

- weiße, hochwertige, elastische Fixierbinde
- 41% Baumwolle, 59% Polyamid
- mit gewebten Kanten
- Dehnbarkeit ca. 130%
- gedehnte Länge ca. 4 m
- mit mittlerem Zug
- breitenstabil
- luftdurchlässig
- schmiegt sich faltenlos an, ohne einzuschnüren
- latexfrei
- unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-02-01

Anwendung

Zur Fixierung an konischen Körperpartien, sowie im Bereich der Gelenke. Besonders geeignet zur Befestigung von Wundauflagen. Für Fixierverbände aller Art.



Maielast® – glatt LUX Cello, unsteril, zu 20 Stück einzeln in Cellophan verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mittlerer Zug	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61011	4046153015146	00119586	28	✓
mittlerer Zug	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61021	4046153015269	00119592	20	✓
mittlerer Zug	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61031	4046153015382	0119600	14	✓
mittlerer Zug	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61041	4046153015504	0119617	12	✓
mittlerer Zug	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61051	4046153015627	0119623	10	✓

Maielast® – glatt LUX , unsteril, zu 20 Stück lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mittlerer Zug	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61014	4046153015184	02072995	28	✓
mittlerer Zug	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61024	4046153015306	02073055	20	✓
mittlerer Zug	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61034	4046153015429	2073061	14	✓
mittlerer Zug	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61044	4046153015542	2073078	12	✓
mittlerer Zug	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	61054	4046153015665	2073084	10	✓



Maielast® – krepp LUX elastische Fixierbinden

Charakteristik

- weiße, hochwertige, elastische Fixierbinde
- 38% Baumwolle, 33% Viskose, 29% Polyamid
- mit gewebten Kanten
- gekreppte Oberfläche
- Dehnbarkeit ca. 130%
- gedehnte Länge ca. 4 m
- mit mittlerem Zug
- breitenstabil
- luftdurchlässig
- haftet durch gekräuselte Kettfäden aneinander
- schmiegt sich faltenlos an, ohne einzuschnüren
- latexfrei
- unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-02-01

Anwendung

Zur Fixierung an konischen Körperpartien, sowie im Bereich der Gelenke. Besonders geeignet zur Befestigung von Wundauflagen. Die gekreppte Oberfläche garantiert eine effektive Haftung der einzelnen Lagen. Für Fixierverbände aller Art.




Maielast® – krepp LUX Cello, unsteril, zu 20 Stück einzeln in Cellophan verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mittlerer Zug	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61061	4046153015801	0119646	28	✓
mittlerer Zug	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61071	4046153015924	0119652	20	✓
mittlerer Zug	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61081	4046153016044	0119669	14	✓
mittlerer Zug	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61091	4046153016167	0119675	12	✓
mittlerer Zug	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61101	4046153016280	0119681	10	✓

Maielast® – krepp LUX, unsteril, zu 20 Stück lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mittlerer Zug	4 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61064	4046153015849	2073121	28	✓
mittlerer Zug	6 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61074	4046153015962	2073138	20	✓
mittlerer Zug	8 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61084	4046153016082	2073144	14	✓
mittlerer Zug	10 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61094	4046153016204	2073150	12	✓
mittlerer Zug	12 cm x 4 m	20 Binden	weiß	○	61104	4046153016327	2073167	10	✓



■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).
✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



Maielast® – haft glatt kohäsive, elastische Fixierbinden

Charakteristik

- weiße, kohäsive, elastische Fixierbinde
- 39% Viskose, 61% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 100%
- gedehnte Länge ca. 4 m bzw. ca. 20 m, mit kurzem Zug
- haftet durch den mikropunktuellen Latexauftrag
- gas- und dampfsterilisierbar A 121°C

eClass: 34-19-02-02

Anwendung

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden aufgrund eigener Haftung. Zur schnellen Versorgung in Ambulanzen oder Praxen, vor Diagnosen oder Behandlungen. Für Fixierverbände aller Art geeignet.

Maielast® – haft glatt, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
kurzer Zug	4 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61147	4046153109562	0549944	72	✓
kurzer Zug	6 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61148	4046153109586	0549938	72	✓
kurzer Zug	8 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61149	4046153109746	0549878	72	✓
kurzer Zug	10 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61291	4046153016822	0549861	36	✓
kurzer Zug	12 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61301	4046153016860	0549855	26	✓
kurzer Zug	4 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61151	4046153109784	0120098	36	✓
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61152	4046153109807	8889220	36	✓
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61153	4046153109821	8889237	36	✓
kurzer Zug	10 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61154	4046153109524	2465039	18	✓
kurzer Zug	12 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61201	4046153016662	8889266	10	✓



Maielast® – haft glatt color kohäsive, elastische Fixierbinden

Charakteristik

- kohäsive, elastische Fixierbinde
- 39% Baumwolle, 61% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 95%
- gedehnte Länge ca. 20 m, mit kurzem Zug
- haftet durch den mikropunktuellen Latexauftrag
- in verschiedenen Farben erhältlich
- gas- und dampfsterilisierbar A 121°C

eClass: 34-19-02-02

Anwendung

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden aufgrund eigener Haftung. Einsatzmöglichkeiten für Sportbandagen oder Verbänden bei Kindern. Für Fixierverbände aller Art geeignet.

Maielast® – haft glatt color, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	gelb		61320	4046153016969	0335491	36	
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	grün		61321	4046153031184	02501048	36	
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	blau		61322	4046153031207	2501108	36	
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	gelb		61330	4046153017003	2501404	36	
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	grün		61331	4046153031221	0336378	36	
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	blau		61332	4046153031245	2501812	36	





MaieLast® – haft krepp kohäsive, elastische Fixierbinden

Charakteristik

- weiße, kohäsive, elastische Fixierbinde
- 36% Baumwolle, 36% Viskose, 28% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 100%
- gedehnte Länge ca. 4 m bzw. ca. 20 m, mit kurzem Zug
- haftet durch den mikropunktuellen Latexauftrag
- mit eingelegtem Papierstreifen
- gas- und dampfsterilisierbar A 121°C

eClass: 34-19-02-02

Anwendung

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden aufgrund eigener Haftung. Zur schnellen Versorgung in Ambulanzen oder Praxen, vor Diagnosen oder Behandlungen. Für Fixierverbände aller Art geeignet.

MaieLast®- haft krepp, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
kurzer Zug	4 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61156	4046153109869	0549950	72	✓
kurzer Zug	6 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61157	4046153109883	0549967	72	✓
kurzer Zug	8 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61158	4046153109906	2597723	72	✓
kurzer Zug	10 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61292	4046153016846	0549996	36	✓
kurzer Zug	12 cm x 4 m	1 Binde	weiß	○	61159	4046153109920	0550002	36	✓
kurzer Zug	4 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61162	4046153016501	0120106	22	✓
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61172	4046153016549	8889272	16	✓
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61182	4046153016600	8889289	12	✓
kurzer Zug	10 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61192	4046153016648	8889295	10	✓
kurzer Zug	12 cm x 20 m	1 Binde	weiß	○	61160	4046153109548	8889303	10	✓



MaieLast® – haft krepp color kohäsive, elastische Fixierbinden

Charakteristik

- kohäsive, elastische Fixierbinde
- 72% Baumwolle, 28% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 95%
- gedehnte Länge ca. 20 m
- 2-facher Hafteffekt mit kurzem Zug
- haftet durch den mikropunktuellen Latexauftrag
- in verschiedenen Farben erhältlich
- gas- und dampfsterilisierbar A 121°C

eClass: 34-19-02-02

Anwendung

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden aufgrund eigener Haftung. Einsatzmöglichkeiten für Sportbandagen oder Verbänden bei Kindern. Für Fixierverbände aller Art geeignet.

MaiMed® – haft krepp color, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	blau	●	61370	4046153017126	0336289	16	✓
kurzer Zug	6 cm x 20 m	1 Binde	rot	●	61371	4046153031269	2502349	16	✓
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	blau	●	61380	4046153017164	2502355	12	✓
kurzer Zug	8 cm x 20 m	1 Binde	rot	●	61381	4046153031283	0337001	12	✓
kurzer Zug	10 cm x 20 m	1 Binde	blau	●	61390	4046153017201	0337136	10	✓
kurzer Zug	10 cm x 20 m	1 Binde	rot	●	61391	4046153031306	2502361	10	✓

■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – universal stretch
dauerelastische Binden

Charakteristik

- weiße, dauerelastische Binde
 - 58% Baumwolle, 34% Polyamid, 8% Elasthan
 - Dehnbarkeit ca. 140%
 - gedehnte Länge ca. 5 m
 - latexfrei
 - mit mittlerem Zug
 - waschbar bis 30° C
 - wieder verwendbar
 - unsterile Binden sind sterilisierbar A 121° C oder EO
- eClass: 34-19-04-01

Anwendung

Für fixierende, leicht stützende und entlastende Verbände.

MaiMed® – universal stretch, unsteril, zu 10 Stück einzeln in Cellophan verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
mittlerer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62121	4046153018062	4780443	21	✓
mittlerer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62131	4046153018109	4780466	18	✓
mittlerer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62141	4046153018147	4780472	15	✓
mittlerer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62151	4046153018185	4780489	12	✓
mittlerer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 162161	4046153018222	4780495	12	✓
mittlerer Zug	20 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 162171	4046153018260	4780503	8	✓

MaiMed® – universal stretch, unsteril, zu 10 Stück lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE	
mittlerer Zug	4 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 162110	4046153018000	4780354	36	✓
mittlerer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62120	4046153018048	4780360	24	✓
mittlerer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62130	4046153018086	4780377	18	✓
mittlerer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62140	4046153018123	4780383	15	✓
mittlerer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 62150	4046153018161	4780408	12	✓
mittlerer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 162160	4046153018208	4780414	12	✓
mittlerer Zug	20 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○ 162170	4046153018246	4780420	8	✓





MaiMed® – Ideal dauerelastische Idealbinden

Charakteristik

- weiße, dauerelastische Idealbinde
- 60% Baumwolle, 28% Polyester, 12% Elasthan
- Dehnbarkeit ca. 95%, gedehnte Länge ca. 5 m
- latexfrei
- mit kurzem Zug
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-03-01

Anwendung

Zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen. Stützend und entlastend bei Stauchungen und Zerrungen, sowie für Sportbandagen.



MaiMed® – Ideal, unsteril, zu 10 Stück einzeln in Cellophan verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63021	4046153018321	0119698	40	✓
kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63031	4046153018369	0119706	28	✓
kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63041	4046153018406	0119712	24	✓
kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63051	4046153018444	0119735	20	✓
kurzer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63061	4046153018482	–	16	

MaiMed® – Ideal, unsteril, zu 10 Stück lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63020	4046153018307	8889361	40	✓
kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63030	4046153018345	8889378	28	✓
kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63040	4046153018383	8889384	24	✓
kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63050	4046153018420	8889390	20	✓
kurzer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63060	4046153018468	–	16	
kurzer Zug	20 cm x 5 m	10 Binden	weiß	○	63070	4046153018505	–	12	



MaiMed® – Ideha kohäsive, dauerelastische Idealbinden

Charakteristik

- weiße, kohäsive, dauerelastische Idealbinde
- 60% Baumwolle, 39% Polyamid, 1% Polyurethan
- Dehnbarkeit ca. 95%
- gedehnte Länge ca. 10 m
- mit kurzem Zug
- haftet durch den mikropunktuellen Latexauftrag

eClass: 34-19-03-02

Anwendung

Zur Versorgung in Ambulanz und Praxis. Stützend und entlastend bei Stauchungen und Zerrungen, sowie für Sportbandagen. Zur Kompression der Extremitäten.



MaiMed® – Ideha, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 10 m	1 Binde	weiß	○	63121	4046153018543	4878981	36	✓
kurzer Zug	8 cm x 10 m	1 Binde	weiß	○	63131	4046153018567	4878998	36	✓
kurzer Zug	10 cm x 10 m	1 Binde	weiß	○	63141	4046153018581	4879006	18	✓
kurzer Zug	12 cm x 10 m	1 Binde	weiß	○	63151	4046153018604	4879012	18	✓

○ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – Ideal WK textilelastische Idealbinden

Charakteristik

- weiße, textilelastische Idealbinde, mit Verbandklammern
- 100% Baumwolle
- DIN 61632-IB-W
- Dehnbarkeit ca. 90%
- gedehnte Länge ca. 5 m
- mit kurzem Zug, WK = webkantig
- waschbar bis 95° C
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-03-01

Anwendung

Zur Versorgung in Ambulanz und Praxis. Stützend und entlastend bei Stauchungen und Zerrungen, sowie für Sportbandagen. Zur Kompression der Extremitäten.



MaiMed® – Ideal WK, unsteril, zu 10 Stück einzeln in Cellophan verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug	4 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64011	4046153018642	–	10
kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64021	4046153018680	2073836	10
kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64031	4046153018727	2073894	10
kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64041	4046153018765	2073902	5
kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64051	4046153018826	2074014	5
kurzer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64061	4046153018864	2074043	5
kurzer Zug	20 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64071	4046153018901	2074089	5

MaiMed® – Ideal WK, unsteril, lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug	4 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64010	4046153018628	–	10
kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64020	4046153018666	2074126	10
kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64030	4046153018703	2074149	10
kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64040	4046153018741	02074178	5
kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64050	4046153018802	02074184	5
kurzer Zug	15 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64060	4046153018840	–	5
kurzer Zug	20 cm x 5 m	10 Binden	weiß	64070	4046153018888	–	5



MaiMed® – Verbandklammern

Charakteristik

- gebrauchsfertige, elastische Verbandklammern
- mit 2 Metallteilen aus Reinaluminium und einem Elastikteil mit 26,32% Naturkautschuk-Rundfäden und 73,68% Polyestergergarn nach Öko-Tex Standard 100
- unsterile Verbandklammern sind sterilisierbar A 121°C oder EO

eClass: 34-19-10-91

Anwendung

Ausschließlich zur Sicherung und Fixierung von Bandagen und Verbänden.



MaiMed® – Verbandklammern, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Verbandklammern	3,4 mm x 15 mm	100 Stück	weiß	71100	4046153020706	0119741	10



MaiMed® – Lan textilelastische Kompressionsbinden

Charakteristik

- hautfarbene, textilelastische Kompressionsbinde, mit Verbandklammern
- 100% Baumwolle
- Dehnbarkeit ca. 90%
- gedehnte Länge ca. 5 m
- gewebte Kanten
- mit kurzem Zug
- waschbar bis 60° C
- latexfrei
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-03-01

Anwendung

Kräftig komprimierende, textilelastische Binde mit kurzem Zug. Für eine starke Kompression der Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Sehr gut geeignet zur Behandlung von akuten und chronischen Lymphödemen. Auch in der Sportmedizin und Traumatologie als stützender und entlastender Verband einsetzbar.



MaiMed® – Lan, unsteril, zu 10 Stück in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	65120	4046153019564	2074209	10	✓
kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	65130	4046153019588	2074244	10	✓
kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	65140	4046153019601	2074267	5	✓
kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	65150	4046153019625	2074273	5	✓



MaiMed® – Dur dauerelastische Kompressionsbinden

Charakteristik

- hautfarbene, dauerelastische Kompressionsbinde, mit Verbandklammern
- 67% Baumwolle, 33% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 45%
- gedehnte Länge ca. 5 m
- gewebte Kanten
- mit ultra-kurzem Zug
- waschbar bis 60° C
- latexfrei
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-03-01

Anwendung

Sehr kräftig komprimierende, dauerelastische Binde mit ultra kurzem Zug. Für eine sehr straffe Kompression nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, sowie in der Sportmedizin als stützender und entlastender Verband einsetzbar.



MaiMed® – Dur, unsteril, lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
ultra-kurzer Zug	6 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	66125	4046153019908	0355298	10	✓
ultra-kurzer Zug	8 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	66135	4046153019946	0355306	10	✓
ultra-kurzer Zug	10 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	66145	4046153019984	0355312	5	✓
ultra-kurzer Zug	12 cm x 5 m	10 Binden	hautfarben	66155	4046153020003	0355329	5	✓

■ = Fabrikware(Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – Dur – Duo dauerelastische Kompressionsbinden

Charakteristik

- hautfarbene, dauerelastische Kompressionsbinde, mit Verbandklammern
- 67% Baumwolle, 33% Polyamid
- Dehnbarkeit ca. 45%
- gedehnte Länge ca. 5 m
- gewebte Kanten
- mit ultra-kurzem Zug
- waschbar bis 60° C
- latexfrei
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-03-01

Anwendung

Sehr kräftig komprimierende, dauerelastische Binde mit ultra kurzem Zug. Für eine sehr straffe Kompression nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, sowie in der Sportmedizin als stützender und entlastender Verband einsetzbar. Zwei dauerelastische Kompressionsbinden in zwei unterschiedlichen Breiten verpackt.

MaiMed®– Dur-Duo, unsteril, je 1 x 8 cm und 1 x 10 cm im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
ultra-kurzer Zug	10 cm/ 8 cm x 5 m	2 Binden	hautfarben	66160	4046153020027	2207900	50



MaiMed® – Last K dauerelastische Kompressionsbinden

Charakteristik

- hautfarbene, dauerelastische Kompressionsbinde, mit Verbandklammern
- 90% Baumwolle, 10% Polyurethan
- Dehnbarkeit ca. 170%
- gedehnte Länge ca. 7 m
- atmungsaktiv und hautverträglich
- mit langem Zug
- gut dosierbare Kompression für haltbare und anschmiegsame Verbände
- kräftige Webart für starke Kompression
- waschbar bis 30° C
- latexfrei
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-19-05-01

Anwendung

Zur Kompression als Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen, zur Druckverstärkung von Verbänden, sowie als Stütz- und Entlastungsverband. Bei Schädigung des Haltungs- und Bewegungsapparates, sowie als Sportbandage. Wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen.

MaiMed®– Last K, unsteril, lose in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
langer Zug	6 cm x 7 m	10 Binden	hautfarben	66025	4046153019724	0119936	12
langer Zug	8 cm x 7 m	10 Binden	hautfarben	66035	4046153019748	0119942	9
langer Zug	10 cm x 7 m	10 Binden	hautfarben	66045	4046153019762	0119959	12
langer Zug	12 cm x 7 m	10 Binden	hautfarben	66055	4046153019786	0119965	9





MaiMed® – Acrylast hypoallergene, elastische Klebebinden (adhäsiv)

Charakteristik

- hypoallergene, hautfarbene, elastische Klebebinde
- 100% Baumwolle
- Dehnbarkeit ca. 70%
- gedehnte Länge ca. 2,5 m
- mit kurzem Zug
- mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber ohne Lösungsmittel
- mit Festkante
- atmungsaktiv
- latexfrei

eClass: 34-19-02-01

Anwendung

Für sehr kräftige Kompressionen als Dauerverband bei venöser Insuffizienz, z.B. zur Unterstützung und Ergänzung der Thrombose-therapie bei Varizenverödungen, sowie als Stütz- und Entlastungsverband bei Bänder-, Sehnen- und Muskelschäden.

MaiMed® – Acrylast, unsteril, einzeln in Faltschachtel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
kurzer Zug	6 cm x 2,5 m	1 Binde	hautfarben	●	66120	4046153019885	2072742	64	✓
kurzer Zug	8 cm x 2,5 m	1 Binde	hautfarben	●	66130	4046153019922	2072759	72	✓
kurzer Zug	10 cm x 2,5 m	1 Binde	hautfarben	●	66140	4046153019960	2072771	36	✓



MaiMed® – PB synthetische Polsterbinden

Charakteristik

- weiße, synthetische Polsterbinde aus 100% Polyesterfasern
- aus hautverträglichem Vlies
- ohne chemische Bindemittel
- latexfrei
- unsterile Binden sind sterilisierbar, A 121° C oder EO

eClass: 34-20-03-01

Anwendung

Zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände (Gips- oder Zinkleimverbände).

MaiMed® – PB, unsteril, banderoliert, im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Polsterbinde	6 cm x 3 m	12 Binden	weiß	○	66250	4046153020164	0120224	28	✓
Polsterbinde	8 cm x 3 m	12 Binden	weiß	○	66255	4046153020188	–	23	
Polsterbinde	10 cm x 3 m	12 Binden	weiß	○	66260	4046153020201	0120230	18	✓
Polsterbinde	12 cm x 3 m	12 Binden	weiß	○	66265	4046153020225	–	18	
Polsterbinde	15 cm x 3 m	12 Binden	weiß	○	66270	4046153020249	0120247	12	✓
Polsterbinde	20 cm x 3 m	6 Binden	weiß	○	66280	4046153020263	–	18	



■ = Fabrikware(Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – Gipsan Gipsbinden

Charakteristik

- weiße Gipsbinde
- Eintauchzeit ca. 3 bis 4 Sek. bis zum Erreichen der optimalen Durchfeuchtung
- Verarbeitungszeit von ca. 120 Sek.
- gute Ausformbarkeit; bereits nach ca. 30 Sek. wird eine hohe Tragkraft erreicht
- wasserresistente Verpackung aus PVC Folie

eClass: 34-20-02-07

Anwendung

Für Gipsverbände, Gipsschienen oder Liegeschalen.

MaiMed® – Gipsan, unsteril, zu 2 Stück in Folie verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Gipsbinde	6 cm x 2 m	2 Binden	weiß	67020	4046153051564	3197434	80	✓
Gipsbinde	8 cm x 2 m	2 Binden	weiß	67030	4046153051588	3197517	60	✓
Gipsbinde	10 cm x 2 m	2 Binden	weiß	67040	4046153051601	3197919	40	✓
Gipsbinde	12 cm x 2 m	2 Binden	weiß	67050	4046153051625	3199427	40	✓
Gipsbinde	15 cm x 2 m	2 Binden	weiß	67060	4046153051649	3199433	30	✓
Gipsbinde	20 cm x 2 m	2 Binden	weiß	167070	4046153051663	3199479	20	✓
Gipsbinde	6 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67120	4046153050147	3199485	48	✓
Gipsbinde	8 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67130	4046153050161	3203376	36	✓
Gipsbinde	10 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67140	4046153050185	3204795	30	✓
Gipsbinde	12 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67150	4046153050208	3205205	24	✓
Gipsbinde	15 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67160	4046153050222	3205211	20	✓
Gipsbinde	20 cm x 3 m	2 Binden	weiß	67170	4046153050246	3209551	15	✓



MaiMed® – Longuetten Gips-Longuetten

Charakteristik

- weiße Gips-Longuetten in zick-zack gelegt
- Eintauchzeit ca. 3 bis 4 Sek. bis zum Erreichen der optimalen Durchfeuchtung
- Verarbeitungszeit von ca. 120 Sek.
- gute Ausformbarkeit; bereits nach ca. 30 Sek. wird eine hohe Tragkraft erreicht
- wasserresistente Verpackung aus PVC Folie

eClass: 34-20-02-08

Anwendung

Für Gipsverbände, Gipsschienen oder Liegeschalen.

MaiMed® – Longuetten, unsteril, einzeln in Folie verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Longuetten, 4-fach	10 cm x 20 m	1 Binde	weiß	167340	4046153033645	3210459	3	✓
Longuetten, 4-fach	12 cm x 20 m	1 Binde	weiß	167350	4046153033669	3210040	3	✓
Longuetten, 4-fach	15 cm x 20 m	1 Binde	weiß	167360	4046153033683	3210465	2	✓
Longuetten, 4-fach	20 cm x 20 m	1 Binde	weiß	167370	4046153033706	3215712	1	✓





MaiMed® – fix hochelastischer Netzschlauchverband

Charakteristik

- weißer, hochelastischer Netzschlauchverband
- 46% Polyester, 33% Polyamid, 21% Elasthan
- gedehnte Länge ca. 25 m
- der nahtlose Schlauch passt sich faltenlos den anatomischen Formen an
- latexfrei
- unsterile Netzschlauchverbände sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-08-03

Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen. Einsatz in allen Bereichen, in denen eine schnelle, unkomplizierte Wundversorgung benötigt wird, z.B. Sportverbände.



MaiMed® – fix, unsteril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Fingerverbände	Gr. 1	1 Stück	weiß	○	73012	4046153113484	0119971	16	✓
Hand-/ Arm-/ Fußverbände	Gr. 2	1 Stück	weiß	○	73022	4046153110841	0119988	8	✓
Bein-/ Kinderkopfverbände	Gr. 3	1 Stück	weiß	○	73032	4046153110865	0119994	8	✓
Kopf-/ Kinder-rumpfverbände	Gr. 4	1 Stück	weiß	○	73042	4046153110889	0120000	8	✓
Rumpfverbände	Gr. 5	1 Stück	weiß	○	73052	4046153110902	0120017	4	✓
große Rumpfverbände	Gr. 6	1 Stück	weiß	○	73067	4046153111565	6910387	4	✓



MaiMed® – Trikot elastischer Schlauchverband

Charakteristik

- weißer, elastischer Schlauchverband
- 67% Baumwolle, 33% Viskose
- gedehnte Länge ca. 20 m
- der nahtlose Schlauch passt sich faltenlos den anatomischen Formen an
- latexfrei
- unsterile Schlauchverbände sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-19-08-01

Anwendung

Wird als Unterzug unter Gips- und Zinkleimverbänden zum Schutz der Haut eingesetzt; dient ebenfalls als druckfreier Verband. Auch zur Fixierung von Kaltkompressen geeignet.



MaiMed® – Trikot, unsteril, einzeln in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Fingerverbände	Gr. 1	1 Stück	weiß	○	73291	4046153109388	2073210	20	✓
Hand-/ Arm-/ Fußverbände	Gr. 2	1 Stück	weiß	○	73292	4046153109401	2073227	12	✓
Bein-/ Kinderkopfverbände	Gr. 3	1 Stück	weiß	○	73293	4046153109425	9636113	10	✓
Kopf-/ Kinder-rumpfverbände	Gr. 4	1 Stück	weiß	○	73294	4046153109449	9636159	6	✓
Rumpfverbände	Gr. 5	1 Stück	weiß	○	73295	4046153109463	9636171	5	✓
große Rumpfverbände	Gr. 6	1 Stück	weiß	○	73296	4046153109487	9636188	4	✓
Rumpfverbände	Gr. 6a	1 Stück	weiß	○	73297	4046153109500	2073285	3	✓
Oberschenkel-/ Rumpfverbände	Gr. 7	1 Stück	weiß	○	73180	4046153022724	2073322	18	✓

○ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.

Lebensqualität

Inkon-

Übersicht nach Kategorien

Informationen Inkontinenz **S. 120**
Produktübersicht Inkontinenz **S. 122**



Schutzlaken/Schutzunterlagen **S. 123**



Krankenunterlagen **S. 123**



Einlagen/Anatomische Vorlagen **S. 124**



Einmalunterhosen/Slips **S. 125**



Windelhöschen **S. 126**



Elastische Fixierhöschen **S. 127**



Sicherheit

inkontinenz



Arten der Inkontinenz

Man unterscheidet verschiedene Arten der Inkontinenz, wobei die häufigste Art der Verlust von Urin (Harninkontinenz) ist.

Stress- und Belastungsinkontinenz

Dies ist die häufigste Form der Harninkontinenz, bei der der Druck (Stress) auf die Blase durch z.B. Niesen, Lachen oder Husten so schnell zunimmt, dass ein unfreiwilliger Verlust von Urin erfolgt. Die Ursache liegt in einer Störung der Speicherfunktion der Harnblase und betrifft überwiegend Frauen.

Dranginkontinenz

Diese Form der Inkontinenz geht mit dem ständigen Gefühl des Harndranges einher. Bei leichter Dranginkontinenz empfindet der Betroffene oft den Zwang zum Urinlassen, wobei dieser noch gehalten werden könnte. Bei ausgeprägter bis starker Dranginkontinenz werden die Betroffenen regelrecht mit dem starken Drang überrascht, sodass der Urin nicht zurückgehalten werden kann. Auch bei dieser Form der Inkontinenz liegt eine Speicherstörung der Blase vor.

Mischinkontinenz

Als Mischinkontinenz bezeichnet man die Kombination aus Stress- und Dranginkontinenz. Sie wird ebenfalls durch eine Störung der Speicherfunktion der Harnblase ausgelöst. Sie äußert sich durch unkontrollierten Harnabgang in Verbindung mit Stress.

Unkategorisierbare Inkontinenz

Bei dieser Form der Inkontinenz findet ein unfreiwilliger Verlust von Urin statt, kann aber auf Grund der Symptome keiner der genannten Formen der Inkontinenz zugeordnet werden.

Extraurethrale Inkontinenz

Bei der extraurethralen Inkontinenz liegt keine Störung des Verschlussapparates der Harnröhre (Urethra) vor, sondern hier wird der natürliche Harnaussgang z.B. durch eine angeborene Fehlmündung eines Harnleiters hinter den Schließmuskel oder verletzungsbedingte Fisteln „umgangen“. Diese Form der Inkontinenz kann operativ behoben werden.


Inkontinenz bei chronischer Harnretention

Hier liegt eine Störung der Entleerungsfunktion der Harnblase vor, wobei ständig kleine Mengen Urin, auch ohne Stress oder Drang, abgehen. Größere Mengen an Urin werden beim Wasserlassen nicht komplett entleert, sondern verbleiben in der Blase, sodass sich die Blase unentwegt dehnt. Ist der Innendruck dann zu groß, fließen kontinuierlich kleine Mengen Urin ab.

Größentabelle

Für eine genaue Passform und angenehmen Tragekomfort leiten Sie aus folgender Übersicht Ihre Konfektionsgröße ab:

Größe	Hüftumfang	Konfektionsgröße
small / S / Gr.1	50 cm - 90 cm	36-38
medium / M / Gr.2	80 cm - 120 cm	40-42
large / L / Gr.3	110 cm - 145 cm	44-46
extra large / XL / Gr.4	130 cm - 170 cm	48-50





Vorteile

mit MaiMed® –
Inkontinenzprodukten

Sinkende Kosten für Sie,
steigende Lebensqualität und
Komfort für Ihre Anwender!

Lebensqualität

- höhere Mobilität
- höhere Lebensqualität und Selbstständigkeit
- unabhängiges und aktives Leben
- hohe Diskretion durch Geruchseinschluss und geräuscharmes Material
- Produkte tragen kaum auf
- unterstützt den eigenständigen Toilettengang

Kosten

- hautfreundliche Materialien und eine hohe Saugkraft senken die Kosten für zusätzliche Hautpflege
- einfache Handhabung spart Arbeitszeit
- Auslaufschutz durch Auslaufbarrieren senken die Wäschekosten
- vielfältige Produktauswahl für individuelle Versorgung

Handhabung

- längere Wechselintervalle verringern den Pflegeaufwand
- Produkte sind unkompliziert an- und abzulegen
- individuelle Produktauswahl
- wiederverschließbare Klebeverschlüsse
- Kennzeichnung der verschiedenen Produkte durch Farben vereinfacht die Produktauswahl

leicht

mittel

schwer

extrem

Tragekomfort

- hautfreundliche Materialien vermeiden Hautirritationen und Entzündungen
- ideale Passform für unterschiedlichste Körperformen
- weiche, elastische Beinabdichtung und flexibel im Hüftbereich
- Produkte tragen kaum auf
- Schutz und Tragekomfort am Tag und in der Nacht
- sichere und schnelle Aufnahme von Urin und Stuhl
- inklusive Nässeindikator
- atmungsaktive Materialien gewährleisten einen hohen Tragekomfort durch reduzierte Wärme- und Schweißbildung
- perfekter Schutz durch Auslaufbarrieren
- einfache Handhabung



Produktübersicht

	REF	Inkontinenz Stärkegrad	Produkt	Beschreibung	Saugstärke	Inhalt	HI-MI-Nr.	Farbe (Produkt)	Seite
Einlagen	76453	leicht	MaiMed® – IncoPad	mini plus woman		16 Stück	15.25.01.5254	weiß	124
	76454	mittel	MaiMed® – IncoPad	normal woman		20 Stück	15.25.01.5267	weiß	124
	76455	schwer	MaiMed® – IncoPad	extra woman		20 Stück	15.25.01.5268	weiß	124
	76456	extrem	MaiMed® – IncoPad	super-woman		20 Stück	15.25.01.5269	weiß	124
Anatomische Vorlagen	76700	leicht	MaiMed® – IncoForm	Plus		20 Stück	15.25.01.1163	blau	125
	76701	mittel	MaiMed® – IncoForm	super		20 Stück	15.25.01.2170	gelb	125
	76702	schwer	MaiMed® – IncoForm	extra		20 Stück	15.25.01.2171	grün	125
	76703	extrem	MaiMed® – IncoForm	Nacht		20 Stück	15.25.01.2172	flieder	125
Einmal- unterhosen	76714	mittel	MaiMed® – IncoMobile	small		14 Stück	15.25.03.0170	weiß	125
	76715	schwer	MaiMed® – IncoMobile	medium		14 Stück	15.25.03.1345	weiß	125
	76716	extrem	MaiMed® – IncoMobile	large		14 Stück	15.25.03.1346	weiß	125
Windelhöchen	76704	leicht	MaiMed® – IncoSlip	Tag - small		20 Stück	15.25.03.0169	weiß	126
	76705	leicht	MaiMed® – IncoSlip	Tag - medium		20 Stück	15.25.03.1340	hellblau	126
	76706	mittel	MaiMed® – IncoSlip	super - medium		20 Stück	15.25.03.1341	hellblau	126
	76709	mittel	MaiMed® – IncoSlip	Tag - large		20 Stück	15.25.03.2408	hellgrün	126
	76707	schwer	MaiMed® – IncoSlip	extra Nacht-medium extra		18 Stück	15.25.03.1342	blau	126
	76710	schwer	MaiMed® – IncoSlip	super - large		20 Stück	15.25.03.2409	hellgrün	126
	76711	extrem	MaiMed® – IncoSlip	extra Nacht-large extra		16 Stück	15.25.03.2410	grün	126
	76713	extrem	MaiMed® – IncoSlip	extra plus-large extra		16 Stück	15.25.03.2411	flieder	126
Fixier- höchen	75150	–	Mainetz®	medium	–	50 Stück	–	weiß	127
	75160	–	Mainetz®	large	–	50 Stück	–	weiß	127
	75170	–	Mainetz®	extra large	–	50 Stück	–	weiß	127
Schutzlaken/ Schutzunterlagen	78001	2-lagig	MaiMed® – Protect	38 x 40 cm	–	1.000 Stück	–	blau	123
	78005	2-lagig	MaiMed® – Protect	60 x 60 cm	–	500 Stück	–	blau	123
	78015	2-lagig	MaiMed® – Protect	80 x 140 cm	–	500 Stück	–	blau	123
	78017	2-lagig	MaiMed® – Protect	80 x 175 cm	–	100 Stück	–	blau	123
	78019	2-lagig	MaiMed® – Protect	75 x 200 cm	–	100 Stück	–	blau	123
	78020	2-lagig	MaiMed® – Protect	80 x 210 cm	–	100 Stück	–	blau	123
	78510	2-lagig	MaiMed® – Protect	80 x 80 cm	–	100 Stück	–	blau	123
Krankenunterlagen	76441	4-lagig	MaiMed® – Sorb	40 x 60 cm	–	300 Stück	–	grün	123
	76442	4-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 60 cm	–	200 Stück	–	grün	123
	76443	4-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 90 cm	–	150 Stück	–	grün	123
	76440	6-lagig	MaiMed® – Sorb	40 x 60 cm	–	200 Stück	–	grün	123
	76435	6-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 60 cm	–	200 Stück	–	grün	123
	76450	6-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 90 cm	–	100 Stück	–	grün	123
	176420	12-lagig	MaiMed® – Sorb	40 x 60 cm	–	150 Stück	–	grün	123
	76410	12-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 60 cm	–	100 Stück	–	grün	123
	76430	12-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 90 cm	–	50 Stück	–	grün	123
	76451	20-lagig	MaiMed® – Sorb	40 x 60 cm	–	50 Stück	–	grün	123
	76452	20-lagig	MaiMed® – Sorb	60 x 90 cm	–	50 Stück	–	grün	123
	76411	60 g	MaiMed® – Sorb F	60 x 90 cm	–	100 Stück	19.40.05.5117	grün	124



MaiMed® – Protect Schutzlaken/Schutzunterlagen

Charakteristik

- 2-lagig, aus Tissue und feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folie
- bildet eine Keimbarriere zum Patienten
- strapazierfähiges Material
- weich und geschmeidig
- wirtschaftlicher Einsatz durch verschiedene Formate

eClass: 34-39-01-01

Anwendung

MaiMed® - Protect sorgen in allen Klinik- und Altenpflegebereichen für sichere Hygiene. Zum Abdecken von Matratzen, Liegen und Tragen für einen sicheren Kontaminationsschutz. Dient auch als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, z.B. bei der Blutentnahme.

MaiMed® – Protect, Schutzlaken, unsteril, im Karton verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
2-lagig	38 x 40 cm	10 x 100 Stück	blau	78001	4046153028603	0823575	1
2-lagig	60 x 60 cm	5 x 100 Stück	blau	78005	4046153028627	0823581	1
2-lagig	80 x 140 cm	4 x 25 Stück	blau	78015	4046153028665	0823606	1
2-lagig	80 x 175 cm	4 x 25 Stück	blau	78017	4046153028689	0823612	1
2-lagig	80 x 210 cm	4 x 25 Stück	blau	78020	4046153028726	0823629	1
2-lagig	80 x 80 cm	4 x 50 Stück	blau	78510	4046153103669	0823598	1



MaiMed® – Sorb Krankenunterlagen

Charakteristik

- Krankenunterlagen aus saugstarken Zellstofflagen
- mit Vliesauflage und geprägter feuchtigkeitsundurchlässiger Polyethylen-Folie als Nässeschutz
- 4-seitig geschlossen
- mit geruchsbindenden Wirkstoffen
- in verschiedenen Qualitäten erhältlich

eClass: 34-38-11-06

Anwendung

MaiMed® – Sorb als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bett-schutzunterlage sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.

MaiMed® – Sorb, unsteril, im Karton verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-lagig, leichte Qualität	40 x 60 cm	4 x 50 Stück	grün	76441	4046153094127	5853279	1
4-lagig, leichte Qualität	60 x 60 cm	6 x 25 Stück	grün	76442	4046153094141	5853285	1
4-lagig, leichte Qualität	60 x 90 cm	6 x 25 Stück	grün	76443	4046153094165	5853291	1
6-lagig, mittlere Qualität	40 x 60 cm	8 x 25 Stück	grün	76440	4046153033348	2208070	1
6-lagig, mittlere Qualität	60 x 60 cm	6 x 25 Stück	grün	76435	4046153033324	6416411	1
6-lagig, mittlere Qualität	60 x 90 cm	6 x 25 Stück	grün	76450	4046153033362	6416423	1
12-lagig, schwere Qualität	40 x 60 cm	6 x 25 Stück	grün	176420	4046153046386	6416434	1
12-lagig, schwere Qualität	60 x 60 cm	4 x 25 Stück	grün	76410	4046153043620	6416440	1
12-lagig, schwere Qualität	60 x 90 cm	2 x 25 Stück	grün	76430	4046153046409	6416457	1
20-lagig, extra schwere Qualität	40 x 60 cm	2 x 25 Stück	grün	76451	4046153096084	6416463	1
20-lagig, extra schwere Qualität	60 x 90 cm	2 x 25 Stück	grün	76452	4046153096107	6416486	1



MaiMed® – Sorb F Krankenunterlagen



Charakteristik

- Krankenunterlagen mit saugstarker Flockenfüllung
- mit Vliesauflage und geprägter feuchtigkeitsundurchlässiger Polyethylen-Folie als Nässeschutz
- 4-seitig geschlossen
- mit geruchsbindenden Wirkstoffen

eClass: 34-38-11-06

Anwendung

MaiMed® – Sorb F dient zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.

MaiMed® – Sorb F, unsteril, im Karton verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
19.40.05.5117	60 g, leichte Qualität	60 x 90 cm	4 x 25 Stück	grün	76411	4046153118748	10946793	1



MaiMed® – IncoPad Einlagen



Charakteristik

- anatomisch geformte Einlagen
- bei leichter bis mittlerer Inkontinenz
- auch nach Vaginaleingriffen verwendbar
- für mobile und bettlägerige Patienten
- Fixierung über Klebestreifen

eClass: 34-38-11-90

Anwendung

Zur Anwendung bei Harninkontinenz.

MaiMed® – IncoPad, unsteril, im Folienbeutel verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/Absorption	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.01.5254	mini plus woman	11 x 28 cm/ ≥ 300 ml	16 Stück	weiß	76453	4046153096121	6416701	12
15.25.01.5267	normal woman	14 x 27 cm/ ≥ 400 ml	20 Stück	weiß	76454	4046153096145	6416718	12
15.25.01.5268	extra woman	16 x 31 cm/ ≥ 550 ml	20 Stück	weiß	76455	4046153096169	6416724	12
15.25.01.5269	super woman	20 x 40 cm/ ≥ 760 ml	20 Stück	weiß	76456	4046153096183	6416730	8





MaiMed® – IncoForm Anatomische Vorlagen



Charakteristik

- anatomisch vorgeformte Inkontinenzvorlagen
- bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz
- mit Nässeindikator
- hoher Tragekomfort und anatomische Passform
- Auslaufsperrern
- hautfreundliches Material
- Trockenvlies
- geruchsbindender Saugkern und weiche Gummibündchen

eClass: 34-38-11-03

Anwendung

MaiMed® – IncoForm ist besonders für Patienten bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz geeignet. Zur Anwendung bei Harn- und Stuhlinkontinenz.

MaiMed® – IncoForm, unsteril, zu 20 Stück im Folienbeutel verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/ Absorption	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.01.1163	plus	32 x 61 cm/ ≥ 1550 ml	20 Stück	blau	● 76700	4046153096206	6416664	5
15.25.01.2170	super	35 x 70 cm/ ≥ 2150 ml	20 Stück	gelb	● 76701	4046153096220	6416670	5
15.25.01.2171	extra	35 x 70 cm/ ≥ 2550 ml	20 Stück	grün	● 76702	4046153096244	6416687	5
15.25.01.2172	Nacht	35 x 70 cm/ ≥ 2700 ml	20 Stück	flieder	● 76703	4046153096268	6416693	4



MaiMed® – IncoMobile Einmalunterhosen/Slips

Charakteristik

- Einmal slips für optimale Sicherheit
- bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz
- mit Nässeindikator
- optimaler Tragekomfort
- körpergerechte Form
- großes Saugkissen
- tragbar wie normale Unterwäsche
- undurchlässige Außenschicht
- elastische Bündchen

eClass: 34-38-11-02

Anwendung

MaiMed® – IncoMobile ist besonders für mobile Patienten bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz geeignet. Die Einmal slips können wie normale Unterwäsche getragen und gewechselt werden.

MaiMed® – IncoMobile, unsteril, zu 14 Stück im Folienbeutel verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/ Absorption	Hüftumfang	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.03.0170	small	2/ ≥ 1300 ml	50 - 80 cm	14 Stück	weiß	○ 76714	4046153096480	6416492	6
15.25.03.1345	medium	3/ ≥ 1400 ml	70 - 110 cm	14 Stück	weiß	○ 76715	4046153096503	6416500	6
15.25.03.1346	large	4/ ≥ 1600 ml	90 - 125 cm	14 Stück	weiß	○ 76716	4046153096527	6416517	6



MaiMed® – IncoSlip Windelhöschen

Charakteristik

- Windelhöschen für optimale Sicherheit
- bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz
- mit Nässeindikator
- optimaler Tragekomfort und körpergerechte Form
- großes Saugkissen
- wiederverschließbare Klebebänder
- undurchlässige Außenschicht
- elastische Bündchen

eClass: 34-38-11-02

Anwendung

MaiMed® – IncoSlip ist besonders für Patienten bei mittlerer bis schwerster Inkontinenz geeignet. Zur Anwendung bei Harn- und Stuhlinkontinenz.



MaiMed® – IncoSlip – Tag, unsteril, zu 20 Stück im Folienbeutel verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/ Absorption	Hüftumfang	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.03.0169	Tag-small	1/ ≥ 1800 ml	60-80 cm	20 Stück	weiß	76704	4046153096282	6416569	5
15.25.03.1340	Tag-medium	2/ ≥ 1900 ml	70-110 cm	20 Stück	hellblau	76705	4046153096305	6416575	4
15.25.03.2408	Tag-large	3/ ≥ 2200 ml	100-150 cm	20 Stück	hellgrün	76709	4046153096381	6416612	4

MaiMed® – IncoSlip – Super, unsteril, zu 20 Stück im Folienbeutel verpackt


Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/ Absorption	Hüftumfang	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.03.1341	super-medium	2/ ≥ 2300 ml	70-110 cm	20 Stück	hellblau	76706	4046153096329	6416581	4
15.25.03.2409	super-large	3/ ≥ 2600 ml	100-150 cm	20 Stück	hellgrün	76710	4046153096404	6416629	4

MaiMed® – IncoSlip – extra Nacht, unsteril, im Folienbeutel verpackt

Hilfsmittelnummer	Artikel	Größe/ Absorption	Hüftumfang	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
15.25.03.1342	extra Nacht-medium	2/ ≥ 2900 ml	70-110 cm	18 Stück	blau	76707	4046153096343	6416598	5
15.25.03.2410	extra Nacht-large	3/ ≥ 3100 ml	100-150 cm	16 Stück	grün	76711	4046153096428	6416635	4
15.25.03.2411	extra Nacht-extra large	4/ ≥ 3300 ml	100-170 cm	16 Stück	flüeder	76713	4046153096466	6416569	4


1. Positionieren

Slip mit der Folienseite nach außen entfalten und von vorne nach hinten durch die Beine ziehen. Slip mittig zwischen den Beinen positionieren.




2. Ausrichten

Vorder- und Rückseite des Slips ausbreiten, am Körper des Trägers ausrichten und anschließend hochziehen.



3. Fixieren

Zuerst die unteren Klebestreifen schließen und am Bund eine Falte bilden. Die oberen Klebestreifen schräg nach unten über die Falten schließen. Abschließend den Slip so korrigieren, dass ein bequemer und sicherer Sitz gewährleistet ist.





Mainetz® Elastische Fixierhöschen

Charakteristik

- hochelastisches Einmal-Fixierhöschen
- 85% Polyester und 15% Elasthan
- Netzstruktur
- gutes Mikroklima auf der Haut
- passt sich der Körperform an
- optimaler Tragekomfort
- hautfreundlich, leicht und weich
- luftdurchlässig
- waschbar bei 65° C
- sterilisierbar A 121° C oder EO

eClass: 34-38-11-05

Anwendung

Mainetz® zur hygienischen und sicheren Fixierung von saugenden Einlagen aller Art. Gleichmaßen für bettlägerige und mobile Patienten geeignet. Eignen sich auch für ältere und bewegungseingeschränkte Patienten.



Mainetz®, unsteril, zu 50 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Fixierhöschen	M	50 Stück	weiß	○	75150	4046153026180	0120307	6
Fixierhöschen	L	50 Stück	weiß	○	75160	4046153026203	0120313	6
Fixierhöschen	XL	50 Stück	weiß	○	75170	4046153026227	2039495	6





MyClean[®] *plus*

Ein Hygienekonzept mit Zukunft



Reinigung

Sterilität

Übersicht nach Kategorien

Informationen zur MyClean *plus*-Serie S. 130
Informationen Desinfektion und Hygiene S. 132



Haut- & Händedesinfektion S. 136



Waschlotion S. 138




Hautpflege/Hautschutz S. 138



Schnelldesinfektion S. 139



Flächendesinfektion S. 142



Spendersysteme S. 143



Wipes/Vliestuchrollen S. 143



Instrumentendesinfektion S. 144



Dentaldesinfektion S. 145



Zubehör für Desinfektionsmittel S. 146



Reinigungsmittel S. 148





MyClean® *plus* – Kompetenz und Fortschritt für Ihren Erfolg.

Die Abläufe, in Bezug auf ein zeitgemäßes Hygienemanagement, werden im Zuge immer weitreichender Erkenntnisse auf diesem Gebiet in vielen Bereichen unseres Gesundheitssystems zunehmend komplexer und dadurch leider auch immer komplizierter. Eine Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen und Normen bilden die Grundlage für die Arbeit des Hygienemanagements in:

- **Arztpraxen**
- **Pflegeeinrichtungen/andere Institutionen des Gesundheitswesens**
- **Lebensmittelverarbeitende Industrie**

Sich im Dschungel der gesetzlichen Rahmenbedingungen zurechtzufinden, Vorgaben adäquat umzusetzen und Aktualisierungen in der geltenden Rechtsprechung stetig im Auge zu behalten, stellt heutzutage eine enorme Herausforderung für die zuständigen Mitarbeiter dar. Hinzu kommt, dass die Sicherheit des eigenen Personals sowie der zu betreuenden Patienten bei allem bestehenden Engagement zu jeder Zeit im Mittelpunkt steht. In ihrer Gesamtheit eine überaus anspruchsvolle Herausforderung, der wir uns gerne stellen, um Ihnen diese essentiell wichtigen, jedoch überaus komplexen und zeitaufwendigen Aufgaben abzunehmen und so Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

JETZT speziell angepasste Desinfektionspläne herunterladen!

Im Download-Bereich unserer Website www.MaiMed.de finden Sie **kostenlose Desinfektionspläne** für folgende Bereiche:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ <i>Ambulante Pflege</i> | ✓ <i>Tattoo- und Piercingstudios</i> |
| ✓ <i>Fußpflege</i> | ✓ <i>Altenpflegeheim</i> |
| ✓ <i>Kosmetik-/ Nagelstudio</i> | ✓ <i>Niedergelassener Bereich</i> |
| ✓ <i>Stationärer Pflegebereich</i> | ✓ <i>Zahnarztpraxis</i> |
| ✓ <i>Podologie</i> | ✓ <i>und weitere</i> |

Unser Kooperationspartner in Sachen
innovatives Hygienemanagement.


our
HYGIENICS

**JETZT KONTAKT
AUFNEHMEN ►►►**

NEU

YourHygienics GmbH

☎ 0 5196 96390-14

✉ info@yourhygienics.de

📶 www.yourhygienics.de



MyClean® *plus* Desinfektions- und Reinigungsmittel

SCHLANKE LINIE – BREITE WIRKUNG

Ein **effektives Hygienemanagement** steht und fällt mit den eingesetzten Produkten – das beste Hygienemanagement führt nicht zum Erfolg, wenn die verwendeten Produkte nicht das notwendige Wirkungsspektrum abdecken oder gar die Anwender, aufgrund einer zu breiten Produktpa-

lette, den Überblick verlieren und Produkte möglicherweise vertauschen und falsch anwenden. Unsere neue MyClean® Desinfektionsmittel-Linie haben wir getreu dem Motto „**Weniger ist mehr**“ entwickelt.

Ihre Vorteile in einem Blick

- ✓ **Übersichtliche Produktpalette** für den jeweiligen Einsatzzweck schließt Produktverwechslungen oder falsche Anwendungen so gut wie aus.
- ✓ **Umfassendes Wirkungsspektrum der Produkte** (inkl. MRSA und Noro-Virus), garantiert einen umfassenden Präventivschutz vor Infektionsverbreitung. Im Falle eines Ausbruchs ist kein Wechsel der Produkte mehr nötig.
- ✓ **Umfassendes Wirkungsspektrum der Produkte** (inkl. MRSA und Noro-Virus), garantiert einen umfassenden Präventivschutz vor Infektionsverbreitung. Im Falle eines Ausbruchs ist kein Wechsel der Produkte mehr nötig.
- ✓ **Verzicht auf Farb- und Parfümstoffe** vermindert Allergierisiko bei Personal und Patient.
- ✓ **Eignung der Produkte auch für den Lebensmittelbereich.**

Ihr MyClean® – Versprechen

MaiMed® bietet Ihnen mit den neuen **MyClean®-Produkten** die Möglichkeit, die anfallenden Routinedesinfektionsmaßnahmen in einer Gemeinschaftseinrichtung wie z.B. einem Altenpflegeheim oder einer Praxis mit nur 3 Produkten für die gesamte Einrichtung (inklusive Koch- und Essbereich) abzudecken:



MyClean® HB
Händedesinfektion

MyClean® DS A
Schnelldesinfektion

MyClean® FD
Flächendesinfektionskonzentrat



■ MRSA-Informationen

Was sind Staphylokokken?

Bakterien der Art „Staphylococcus aureus“ kommen bei fast der Hälfte aller Menschen als Bestandteil der normalen Flora auf Haut und Schleimhäuten vor. Der vordere Nasenabschnitt ist eine bevorzugte Region der Besiedlung. Dem gesunden Menschen schaden Staphylokokken normalerweise nicht.

Erst wenn der Erreger eine Eintrittspforte in den Organismus findet, zum Beispiel durch eine Operationswunde oder Hautveränderungen, kann Staphylococcus aureus seine krankmachenden Eigenschaften entwickeln und eine Infektion verursachen.

Neben eher harmlosen Furunkeln (eitrige Haarbalgentzündung) können bei entsprechender Grunderkrankung schwere Wundinfektionen, Infektionen der Atemwege und auch Blutvergiftungen hervorgerufen werden.

Wie wird MRSA übertragen?

Die Übertragung von MRSA erfolgt hauptsächlich über direkten Kontakt, im medizinischen Bereich vor allem über die Hände von Patienten und Personal.

Die Wahrscheinlichkeit der Übertragung steigt bei häufigem und intensivem Kontakt und bei Vorliegen von MRSA-Risikofaktoren (zum Beispiel Wunden, Kathetern, Antibiotikagabe).

Was ist bei der Händehygiene zu beachten?

Die **hygienische Händedesinfektion** (siehe Seite 133) ist die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung der MRSA-Übertragung.

- ✓ Vor und nach jeder mit Körperkontakt verbundenen Tätigkeit am Patienten, **auch** wenn Einmalhandschuhe getragen werden.
- ✓ Mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel aus Wandspender, Stand- oder Kittelflasche.
- ✓ **30 Sekunden** einreiben (vor allem Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen).



Hygienische Händedesinfektion

Standard-Einreibemethode zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500



Bei der hygienischen Händedesinfektion sind die Hände bis zu den Handgelenken, nach den unten aufgeführten Schritten 1-6, für eine Dauer von mindestens 30 Sekunden zu desinfizieren. Jeder Schritt sollte über eine Dauer von knapp 5 Sekunden durchgeführt werden, dabei die jeweilige Bewegung mindestens 5 Mal wiederholen. Nach Bedarf können einzelne Schritte im Nachgang wiederholt werden, bis die vorgeschriebene Einwirkzeit von 30 Sekunden erreicht ist.



Wichtig: Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden mit Desinfektionsmittel benetzt sein.

Schritt 1

Handfläche auf Handfläche, zusätzlich die Handgelenke einreiben.



Dauer:
ca. 5 Sekunden



Schritt 2

Linke Handfläche auf rechten Handrücken und umgekehrt. Dabei reibende Bewegungen ausüben.



Dauer:
ca. 5 Sekunden

Schritt 3

Handfläche auf Handfläche, dabei die gespreizten Finger ineinander verschränken.



Dauer:
ca. 5 Sekunden



Schritt 4

Fingeraußenseite in gegenüberliegende Handfläche, dabei Finger verschränken. Griff kurz lösen und erneut ineinander verschränken.



Dauer:
ca. 5 Sekunden

Schritt 5

Kreisendes Einreiben des linken Daumens in der geschlossenen rechten Handfläche und umgekehrt.



Dauer:
ca. 5 Sekunden



Schritt 6

Kreisende Bewegungen der Fingerkuppen in der geöffneten Handfläche, beidhändig durchführen.



Dauer:
ca. 5 Sekunden





Chirurgische Händedesinfektion

Standard-Einreibemethode zur chirurgischen Händedesinfektion gemäß EN 12791

- ✓ Die chirurgische Händedesinfektion wird mit sauberen und trockenen Händen durchgeführt.
- ✓ Bei optisch sauberen Händen ist, laut RKI, keine zusätzliche Händewaschung notwendig.
- ✓ Um eine bakterielle Kontamination auszuschließen, ist eine Händewaschung vor Dienstbeginn, spätestens vor der ersten chirurgischen Händedesinfektion am Tag vorzunehmen. Diese sollte mit einem milden Seifenpräparat durchgeführt werden.

Schritt 1

Ein geeignetes Händedesinfektionsmittel in die trockenen, hohlen Hände geben. Das Spendersystem dabei mit dem Ellenbogen betätigen.




Schritt 2

Die Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen über die gesamte Dauer der Einwirkzeit* mit dem Desinfektionspräparat einreiben.



Schritt 3

Die Hände, gezielt nach der Standard-Einreibemethode zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500 desinfizieren.



Schritt 4

Die Hände sollten während und nach dem gesamten Desinfektionsvorgang über Ellenbogniveau gehalten werden, um eine erneute Kontamination zu vermeiden.

Erst nach Trocknen der Hände dürfen OP-Handschuhe angelegt werden.



Wichtig: Die Hände sowie Unterarme müssen während der gesamten Einwirkzeit* mit Desinfektionsmittel benetzt sein.

***Hinweis:** Die Einwirkzeit ist von dem verwendeten Präparat abhängig. Den MyClean®-Händedesinfektionsmitteln ist eine Wirksamkeit von 3 bzw. 5 Minuten in Bezug auf die chirurgische Händedesinfektion nachgewiesen. Angaben auf dem verwendeten Desinfektionsmittel sind zu beachten.



MyClean® Wipes Feuchttuchspendersysteme

Empfohlene Methode zur Befüllung und Aufbereitung der MyClean® S Spendersysteme mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen unter hygienischen Bedingungen



Hinweis: Die dargestellten Abläufe und Einwirkzeiten können, je nach verwendetem Spendersystem und Desinfektionspräparat, von den Angaben anderer Hersteller abweichen.

Schritt 1

Zum Schutz vor Kontaminationen sollte die Arbeitsfläche vorsorglich mit MyClean® DS/DSA Schnelldesinfektion, MyClean® FD Flächen-desinfektion oder My Clean® DS Schnelldesinfektionstüchern desinfiziert werden. Zudem sollte ein Schutzhittel und geeigneter Handschutz getragen werden; bei Bedarf zusätzlich eine Schutzbrille.



Schritt 2

Entfernen Sie den Deckel des MyClean® S Feuchttuchspendersystems und befüllen Sie den leeren Spendereimer mit einer ausgepackten Vliestuchrolle MyClean® Wipes. Ziehen Sie hierbei das innere Tuch einige Zentimeter aus der Vliestuchrolle heraus.



Schritt 3

Gießen Sie, je nach verwendetem Spendersystem und Vliestuchrolle, 1,5 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung spiralförmig über die Vliestuchrolle. Achten Sie dabei auf eine möglichst vollständige Benetzung der Tuchrolle.



Schritt 4

Anschließend ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle durch die Entnahmelasche des Spenderdeckels und werfen es.



Schritt 5

Setzen Sie nun den Deckel randgenau auf den Spendereimer und verschließen Sie das Spendersystem mit leichtem Druck, bis ein leichtes Klickgeräusch zu vernehmen ist. Verschließen Sie zudem auch die Entnahmevorrichtung mit der dafür vorgesehenen Schutzkappe.



Schritt 6

Während Sie auf die Durchtränkung der Desinfektionstücher warten, können Sie das der Vliestuchrolle beiliegende Etikett vollständig ausfüllen und gut sichtbar auf dem Spendersystem befestigen. Folgende Eintragungen sind vorzunehmen: Produktname des Desinfektionsmittels, Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung, sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. Standzeit beträgt 28 Tage).



Schritt 7

Nach 30 Minuten Wartezeit sind die Tücher vollständig durchtränkt und somit gebrauchsfertig.



Dauer: ca. 30 Minuten



Schritt 8

Nach ordnungsgemäßer Durchführung der 7 vorangegangenen Schritte, ist das MyClean® Wipes Spendersystem gebrauchsfertig und für den Einsatz bereit.



Wiederbefüllung



Restliche Lösung entsorgen und Tücher werfen



Reinigung und Desinfektion



Trocknung vor Wiederbefüllung

1. Nach Ablauf der vorgeschriebenen maximalen Standzeit von 28 Tagen, sind etwaige Produktreste und nicht verbrauchte Tücher ordnungsgemäß zu entsorgen.
2. Im Anschluss muss das unbefüllte Spendersystem gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Hierzu empfehlen wir Ihnen die Verwendung von MyClean® DS gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern. Das Spendersystem ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65°C spülmaschinenfest.
3. Nach vollständiger Reinigung und Aufbereitung des Spendersystems, muss dieses vor der erneuten Befüllung vollständig trocknen. Die Wiederbefüllung erfolgt gemäß den aufgeführten Schritten der Erstbefüllung.



MyClean® HB Händedesinfektion biozid



- Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis
- Wirksam gegen Noro-Viren in 15 Sek.
- Rückfettend
- Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- Frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen
- Geeignet für den Lebensmittelbereich

Eigenschaften:

- MyClean® HB Händedesinfektion wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie viruzid gemäß EN 14476 inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Rota-, Adeno- und Noroviren
- Zusätzlich wirksam gegen MRSA
- Reduzierung der bakteriellen transienten Hautflora in 30 Sek.
- Desinfiziert chirurgisch in 1,5 Min.
- Sehr gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung
- Rückfettend
- Getestet nach den Standardmethoden der DGHM/VAH und EN 1500/EN 12791
- VAH-gelistet

Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN1500:	konz. 30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN 12791:	konz. 1,5 Min.
Bakterizid inkl. MRSA & fungizid gemäß VAH:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren gemäß EN14476:	konz. 15 Sek.
Rota-Viren:	konz. 15 Sek.

MyClean® HB, Händedesinfektion biozid

eClass: 30-30-90-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Händedesinfektion biozid	150 ml	79605	4046153115907	10305396	24 Flaschen
Händedesinfektion biozid	500 ml	79606	4046153115921	10305404	18 Flaschen
Händedesinfektion biozid	1 Liter	79607	4046153115945	10305410	10 Flaschen
Händedesinfektion biozid	5 Liter	79608	4046153115969	10305427	2 Kanister



MyClean® HB Händedesinfektion biozid vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendung:

Alkoholische Händedesinfektion zur äußeren Anwendung auf der Haut im Zuge der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.



OpSept MyClean® Hände-Antiseptikum



- Alkoholisches Händedesinfektionsmittel (2-Propanol 70%)
- Wirksam gegen Noro-Viren in 30 Sek.
- Rückfettend
- Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- RKI-gelistet, Arzneimittelzulassung

Eigenschaften:

- OpSept MyClean® Hände-Antiseptikum wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-Viren)
- Wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren, MRSA
- Reduzierung der bakteriellen transienten Hautflora in 30 sek.
- Desinfiziert chirurgisch in 3 Min.
- Sehr gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung
- Getestet nach den Standardmethoden der DGHM/VAH und EN 1500/EN 12791
- VAH-/RKI-gelistet

Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN1500:	konz. 30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN 12791:	konz. 5 Min.
Bakterizid inkl. MRSA & fungizid gemäß VAH:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren gemäß EN14476:	konz. 30 Sek.
Rota-Viren:	konz. 30 Sek.

OpSept MyClean® Hände-Antiseptikum

eClass: 30-30-90-90

Zulassungsnummer	Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
34987.00.00	Hände-Antiseptikum	150 ml	79601	4046153115822	10305344	24 Flaschen
34987.00.00	Hände-Antiseptikum	500 ml	79602	4046153115846	10305350	18 Flaschen
34987.00.00	Hände-Antiseptikum	1 Liter	79603	4046153115860	10305367	10 Flaschen
34987.00.00	Hände-Antiseptikum	5 Liter	79604	4046153115884	10305373	2 Kanister



MyClean® A Hautantiseptikum



- Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis
- Wirksam gegen Noro-Viren in 15 Sek.
- MRSA-wirksam
- Frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen

Eigenschaften:

- MyClean® A Hautantiseptikum wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie viruzid gemäß EN 14476 (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Rota-, Adeno- und Noroviren)
- Wirksam gegen MRSA
- Reduzierung der bakteriellen transienten Hautflora in 15 Sek.
- Sehr gut hautverträglich
- Getestet nach den Standardmethoden der DGHM/VAH und EN 1500/EN 12791
- VAH-gelistet

Einwirkzeiten:

Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktion peripherer Gefäße:	konz. 15 Sek.
Hautdesinfektion vor Punktion von Gelenken, Körperhöhlen, chirurg. Eingriff	konz. 1 Min.
Desinfektion talgdrüsenreicher Haut:	konz. 1 Min.

MyClean® A Hautantiseptikum

eClass: 30-30-90-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Hautantiseptikum	250 ml	79600	4046153115808	10305338	12 Flaschen



MyClean® A Hautantiseptikum vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendung:

Zur Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße. Außerdem zur Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen der Gelenke, sowie talgdrüsen-reicher Haut.





MyClean® WL Waschlotion



- Gebrauchsfertige Waschlotion zur Anwendung auf der Haut
- Ohne Zusatz von Farb-, Aroma- und Parfümstoffen
- Ausgezeichnete Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Auch geeignet für den Lebensmittelbereich

Eigenschaften:

- Seifenfrei
- Ausgezeichnete Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Sehr gut geeignet bei stark beanspruchter und tensidempfindlicher Haut
- Frei von Farb-, Aroma- und Parfümstoffen

MyClean® WL Waschlotion

eClass: 34-40-07-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Waschlotion	500 ml	79639	4046153116713	10306094	18 Flaschen
Waschlotion	1 Liter	79640	4046153116737	10306102	10 Flaschen
Waschlotion	10 Liter	79641	4046153116751	10306119	1 Kanister



Anwendung:

Hochwertiges, seifenfreies Hände- und Hautwaschpräparat, für alle Hände-, Haut- und Körperwaschungen. Auch als Badezusatz geeignet.



MyClean® Handlotion lipid (W/O)

- Pflegewirkstoffe: Panthenol und Hamamelis
- Hochwertige Wasser-in-Öl-Emulsion
- Hautschutz

Anwendung:

MyClean® Handlotion lipid (W/O) ist besonders geeignet für trockene, raue und empfindliche Haut. Hautreizungen und Irritationen können wirksam verhindert werden. Die Hautregeneration wird unterstützt. Dient dem Schutz der Haut vor Feuchtigkeitsverlust.

MyClean® Handlotion (W/O)

eClass: 34-40-07-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Hautschutzcreme	150 ml	79650	4046153118601	01143411	12 Tuben



MyClean® Handlotion (O/W)

- Pflegewirkstoffe: Panthenol und Bisabolol
- Vitamine A und E
- Hochwertige Öl-in-Wasser-Emulsion
- Hautpflege

Anwendung:


MyClean® Handlotion (O/W) ist besonders geeignet zur mehrmals täglichen Pflege der Haut. Es handelt sich um eine feuchtigkeitsspendende, wirkungsvolle Hautpflege mit rückstandsfreiem und schnellem Einziehen.

MyClean® Handlotion (O/W)

eClass: 34-40-07-09

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Pflegecreme	150 ml	79651	4046153118625	01143397	12 Tuben





MyClean® DS A Schnelldesinfektion



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirksam gegen Noro-Viren; Aldehyd-/QAV- und Parfümfrei
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)

Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе
- Wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccina und Influenza/Grippe-Viren)
- Noro-Viren wirksam in 1 Min.
- Wirksam gegen Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)
- Schnelles und rückstandsfreies Trocknen
- VAH-gelistet, HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Einwirkzeiten:

Bakterien/Pilze:	konz. 1 Min.
Tbc (M. terrae):	konz. 1 Min.
BVDV/(HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sek.
Vaccinia:	konz. 30 Sek.
Rota-Viren:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren:	konz. 1 Min.

MyClean® DS A Schnelldesinfektion

eClass: 30-30-01-02


Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Schnelldesinfektion, Neutral	1 Liter	79615	4046153116201	10308644	12 Flaschen
Schnelldesinfektion, Neutral	5 Liter	79649	4046153118540	10843828	2 Kanister
Schnelldesinfektion, Neutral	10 Liter	79616	4046153117017	10308650	1 Kanister



Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objektflächen und medizinischem Inventar (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Zu jeder VE der Art.Nr. 79615 erhalten Sie 1 Sprühkopf der Art.Nr. 76003 **GRATIS** dazu.



MyClean® DS Schnelldesinfektion



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- In verschiedenen Duftrichtungen erhältlich
- Noro-Viren wirksam; Aldehydfrei
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)

Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе
- Wirksam gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas)
- Schnelles Trocknen
- VAH - gelistet

Einwirkzeit:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	konz. 1 Min.
TBC (M. terrae):	konz. 1 Min.
BVDV/(HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sek.
Vaccinia:	konz. 30 Sek.
Rota-Viren:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren:	konz. 5 Min.

MyClean® DS Schnelldesinfektion

eClass: 30-30-01-02

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Schnelldesinfektion, Orange	10 Liter	79617	4046153116256	10297739	1 Kanister
Schnelldesinfektion, Lemon	10 Liter	79618	4046153116270	10305858	1 Kanister
Schnelldesinfektion, Pfirsich	10 Liter	79619	4046153116294	10305864	1 Kanister
Schnelldesinfektion, Apfel	10 Liter	79620	4046153116317	10305870	1 Kanister
Schnelldesinfektion, Vanille	10 Liter	79621	4046153116232	10305841	1 Kanister
Schnelldesinfektion, Sun	10 Liter	79622	4046153115747	10305835	1 Kanister



Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objektflächen und medizinischem Inventar (außer Acrylglas).

Unsere Duftrichtungen:

Orange =

Lemon =

Pfirsich =

Apfel =

Vanille =

Sun =



MyClean® DS Schnelldesinfektion



Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objekt-oberflächen und medizinischem Inventar (außer Acrylglas).

Zu jeder VE der Art.Nr. 79610 erhalten Sie 1 Sprühkopf der Art.Nr. 76003 **GRATIS** dazu.



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Noro-Viren wirksam
- Aldehyd- und parfümfrei
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе
- Wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas)
- Schnelles Trocknen
- VAH - gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	konz. 1 Min.
TBC (M. terrae):	konz. 1 Min.
BVDV/(HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sek.
Vaccinia:	konz. 30 Sek.
Rota-Viren:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren:	konz. 5 Min.

MyClean® DS Schnelldesinfektion

eClass: 30-30-01-02

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Schnelldesinfektion, Neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18 Flaschen
Schnelldesinfektion, Neutral	1 Liter	79610	4046153116102	10305723	12 Flaschen
Schnelldesinfektion, Neutral	5 Liter	79611	4046153116126	10305746	2 Kanister
Schnelldesinfektion, Neutral	10 Liter	79612	4046153116140	10305752	1 Kanister



MyClean® DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol



Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objekt-oberflächen und medizinischem Inventar und insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet.

Zu jeder VE der Art.Nr. 79615 erhalten Sie 1 Sprühkopf der Art.Nr. 76003 **GRATIS** dazu.

- Alkoholfreie Schnelldesinfektion
- Besonders hohe Materialverträglichkeit (auch für Acrylglas geeignet)
- Gute Reinigungsleistung
- Noro-Virus- und MRSA-wirksam
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)

Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе
- Wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV))
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Reinigungsleistung
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet

Einwirkzeiten :

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM/VAH, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40:	konz. 1 Min.
--	--------------

MyClean® DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol

eClass: 30-30-01-02

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Schnelldesinfektion, ohne Alkohol	1 Liter	79613	4046153116164	10305769	12 Flaschen
Schnelldesinfektion, ohne Alkohol	10 Liter	79614	4046153116188	10305781	1 Kanister



Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen
Oberflächen und medizinischem
Inventar (Vorsicht bei alkoholempfind-
lichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas,
Polycarbonatglas etc.)

Unsere Duftrichtungen:

Lemon =

Pfirsich =

Apfel =

Die **passende**
Spenderdose für
unsere getränkten
MyClean® DS
Desinfektionstücher
finden Sie auf **S. 143**



MyClean® DS
Desinfektionstücher



- **Gebrauchsfertige Desinfektionstücher (alkoholische Schnelldesinfektion)**
- **Noro-Viren wirksam**
- **Aldehydfrei, neutrale Tücher sind zusätzlich parfümfrei**
- **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung (nur für die neutralen Tücher)**

Eigenschaften (der Tränklösung MyClean® DS):

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terra
- Wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccina und Influenza/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)
- Schnelles Trocknen
- Die verwendete Tränklösung ist VAH-gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	konz. 1 Min.
TBC (M. terrae):	konz. 1 Min.
BVDV/(HCV)-Inaktivierung:	konz. 30 Sek.
Vaccinia:	konz. 30 Sek.
Rota-Viren:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren:	konz. 5 Min.

MyClean® DS Desinfektionstücher

eClass: 30-30-90-07


Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Desinfektionstücher, Neutral	120 Tücher	79623	4046153116331	10305887	12 Pack
Schnelldesinfektion, Lemon	120 Tücher	79624	4046153116355	10305893	12 Pack
Schnelldesinfektion, Pfirsich	120 Tücher	79625	4046153116379	10305901	12 Pack
Schnelldesinfektion, Apfel	120 Tücher	79626	4046153116393	10305918	12 Pack





Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objektflächen und medizinischem Inventar, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Pflegebetten etc. geeignet.



MyClean® FD Flächendesinfektion



- Alkoholfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion
- Aldehydfrei
- Besonders hohe Materialverträglichkeit (auch für Acrylglas geeignet)
- Gute Reinigungsleistung
- Noro-Virus- und MRSA-wirksam
- Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen (4-Felder-Test)
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Eigenschaften:

- Schnell und umfassend bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, (inkl. HBV/HIV, BVDV(HCV), sowie Vaccinia-Viren), gemäß aktueller Empfehlung des RKI
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- Wirksam gegen MRSA
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr wirtschaftlich aufgrund niedriger Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen
- VAH-gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, gemäß den Standardmethoden der DGHM:	1,50% - 15 Min. 1,00% - 30 Min. 0,50% - 60 Min. 0,25% - 240 Min. 8,00% - 1 Min.
Schnelldesinfektion:	8,00 % - 1 Min.
Tuberkulozid (M.-Terra) gemäß EN 14348 (geringe Belastung):	1,50 % - 60 Min.
Begrenzt viruzid incl. HBV/HIV:	0,25 % - 15 Min.
BVDV(HCV Surrogat Virus) :	0,25 % - 15 Min.
Vaccinia :	0,25 % - 15 Min. 1,00 % - 30 Min. mit Belastung
SV 40-Viren :	1,50 % - 60 Min.
Rota-Viren :	1,50 % - 15 Min.
Noro-Viren (FCV) :	2,00 % - 120 min. ohne Belastung

MyClean® FD Flächendesinfektion

eClass: 30-30-01-02

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Flächendesinfektion	1 Liter	79630	4046153116539	10305999	14 Flaschen
Flächendesinfektion	5 Liter	79631	4046153116553	10306007	2 Kanister
Flächendesinfektion	10 Liter	79632	4046153116577	10306013	1 Kanister

MaiMed®-Dosiertabelle

fertige Gebrauchslösung (L)	0,25 %ige Lösung (ml)	0,5 %ige Lösung (ml)	1,0 %ige Lösung (ml)	1,5 %ige Lösung (ml)	2,0 %ige Lösung (ml)	3,0 %ige Lösung (ml)	4,0 %ige Lösung (ml)	5,0 %ige Lösung (ml)
1	2,5	5	10	15	20	30	40	50
2	5	10	20	30	40	60	80	100
3	7,5	15	30	45	60	90	120	150
4	10	20	40	60	80	120	160	200
5	12,5	25	50	75	100	150	200	250
8	20	40	80	120	160	240	320	400
10	25	50	100	150	200	300	400	500
16	40	80	160	240	320	480	640	750
20	50	100	200	300	400	600	800	1000
30	75	150	300	450	600	900	1200	1500



MyClean® S Feuchttuchspender 3 L und 5 L

- Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle
- Fassungsvermögen: in 3 L und 5 L erhältlich
- Leichte Handhabung
- Optimal in Kombination mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen und Produkten der MyClean®-Serie

Anwendung:

Den MyClean® S Feuchttuchspender mit einer Vliestuchrolle MyClean® Wipes à 70 Stück (3 Liter Spender) bzw. 90 Stück oder 140 Stück (5 Liter Spender) befüllen und anschließend mit 1,5-2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangabe auf Desinfektionstüchern beachten). Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.

MyClean® S Feuchttuchspender

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Feuchttuchspender	3 Liter	79643	4046153116430	10420068	1 Stück
Feuchttuchspender	5 Liter	79644	4046153116454	10420074	1 Stück



Hinweis:
Haltbarkeit der Befüllung: 28 Tage.



MyClean® S Spenderdose

Anwendung:

Leere Spenderdose zur Befüllung mit MyClean® DS Desinfektionstüchern. Spenderdose mit ablösbarem Etikett der MyClean® DS Desinfektionstücher zur eindeutigen Kennzeichnung bekleben.

MyClean® S Spenderdose

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Spenderdose	79642	4046153116416	10420080	1 Stück



MyClean® Wipes premium Trockene Vliestuchrollen

- Mit Lochung für optimales Tränkverhalten
- Größe L-Tuch: 15 x 30 cm
- Größe XXL-Tuch: 29 x 30 cm

Eigenschaften:

MyClean® Wipes premium Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für: MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung, MyClean® DS A.

MyClean® Wipes premium, trockene Vliestuchrollen

eClass: 30-30-90-07

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Vliestuchrolle, L-Tuch	140 Stück	179627	4046153116515	10305982	8 Rollen
Vliestuchrolle, XXL-Tuch	70 Stück	79628	4046153116478	10305955	10 Rollen
Vliestuchrolle, XXL-Tuch	90 Stück	179629	4046153116492	10305976	8 Rollen



Anwendung:
MyClean® Wipes premium Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken.



MyClean® Wipes soft Trockene Vliestuchrollen

- Mit glatter Oberfläche
- Größe XXL-Tuch: 28 x 30 cm

Eigenschaften:

MyClean® Wipes soft Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für: MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung, MyClean® DS A.

MyClean® Wipes soft, trockene Vliestuchrollen

eClass: 30-30-90-07

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Vliestuchrolle, L-Tuch	140 Stück	79655	4046153120956	11141196	8 Rollen
Vliestuchrolle, XXL-Tuch	70 Stück	79648	4046153118564	10843834	8 Rollen
Vliestuchrolle, XXL-Tuch	90 Stück	179646	4046153117031	10388086	8 Rollen



Anwendung:
MyClean® Wipes soft Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken.



MyClean® IN Instrumentendesinfektion



- Konzentrat zur Desinfektion von medizinischem Instrumentarium
- Aldehyd- und Phenolfrei
- Sehr gute Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch
- Biologisch abbaubar

Eigenschaften:

- Aldehyd- und phenolfrei
- Wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. BVDV und Vaccinia
- Wirksam gegen unbehüllte Viren: Rota, Noro, Adeno, SV 40
- HBV/HIV wirksam
- Wirtschaftlich aufgrund geringer Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen
- Biologisch gut abbaubar

Anwendung:

Zur Desinfektion von medizinischem Instrumentarium im Einlegeverfahren oder Ultraschallbad.

Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid:	2,00 % - 60 Min. 3,00 % - 30 Min. 4,00 % - 15 Min.
Simian Virus SV 40:	3,00 % - 30 Min.
BVDV/Vaccinia:	2,00 % - 15 Min.
Rota-Viren:	2,00 % - 5 Min.
Adeno-/Noro-Viren:	4,00 % - 60 Min.
Ultraschallbad:	3,00 % - 5 Min.

MyClean® IN Instrumentendesinfektion

eClass: 30-30-03-01

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Instrumentendesinfektion	1 Liter	79633	4046153116614	10306042	14 Flaschen
Instrumentendesinfektion	5 Liter	79634	4046153116638	10306059	2 Kanister
Instrumentendesinfektion	10 Liter	79635	4046153116652	10306065	1 Kanister

MaiMed®-Dosiertabelle

fertige Gebrauchslösung (L)	0,25 %ige Lösung (ml)	0,5 %ige Lösung (ml)	1,0 %ige Lösung (ml)	1,5 %ige Lösung (ml)	2,0 %ige Lösung (ml)	3,0 %ige Lösung (ml)	4,0 %ige Lösung (ml)	5,0 %ige Lösung (ml)
1	2,5	5	10	15	20	30	40	50
2	5	10	20	30	40	60	80	100
3	7,5	15	30	45	60	90	120	150
4	10	20	40	60	80	120	160	200
5	12,5	25	50	75	100	150	200	250
8	20	40	80	120	160	240	320	400
10	25	50	100	150	200	300	400	500
16	40	80	160	240	320	480	640	750
20	50	100	200	300	400	600	800	1000
30	75	150	300	450	600	900	1200	1500



MyClean® B Bohrerbad

- Gebrauchsfertiges Bohrerbad; Aldehydfrei
- Für rotierende Präzisionsinstrumente, ärztliches Instrumentarium
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Bakterizid (inkl. Tbc); wirkt fungizid, viruzid (HBV/ HIV/ HCV)

Eigenschaften:

- Speziell für rotierende Dentalinstrumente (Bohrer) entwickelt
- Wirkt bakterizid, fungizid, mycobakterizid (inkl. M.-terrae), virusinaktivierend (inkl. HBV/HIV), BVDV und Vaccinia (begrenzt viruzid gem. RKI)
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen, sehr gute Materialverträglichkeit
- Mit wirksamem Korrosionsschutz, kein Gefahrstoff gemäß EG-Richtlinie

Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid, mycobakterizid gemäß DGHM (M.-terrae und M.-avium), HBV/HIV wirksam:	konz. 15 Min.
Bei sehr gut vorgereinigtem Instrumentarium :	konz. 5 Min.

MyClean® B Bohrerbad

eClass: 30-30-03-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Bohrerbad	5 Liter	79636	4046153116591	10306036	2 Kanister

Anwendung:

Zur Desinfektion von rotierendem, medizinischem Instrumentarium im Einlegeverfahren oder Ultraschallbad.

Hinweis:

Standzeit bei gut vorgereinigtem Instrumentarium bis zu 7 Tagen (bei sichtbaren Verschmutzungen vorzeitig erneuern). Keine Kupfer- oder Aluminiumteile einlegen.



MyClean® AS Absauganlagen-Desinfektion

- Konzentrat zur Desinfektion von dentalen Absauganlagen; schaumfrei
- Wirkt bakterizid, fungizid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/ HIV, Vaccinia und BVDV (HCV))

Eigenschaften:

- Wirkt umfassend bakterizid, fungizid und tuberkulozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV/ HIV, Vaccinia und BVDV (HCV))
- Geprüft nach DGHM/EN-Richtlinien und EN 13624 / EN 13727 zur Instrumentendesinfektion
- Wirtschaftlich aufgrund geringer Anwendungskonzentration
- Sehr gute Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen

Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:

Wirksamkeit gemäß der Produkteigenschaften: 2 % - 15 min	2 % - 15 min
--	--------------

MyClean® AS Absauganlagen-Desinfektion

eClass: 30-30-03-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Absauganlagen-Desinfektion	5 Liter	79637	4046153116676	10306071	2 Kanister

Anwendung:

Konzentrat zur effektiven Desinfektion von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.



MyClean® AD Abdruck-Desinfektion

- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, Vaccinia, BVDV (HCV), Noro-, Rota-, SV40-Viren)

Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе
- Wirksam gegen behüllte Viren: HBV/ HIV, BVDV (HCV)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten, hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)

Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40:	konz. 5 Min.
--	--------------

MyClean® AD Abdruck-Desinfektion

eClass: 30-30-03-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Abdruck-Desinfektion	5 Liter	79638	4046153116690	10306088	2 Kanister

Anwendung:

Zur Desinfektion und Reinigung von Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen.





MyClean® Zubehör für MyClean® Desinfektionsmittel

- Hochwertige Materialien
- Langlebige Funktionalität
- Anwendergerecht
- Geprüft, leicht zu bedienen und zu reinigen



MyClean® Dosierflasche, unbefüllt

- Leere Dosierflasche zum Umfüllen von geeigneten Desinfektionspräparaten
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Nur geeignet in Kombination mit MyClean® IN, FD, DS, DS OA

MyClean® Dosierflasche

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Dosierflasche, unbefüllt, 1 Liter	1 Stück	79645	4046153117215	–	1 Stück



MyClean® Sprühkopf

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Sprühkopf premium, für 500 ml Flaschen	1 Stück	76029	4046153110629	–	1 Stück
Sprühkopf, für 500 ml Flaschen	1 Stück	79647	4046153117239	–	1 Stück
Sprühkopf, für 1 Liter Flaschen	1 Stück	76003	4046153091447	05725328	1 Stück



MyClean® Dosierpumpe

eClass: 30-30-92-08

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Dosierpumpe für 500 ml Flaschen (Haut & Hände)	1 Stück	76011	4046153094325	05861770	1 Stück
Dosierpumpe für 1 Liter Flaschen (Haut & Hände)	1 Stück	76006	4046153093625	05725311	1 Stück
Dosierpumpe für 5 und 10 Liter Kanister, Hub: 30ml	1 Stück	75421	4046153034949	05736065	1 Stück



MyClean® Abfüllhahn

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Abfüllhahn für 5 und 10 Liter Kanister	1 Stück	75422	4046153034963	05735999	1 Stück



MyClean® Kanisterschlüssel

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Kanisterschlüssel für 5 und 10 Liter Kanister	1 Stück	75423	4046153034826	05736007	1 Stück



MyClean® Wandspender für Desinfektionsmittel

- Hochwertige Materialien
- Leichte Handhabung
- Modernes Design

MyClean® Wandspender

eClass: 30-30-92-91



Kunststoff



Aluminium



Kunststoff,
universal

Produkt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Wandspender, Kunststoff für 380 und 500 ml Flaschen	02020	4046153068326	05736094	1 Stück
Wandspender, Kunststoff für 1 Liter Flaschen	02030	4046153067343	05736102	1 Stück
Universalspender, Kunststoff für 500 ml und 1 Liter Flaschen	02040	–	11031570	1 Stück
Tropfschale für Universalspender (REF 02040)	02041	–	11125667	1 Stück
Wandspender, Aluminium für 500 ml Flaschen	75029	–	6902169	1 Stück
Wandspender, Aluminium für 1 Liter Flaschen	75009	–	6129396	1 Stück



Zur **Hygiene** gehört selbstverständlich nicht nur die **Desinfektion**, sondern auch die **Reinigung** von Flächen. Auch in diesem Bereich sind wir mit unseren neuen **MyClean® – Reinigungsmitteln** kompakt und zugleich **vollumfänglich** aufgestellt.

NEU



MyClean® Floor Fußbodenpflege

- Unterhaltswischpflege nach DIN 18032
- Bestens geeignet für Linoleum- und PVC-Böden
- Verwendbar für Gummi-Noppen- oder Sportböden



Eigenschaften:

- Unterhaltsreinigung und -pflege für alle wasserbeständigen Böden, insbesondere als Langzeitschutz emulsionsgepflegter Beläge
- Bestens geeignet auch für Gummi-Noppen- oder Sportböden
- Gut geeignet auch zur Automatenreinigung

Dosierung:

Zur Unterhaltsreinigung 0,5-1%ig (40-80 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen.
Zur Automatenreinigung 1-2%ig (80-160 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen.

Zusammensetzung:

< 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Farbstoffe. Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

MyClean® Floor Fußbodenpflege

eClass: 30-02-11-01

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Fußbodenpflege	1 Liter	79802	4046153121182	–	12 Flasche
Fußbodenpflege	10 Liter	79803	4046153121205	–	1 Kanister

Anwendung:

Wie gewohnt mit kaltem Wasser wischen, nicht nachspülen.
Highspeedpolieren nach Trocknung erzeugt gepflegten Glanz.

NEU



MyClean® Surface Alkohol-Glanzreiniger

- Neuer Glanz für glatte Oberflächen
- Für fast alle Oberflächen geeignet



Eigenschaften:

- Reinigt und pflegt Glas, Kunststoff, Marmor, lackierte und kunststoffbeschichtete Möbel
- Auch für Kunstleder, Magnesia-Estrich und Bespannungen geeignet
- Fliesen und keramische Oberflächen erhalten neuen Glanz
- Schnelltrocknend

Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad 0,25-0,5%ig (20-40 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen.

Zusammensetzung:

< 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, EDTA. Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe (d-Limonen, Citral). Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

MyClean® Surface Glanzreiniger

eClass: 30-02-14-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Alkohol-Glanzreiniger	1 Liter	79806	4046153121267	–	12 Flasche
Alkohol-Glanzreiniger	10 Liter	79807	4046153121281	–	1 Kanister

Anwendung:

Idealer Schnell- und Schonreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen.



NEU



MyClean® Sani Sanitätsreiniger

- Reinigt selbstständig
- Sparsam in der Anwendung
- Entfernt Kalk- und Wasserflecken sowie Seifenreste

Eigenschaften:

- Entfernt Kalk- und Wasserflecken sowie Seifenreste von Armaturen, Duschabtrennungen, Glas, Keramik, Acryl und Fliesen
- Geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger

Dosierung:

Zur Unterhaltsreinigung 0,5-1%ig (40-80ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen.

Zusammensetzung:

5-15% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Farbstoffe. Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Allgemeine Hinweise:

Produkt enthält Säure. Auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Zink und Messing nur stark verdünnt anwenden und im Zweifel einen Materialversuch an unauffälliger Stelle vornehmen.

MyClean® Sani – Sanitätsreiniger

eClass: 30-02-15-90

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Sanitätsreiniger	1 Liter	79800	4046153121144	–	12 Flasche
Sanitätsreiniger	10 Liter	79801	4046153121168	–	1 Kanister



Anwendung:

Bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

NEU



MyClean® Uni Allzweckreiniger

- Stark fettlösend
- Für alle abwaschbaren Oberflächen
- Geeignet für Lebensmittelbereich

Eigenschaften:

- Entfernt fettige, ölige Verschmutzungen und hartnäckige Verkrustungen und gibt neuen Glanz
- Ideal einsetzbar in der Gastronomie, Gebäudereinigung, Großküche und Industrie

Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad 0,5-1%ige Lösung (40-80 ml/8 Liter Wasser) verwenden. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt einwirken lassen und anschließend den Schmutz mit einem Schrubber lösen. Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen.

Zusammensetzung:

< 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, EDTA. Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe (d-Limonen, Citral). Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

MyClean® Uni – Allzweckreiniger

eClass: 30-02-14-01

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
Allzweckreiniger	1 Liter	79804	4046153121229	–	12 Flasche
Allzweckreiniger	10 Liter	79805	4046153121243	–	1 Kanister



Anwendung:

Intensivreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen.

MyClean® Zubehör für MyClean® Reinigungsmittel

MyClean® Zubehör für Reinigungsmittel

eClass: 30-30-92-91

Produkt	Inhalt	Art.Nr./REF.	EAN	PZN	Inhalt/VE
MyClean® Dosierpumpe für Reinigungsmittel, 10 L	1 Stück	75346	4046153121366	–	1 Stück
MyClean® Abfüllhahn für Reinigungsmittel, 10 L	1 Stück	75347	4046153121380	–	1 Stück
MyClean® Dosierkopf für Reinigungsmittel, 1 L	1 Stück	75348	–	–	1 Stück



MyClean® Dosierpumpe

MyClean® Dosierkopf

Sterilität

Schutz

Hygiene

Übersicht nach Kategorien

Nierenschalen S. 152



Wattestäbchen S. 153



Holzmundspatel S. 153



Alkoholtupfer S. 154



Medizinbecher/-deckel S. 154



Medikamentendispenser S. 155



Einmal-Rasierer S. 155



Einmal-Pinzetten S. 155



Liegenabdeckungen S. 156



Matratzenschoner S. 156



Kältespray S. 156



Hygienesocken S. 157



Waschhandschuhe S. 157





MaiMed® – Bowl ECO Nierenschalen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Nierenschalen aus 100% Zellstoff
- 700 ml Fassungsvermögen
- im Faserformverfahren hergestellt (ohne Chlorbleiche)
- umweltverträglich, hygienisch und wirtschaftlich
- Undurchlässigkeit für mehr als 24 Stunden bei:
 - Wasser - Blut - Urin - Magensaft
 - Kochsalzlösung (0,9%-ig)
 - Essigsäure (3%-ig)
 - Peroxidlösung (3%-ig)
 - Formalinlösung (10%-ig)
 - Chloraminlösung (5%-ig)
 - Kaliumpermanganat (0,03%-ig)
- unsterile Nierenschalen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-40-03-01

Anwendung

Universeller Einsatzbereich auf Stationen, Ambulanz, OP, Labor, Röntgenabteilung und Zentralsterilisation. Zum Auffangen von Flüssigkeiten und Sammeln von Instrumenten. Auch als Verpackungsgrundlage für Sets nutzbar.



MaiMed®– Bowl ECO, unsteril, zu 300 Stück lose im Karton verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nierenschalen aus Pappe	700 ml	300 Stück	76065	4046153032341	10101966	1



MaiMed® – Bowl P Nierenschalen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Nierenschalen aus 100% Polypropylen
- 700 ml Fassungsvermögen
- feuchtigkeitsundurchlässig
- unsterile Nierenschalen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-40-03-01

Anwendung

Universeller Einsatzbereich auf Stationen, Ambulanz, OP, Labor, Röntgenabteilung und Zentralsterilisation. Zum Auffangen von Flüssigkeiten und Sammeln von Instrumenten. Auch als Verpackungsgrundlage für Sets nutzbar.



MaiMed®– Bowl P, unsteril, zu 320 Stück lose im Karton verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Nierenschalen aus Plastik	700 ml	320 Stück	blau	75879	4046153083947	–	1



MaiMed® – Tip Wattestäbchen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Wattestäbchen
- Stab aus 100% Holz
- einseitiger Wattekopf aus 100% Baumwolle
- unsterile Wattestäbchen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-05

Anwendung

Geeignet für den universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z.B. beim Auftragen von Salben, flüssigen Substanzen oder zur Reinigung. Sterilisierte Wattestäbchen eignen sich besonders für die Wundreinigung und Pflege, auch für den sterilen Einsatz im Labor.



MaiMed® – Tip, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wattestäbchen, kleiner Kopf	15 cm lang, Ø 4 mm	100 Stück	71010	4046153020461	0352012	100 ✓
Wattestäbchen, kleiner Kopf	23 cm lang, Ø 4 mm	100 Stück	71011	4046153020485	0823552	100 ✓
Wattestäbchen, großer Kopf	15 cm lang, Ø 10 mm	50 Stück	71030	4046153020560	4867322	20 ✓



MaiMed® – Tip Classic Wattestäbchen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Wattestäbchen
- Stab aus Polypropylen
- kleine, beidseitige Watteköpfe aus 100% Baumwolle
- unsterile Wattestäbchen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-05

Anwendung

Für die tägliche Kosmetik und Babypflege geeignet.



MaiMed® – Tip Classic, unsteril, zu 200 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Wattestäbchen	Universalgröße	200 Stück	71040	4046153020621	2070938	50 ✓



MaiMed® – HMS Holzmundspatel

Charakteristik

- gebrauchsfertige Holzmundspatel aus 100% Birkenholz
- splitterfreie Qualität
- Kanten seitlich abgerundet
- 15 cm lang und 1,8 cm breit
- unsterile Holzmundspatel sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-34-92-01

Anwendung

Zur äußeren Anwendung. Zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes. Die sterilen Holzmundspatel werden zur Wundbehandlung und keimfreien Laborarbeit genutzt, z.B. bei Abstrichen.



MaiMed® – HMS, unsteril, zu 100 Stück, in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Holzmundspatel	15 cm x 1,8 cm	100 Stück	75515	4046153026968	0352006	50 ✓

MaiMed® – HMS, steril, zu 50 x 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Holzmundspatel	15 cm x 1,8 cm	50 x 1 Stück	75041	4046153083121	5901015	48 ✓



■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – Alkoholtupfer

Charakteristik

- gebrauchsfertige Alkoholtupfer aus Vliesstoff
- getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70%
- praktisch und schnell zu öffnen
- Größe: 60 mm x 30 mm, gefaltet auf 30 mm x 30 mm
- sehr reißfest und strapazierfähig

eClass: 34-22-12-12

Anwendung

Zur Reinigung der Haut vor subkutanen Injektionen und Blutentnahmen.

MaiMed® – Alkoholtupfer, unsteril, zu 100 x 1 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Alkoholtupfer	30 mm x 30 mm	100 x 1 Stück	weiß	76620	4046153090020	9391893	60



Medicup Medizinbecher

Charakteristik

- Einmal-Medizinbecher aus Polypropylen
- Volumen 30 ml
- graduert in 1 ml Schritten
- Medizinbecher erfüllen die Anforderungen gemäß MPG und Richtlinie 93/42 EWG
- druckfest und bruchsticher

eClass: 34-40-05-02

Anwendung

Zum Verabreichen von Tabletten und Flüssigkeiten geeignet. Der transparente Becher macht den Inhalt optimal sichtbar.

Medicup, unsteril, zu 80 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Medizinbecher	0,03 l	80 Stück	transparent	75570	4046153047109	–	60
Medizinbecher	0,03 l	80 Stück	blau	75571	4046153047123	–	60
Medizinbecher	0,03 l	80 Stück	rot	75572	4046153047147	–	60
Medizinbecher	0,03 l	80 Stück	gelb	75573	4046153047161	–	60
Medizinbecher	0,03 l	80 Stück	grün	75574	4046153047185	–	60



Medicup D Medizinbecherdeckel

Charakteristik

- Medizinbecherdeckel aus Polyethylen
- Schnappmechanismus
- druckfest und bruchsticher
- beschreibbar

eClass: 20-38-01-03

Anwendung

Das einfache Verschließen der Medizinbecher ermöglicht einen leichten und sicheren Transport.

Medicup D, unsteril, zu 500 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Medizinbecherdeckel	Einheitsgröße	500 Stück	weiß	75576	4046153047208	–	8



MediDisp Medikamentendispenser

Charakteristik

- Medikamentendispenser für einen Tag
- Universalgröße (ca. 22 x 6 cm)
- mit 4 Fächern: Morgen, Mittag, Abend, Nacht
- mit praktischem Schiebedeckel
- hygienischer und sicherer Transport für unterwegs

eClass: 34-40-05-01

Anwendung

Zum Dosieren von Medikamenten. Der praktische Dispenser erleichtert Patienten die zeitgerechte Medikamenteneinnahme.



MediDisp, unsteril, zu 1 Stück verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Medikamenten-dispenser	Universalgröße (ca 22 x 6 cm)	1 Stück	weiß	○ 75532	4046153027125	–	200



MaiMed® – Razor Einmal-Rasierer

Charakteristik

- gebrauchsfertige Einmal-Rasierer
- erhältlich mit Einzel- (Classic) oder Doppelklinge (Comfort)
- rostfrei

eClass: 40-03-04-01

Anwendung

Zum Rasieren vor ärztlichen Behandlungen.



MaiMed® – Razor, unsteril, zu 100 Stück in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Rasierer Einzelklinge (Classic)	Universalgröße	100 Stück	blau	● 175190	4046153029921	9246530	10
Rasierer Doppelklinge (Comfort)	Universalgröße	100 Stück	blau	● 175195	4046153029945	9246576	10



MaiMed® – PZ Einmal-Pinzetten

Charakteristik

- anatomisch geformte Einmal-Pinzetten aus Kunststoff
- einfache und sichere Handhabung
- geriffelter Griff und abgerundete Spitze
- sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-30-06-01

Anwendung

Zur äußeren Anwendung in allen medizinischen Bereichen. Der geriffelte Griff ermöglicht eine sichere Anwendung mit Handschuhen oder feuchten Händen.



MaiMed® – PZ, unsteril, zu 100 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Einmal-Pinzette	Universalgröße	100 Stück	blau	● 75550	4046153027224	–	40



Ärztcrepp Liegenabdeckung

Charakteristik

- gebrauchsfertige Liegenabdeckung
- aus 2-lagigem Tissue
- Perforation für einfaches Abtrennen
- weich und saugstark

eClass: 34-40-03-01

Anwendung

Universeller Einsatzbereich auf Stationen, Ambulanzen, Labor sowie in der Radiologie und Zentralsterilisation. Zum Schutz vor Nässe und Verschmutzungen von Krankenliegen.



Ärztcrepp, unsteril, zu 1 Stück verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Ärztcrepp	39 cm x 50 m	1 Stück	weiß	○	78300	4046153059522	–	9
Ärztcrepp	50 cm x 50 m	1 Stück	weiß	○	78310	4046153060368	–	9
Ärztcrepp	60 cm x 50 m	1 Stück	weiß	○	78320	4046153059546	–	9



MaiMed® – Matress Cover Matratzenschoner

Charakteristik

- gebrauchsfertige Matratzenschoner
- aus chloriertem Polyethylen (CPE)
- mit gehämmerter Oberfläche
- mit umlaufendem Elastikzug (latexfrei)
- Abmessung: 210 x 90 x 20 cm

eClass: 29-13-02-10

Anwendung

Der MaiMed® – Matress Cover verhindert die Durchnässung der Matratze oder des Spannbezuges.



MaiMed® – Matress Cover, unsteril, zu 10 Stück verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe		Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Matratzen-schoner	210 x 90 x 20 cm	10 Stück	blau	●	76285	4046153114863	–	10



MaiMed® – Dent Kältespray

Charakteristik

- technisches Kältespray bis -45°C
- präzises Aufsprühen durch Spritzkanüle
- hochwertige Dose aus Weißblech
- 200 ml Dose

Anwendung

Hervorragend geeignet zum Abkühlen von Abdruckmaterialien, wie z.B. Hydrokolloid.

MaiMed® – Dent, unsteril

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Kältespray	200 ml	1 Dose	75280	4046153075300	07797450	12

Sicherheitshinweis

Hautkontakt vermeiden. Kontakt mit dem Produkt kann Kaltverbrennungen bzw. Erfrierungen verursachen.



Maisock® OP-Hygiensocken

Charakteristik

- gebrauchsfertige OP-Hygiensocken mit Bündchen
- aus 80% Baumwolle, 19,7% Polyamid, 0,3% Lycra
- Universalgröße (ca. 43 cm lang)
- ungerollt
- angenehmer Tragekomfort

eClass: 34-15-01-04

Anwendung

Hygienische Einwegstrümpfe zur Vervollständigung der OP-Kleidung.

Maisock®, unsteril, zu 200 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
OP-Hygiensocken	Universalgröße (ca. 43 cm lang)	200 Stück	weiß	73325	4046153022960	–	4



MaiMed® – WH Waschhandschuhe

Charakteristik

- gebrauchsfertige Waschhandschuhe aus Polypropylen-Vliesstoff
- erhältlich in leichter (40g/qm²) oder schwerer Qualität (80g/qm²)

eClass: 40-03-02-02

Anwendung

Zum Überziehen über die Hände, um diese beim Waschvorgang vor Unreinheiten und Verschmutzungen zu schützen. Für den Einsatz in der Medizin, Baby- und Patientenpflege oder zur Körperpflege für unterwegs.

MaiMed® – WH, unsteril, zu 50 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
leichte Qualität (40 g/qm²)	23 cm x 15 cm	50 Stück	blau-weiß	175180	4046153029860	3196191	20
schwere Qualität (80 g/qm²)	23 cm x 15 cm	50 Stück	weiß	175185	4046153029884	3196216	20

■ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

Pflege

Wattep

Übersicht nach Kategorien

Verbandwatte zick-zack **S. 160**



Verbandwatte gerollt **S. 160**




Verbandwatte-Mullumschlag **S. 160**



Zellstoffwatte **S. 161**



Zahnwatterollen **S. 161**



Heilung

produkte



MaiMed® – VW zick-zack Verbandwatte

Charakteristik

- gebrauchsfertige Verbandwatte, zick-zack gelegt
 - sauerstoffgebleicht ohne Chlor
 - 100% Baumwolle
 - unsterile Verbandwatte ist sterilisierbar, A 121°C oder EO
- eClass: 34-21-09-06

Anwendung

Dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



MaiMed® – VW zick-zack, unsteril, zu 1 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Verbandwatte	100 g	1 Stück	72220	4046153021581	8889467	50	✓
Verbandwatte	250 g	1 Stück	72230	4046153021642	8889473	25	✓
Verbandwatte	500 g	1 Stück	72240	4046153021703	8889496	20	✓



MaiMed® – VW gerollt Verbandwatte

Charakteristik

- gebrauchsfertige Verbandwatte, gerollt
 - sauerstoffgebleicht ohne Chlor
 - 100% Baumwolle
 - mit und ohne Papierzwischenlage
 - im Folienbeutel
 - gutes Saugvermögen
 - unsterile Verbandwatte ist sterilisierbar, A 121°C oder EO
- eClass: 34-21-09-06

Anwendung

Dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



MaiMed® – VW gerollt, unsteril, zu 1 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
mit Papier- zwischenlage	500 g, 20 cm breit	1 Rolle	72310	4046153022021	2072943	24	✓
mit Papier- zwischenlage	1.000 g, 40 cm breit	1 Rolle	72320	4046153022069	2072966	12	✓
ohne Papier- zwischenlage	250 g, 10 cm breit	1 Rolle	72301	4046153021963	0823517	48	✓
ohne Papier- zwischenlage	500 g, 20 cm breit	1 Rolle	72311	4046153022045	0823523	24	✓
ohne Papier- zwischenlage	1.000 g, 40 cm breit	1 Rolle	72321	4046153022083	0823546	12	✓



MaiMed® – vewacore Verbandwatte-Mullumschlag

Charakteristik

- gebrauchsfertige Verbandwatte im Mullumschlag, gerollt
 - 17-fädig, Verbandmull EN 14079-VM17
 - 100% Baumwolle
 - Wattekern mit Verbandmullumhüllung
 - unsterile Verbandwatte ist sterilisierbar, A 121°C oder EO
- eClass: 34-21-09-06

Anwendung

Dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



MaiMed® – vewacore, unsteril, zu 1 Stück im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Verbandwatte - Mullumschlag	40 cm x 5 m	1 Rolle	172180	4046153021420	5013645	8	✓



MaiMed® – vezell Zellstoffwatte

Charakteristik

- gebrauchsfertige Zellstoffwatte
- Verbandzellstoff in Lagen
- 100% Zellstoff
- ungebleicht oder halbgebleicht
- unsterile Zellstoffwatte ist sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-90

Anwendung

Dient als Polster- und Reinigungsmaterial in der Krankenpflege.

MaiMed® – vezell, zu 5 kg im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
ungebleicht	20 cm x 20 cm	5 kg	72030	4046153020928	05013007	3	✓
ungebleicht	20 cm x 30 cm	5 kg	72020	4046153020904	05013059	3	✓
ungebleicht	30 cm x 40 cm	5 kg	72011	4046153020881	05013065	3	✓
ungebleicht	40 cm x 60 cm	5 kg	72010	4046153020867	07147350	3	✓
halbgebleicht	20 cm x 20 cm	5 kg	72060	4046153021024	05013102	3	✓
halbgebleicht	20 cm x 30 cm	5 kg	72050	4046153021000	05013119	3	✓
halbgebleicht	30 cm x 40 cm	5 kg	72041	4046153020980	05013160	3	✓
halbgebleicht	40 cm x 60 cm	5 kg	72040	4046153020966	05013177	3	✓



MaiMed® – ZW Zahnwatterollen

Charakteristik

- gebrauchsfertige Zahnwatterollen
- 100% Baumwolle
- weiß, chlorfrei gebleicht
- 40 mm lang
- unsterile Zahnwatterollen sind sterilisierbar, A 121°C oder EO

eClass: 34-21-09-06

Anwendung

MaiMed® – ZW dienen als Saugmaterial bei zahnärztlichen Eingriffen und Trockenhalten des Behandlungsfeldes.

MaiMed® – ZW, unsteril, zu 300 g (15 x 20 g) im Folienbeutel verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE	
Zahnwatterolle	Gr. 1, Ø 8 mm	15 x 20 g	weiß	72382	4046153091225	3263504	30	✓
Zahnwatterolle	Gr. 2, Ø 10 mm	15 x 20 g	weiß	72383	4046153091249	3263533	30	✓
Zahnwatterolle	Gr. 3, Ø 12 mm	15 x 20 g	weiß	72384	4046153091263	3263562	30	✓
Zahnwatterolle	Gr. 4, Ø 14 mm	15 x 20 g	weiß	72385	4046153091287	3263651	30	✓

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



OP-Set-Systeme

Leben retten

Sicherheit

OP-Set-S

Übersicht nach Kategorien

Informationen OP-Set-Systeme **S. 167**



Mullkompressen, Röko **S. 168**



Mulltupfer, Röko **S. 169**



Präpariertupfer, Röko **S. 170**



Bauchtücher, Röko **S. 171**



Katheter-Set-Systeme **S. 172**



PEG-Sets (Verbandwechsel) **S. 174**



ST-Sets (Wundpflege) **S. 174**



Dialyse-Sets **S. 176**



Verbandwechsel-Sets **S. 176**





Sicherheit | Qualität | Wirtschaftlichkeit

MaiMed® OP-Set-Systeme

MaiMed® OP-Set-Systeme sind Ihr Schlüssel zu mehr Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit im OP. Unser Ziel ist es, Ihre Arbeit ganzheitlich zu unterstützen.

Die Zahl der operativen Eingriffe ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und wird aufgrund der demographischen Entwicklung auch weiterhin anwachsen, was das Gesundheitssystem zusätzlich belasten wird. Daher ist eine der größten Herausforderungen in deutschen Krankenhäusern die nachhaltige Reduktion der Kosten. Der Einsatz von MaiMed® OP-Set-Systemen hilft Ihnen, Ihre Kosten zu reduzieren und Ihr Leistungsangebot zu optimieren.

Gebrauchsfertige MaiMed® OP-Set-Systeme garantieren Ihnen ein systematisches, sicheres und effizientes Arbeiten im OP. Darüber hinaus senken Sie Ihre Kosten durch Einsparung gebundener Personalressourcen bei der Vorkommissionierung der Einzelprodukte, der Warenkontrolle sowie durch Optimierung der Lagerhaltung und Reduzierung der Abfallmenge. Unsere Set-Systeme bieten Ihnen die Möglichkeit, OP-Sets indikationsbezogen, sowohl für standardisierte als auch für spezifische Operationen, zusammenzustellen.

Sie legen individuell, gerne in Absprache mit unseren Medizinprodukteberatern, die Größen, Mengen und die Packreihenfolge der benötigten Medizinprodukte fest, wir setzen Ihre Wünsche professionell in unseren Produktionsstätten mit Reinräumen zur Setproduktion um.

Ihre Vorteile mit MaiMed® Set-Systemen



Sicherheit:

Maschinell gefertigte OP-Sets mit genauer Dokumentation (Zählkarten) bieten höchste Sicherheit.



Wirtschaftlichkeit:

Genauere Verbrauchsabrechnung durch gezielte Zuordnung des Produkteinsatzes.



Kosten:

Kosteneinsparung durch geringere Lagerbestände, Einsparungen bei Ihren Sterilisationskapazitäten.



Lagerhaltung:

Optimierte Lagerhaltung „Just-in-time“, keine hohen Lagerbestände.



Entsorgung:

Verringerung des Verpackungsvolumens vereinfachen die Entsorgung.



Zeit:

Schnelle Bereitstellung und Vorbereitung der eingesetzten Produkte bringen Zeitersparnis für OP-Fachkräfte, Logistik und Beschaffung.



VS-Verbandstoffsystem

VS-Standard

Gebrauchsfertige, sortenreine Sets mit Verbandstoffen, die im OP häufig verwendet werden, steril verpackt für den sofortigen Einsatz.

VS-Individual

Gebrauchsfertige, individuell nach Ihren Vorgaben zusammengestellte Verbandstoff-Sets, die Sie häufig im OP verwenden. Für Sie kombiniert, sind Ihre individuellen Sets gebrauchsfertig und steril verpackt sofort einsatzbereit.

KS-Komplettsystem

KS-Standard

Gebrauchsfertige Katheter-Sets, die für den intermittierenden Katheterismus verwendet werden.

KS-Individual

Gebrauchsfertige, individuell nach Ihren Vorgaben zusammengestellte Sets mit OP-Komponenten, die im OP häufig verwendet werden.

Diese Sets beinhalten:

- **Verbandstoffe**
- **Abdeckungen**
- **sonstige Komponenten**

und sind nach Ihren Vorgaben kombiniert, gebrauchsfertig und steril verpackt sofort einsatzbereit.

Das VS-Verbandstoffsystem


Die Vorbereitungen für den einsatzfähigen OP beanspruchen Zeit, die in Notfallsituationen nicht vorhanden ist. Mit unseren Verbandstoffsystemen haben Sie sofortigen Zugriff zu den benötigten Produkten und höchste Sicherheit im Umgang mit diesen.

VS Standard

Unsere sterilen, gebrauchsfertigen, standardisierten Verbandstoffsets beinhalten die am häufigsten im OP verwendeten Verbandstoffe:

- Kompressen mit RÖKO
- Tupfer mit RÖKO
- Präpariertupfer mit RÖKO
- Bauchtücher mit RÖKO

Alle Sets sind anwendergerecht in gestaffelten Mengen, 4-fach verpackt, und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet. Alle Produkte enthalten einen Röntgenkontrastfaden mit mindestens 60% Bariumsulfat.



Beispiel einer Zählkarte



VS Individual

Dieses Set bietet Ihnen flexible Lösungen für häufig durchgeführte Operationen. Wir stellen das Set nach Ihren Erfahrungswerten zusammen. Es enthält somit nur die benötigten Verbandstoffe als Basis für die jeweils anstehende Operation. Falls trotzdem einmal zusätzlicher Bedarf entsteht, können Sie einfach aus dem VS-Standard die benötigten Mengen nachreichen.

- ✓ Die Kombination aus VS-Standard und VS-Individual ermöglicht es Ihnen optimiert und kosteneffizient Waren zu beschaffen.
- ✓ Das bedeutet: weniger Materialeinsatz durch minimierte Restmengen.

VS-Individual zeichnet sich durch folgende Kriterien aus:

- ✓ nach Ihren Erfahrungswerten individuell für Sie zusammengestellt
- ✓ OP-Ausstattung nach Ihren Indikationen – ohne Überschuss
- ✓ steril verpackt und jederzeit bereit für den sofortigen Einsatz

Nach Ihren Anforderungen stellen wir VS-Individual mit OP-Verbandstoffen zusammen. Somit haben Sie die optimale Lösung für alle regelmäßig durchgeführten, standardisierten Operationen. Zusammen mit unseren Medizinprodukteberatern bestimmen Sie Anzahl und Größen aller von Ihnen benötigten Verbandstoffe. Dabei können Sie zwischen folgenden Produkten wählen:

- Kompressen
- Saugkompressen
- Mulltupfer
- Präpariertupfer
- Watteträger
- Tamponaden
- Bauchtücher
- Fixierbinden
- Pflaster
- elastische Binden, etc...

Wir sorgen für die professionelle Produktion Ihrer „maßgeschneiderten“, gebrauchsfertigen Sets, die als Basisausstattung für die jeweilige Operation dienen. Zusätzlichen Bedarf können Sie aus dem VS-Standard nachreichen.

Wir garantieren Qualität und Sicherheit, da unser gesamter Produktionsablauf unter GMP-Bedingungen erfolgt.

Die Einhaltung internationaler Standards wird in unserem Haus durch das Qualitätsmanagement-Zertifikat gemäß ISO 13485:2003 dokumentiert.



MaiMed® Hüft-TEP-Set Nr. 53620

steril, 4-fach verpackt in einer Aufrichteschachtel

Menge	Art.Nr./REF	Inhalt
30 Stück	21091	MaiMed® – Mullkompressen 10 x 10 cm 12-fach RÖKO
10 Stück	31061	MaiMed® – Mulltupfer 30 x 40 cm
8 Stück	41090	MaiMed® – Bauchtücher 45 x 45 cm 4-fach, weiß

Beispiel für VS-Individual



KS-Standard

KS-Standard sind gebrauchsfertige, sortenreine Katheter-Sets, die für den intermittierenden Katheterismus verwendet werden. Sie sind für den sofortigen Einsatz geeignet. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere verschiedenen Komplettssets.

KS-Individual

KS-Individual ist ein explizit für den Krankenhausbereich entwickeltes System. Es besteht aus verschiedenen gebrauchsfertigen Komponenten für den OP Bereich. Neben den enthaltenen Verbandstoffen sowie OP-Abdeckungen und -Bekleidung, stehen Ihnen auch noch andere medizinische Einwegprodukte zur Verfügung, wie:

- z.B. Drainagen
- Einmalspritzen
- Einmalkanülen und andere Einmalkomponenten

Alle Komponenten werden kompakt und steril für Sie verpackt und stehen Ihnen somit für den sofortigen Einsatz bereit.

Serienmäßig und doch individuell stellen wir die Komplettsysteme, nach Ihren Anforderungen und abgestimmt auf die jeweilige Operation, für Sie zusammen.

KS-Individual bietet

- ✓ Volle Sicherheit und die nötige Flexibilität
- ✓ minimale Rüstzeit und reduzierte Prozesskosten

KS-Individual – indikationsgerecht nach Ihren Vorgaben:

- ✓ individuell zusammengestelltes OP-Set
- ✓ enthält die von Ihnen ausgewählten Verbandstoffe und Medizinprodukte
- ✓ steril und für den sofortigen Einsatz bereit
- ✓ kompakt verpackt

MaiMed® UCH-Kompressen-Set klein Nr. 53157

steril, 4-fach verpackt in einer Aufrichteschachtel

Menge	Art.Nr./REF	Inhalt
40 Stück	21121	MaiMed® – Mullkompressen 10 x 12,5 cm 12-fach RÖKO
2 Stück	41120	MaiMed® – Bauchtücher 45 x 45 cm 6-fach, grün
2 Stück	61640	Elastische Fixierbinde, glatt LUX 10 cm x 4 m, neutral
2 Stück	79400	Redovac-Saugdrain CH.10, unsteril

Beispiel für KS-Individual



MaiMed® – MK X-ray Mullkompressen mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Mullkompressen mit eingewebtem Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull, 17-fädig, DIN EN 14079-VM 17
- 100% Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- gute Saugfähigkeit
- sterile Kompressen mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)

eClass: 34-21-02-01

Anwendung

Zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich. Speziell zur Stillung von Blutungen und zum Zurückhalten oder Fassen von Organen.

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 20 x 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	28060	4046153005789	–	10
12-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	28090	4046153005925	–	8
12-fach	10 cm x 20 cm	20 x 5 Stück	28140	4046153006281	–	10
16-fach	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stück	28030	4046153005727	–	12
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stück	28070	4046153005864	–	10
16-fach	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stück	28100	4046153006021	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 5 x 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
32-fach	10 cm x 10 cm	5 x 10 Stück	28111	4046153006120	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 10 x 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	28061	4046153005802	–	10
12-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	28091	4046153005949	–	8
12-fach	10 cm x 12,5 cm	10 x 10 Stück	28121	4046153006182	–	5
12-fach	10 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	28141	4046153006304	–	5
16-fach	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stück	28031	4046153005741	–	12
16-fach	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stück	28071	4046153005888	–	10
16-fach	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stück	28101	4046153006045	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 5 x 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	10 cm x 10 cm	5 x 20 Stück	28092	4046153005963	–	8
12-fach	10 cm x 20 cm	5 x 20 Stück	28142	4046153006328	–	5
16-fach	10 cm x 10 cm	5 x 20 Stück	28102	4046153006069	–	8

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 8 x 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	7,5 cm x 7,5 cm	8 x 20 Stück	28062	4046153005826	–	5

MaiMed® – MK X-ray, steril mit RÖKO, zu 4 x 50 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
12-fach	10 cm x 10 cm	4 x 50 Stück	28094	4046153005987	–	5



MaiMed® – MT X-ray Mulltupfer mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt mit eingewebtem Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle
- sterile Mulltupfer mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)

eClass: 34-21-01-01

Anwendung

Zur chirurgisch invasiven Anwendung im OP-Bereich.



MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	8 x 5 Stück	38080	4046153009282	–	5

MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 10 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	10 x 10 Stück	38031	4046153008940	–	8
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	10 x 10 Stück	38041	4046153009046	–	8
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	8 x 10 Stück	38061	4046153009220	–	5
Gr. 6 faustgroß	40 cm x 50 cm	8 x 10 Stück	38081	4046153009305	–	5

MaiMed® – MT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 20 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 3 pflaumengroß	20 cm x 20 cm	10 x 20 Stück	38032	4046153008964	–	5
Gr. 4 eigroß	25 cm x 26 cm	10 x 20 Stück	38042	4046153009060	–	5
Gr. 5 extragroß	30 cm x 40 cm	8 x 20 Stück	38062	4046153009244	–	5

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

⊕ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.

MaiMed® Save System

Mindestens 4-fach steril verpackte Produkteinheiten (doppelt verpackte Produkteinheit sowie zusätzlich Spenderbox und Umkarton) sorgen für höchste Sicherheit beim Transport der Artikel bis an den OP-Tisch. Die Aufkleber zur Zählkontrolle gewährleisten eine lückenlose Dokumentation und sorgen so zusätzlich für Sicherheit im Umgang mit unseren Set-Systemen im OP.



MaiMed® – PT X-ray Präpariertupfer mit RÖKO-Faden

Charakteristik

- gebrauchsfertige Präpariertupfer aus einem Mullzuschnitt, feste Ausführung
- eingewebter Röntgenkontrast-Faden (RÖKO)
- Verbandmull, 24-fädig
- DIN EN 14079-VM 24
- 100% Baumwolle
- sterile Präpariertupfer mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)

eClass: 34-21-01-02

Anwendung

Zur chirurgisch invasiven Anwendung, zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen bei operativen Eingriffen.

MaiMed® – PT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 30 x 10 Stück in Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 klein	6 cm x 6 cm	30 x 10 Stück	38521	4046153009367	–	12
Gr. 2 mittel	8 cm x 8 cm	30 x 10 Stück	38531	4046153009442	–	12
Gr. 3 groß	12 cm x 12 cm	30 x 10 Stück	38551	4046153009541	–	12

MaiMed® – PT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 20 Stück in Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 2 mittel	8 cm x 8 cm	30 x 20 Stück	38532	4046153009466	–	12
Gr. 3 groß	12 cm x 12 cm	20 x 20 Stück	38552	4046153009565	–	12





MaiMed® – BT X-ray Bauchtücher mit RÖKO-Chip

Charakteristik

- gebrauchsfertige Bauchtücher mit eingenähtem Röntgenkontrast-Chip (RÖKO)
- Verbandmull, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- 100% Baumwolle, vorgewaschen
- ca. 30 cm Schlaufe
- sterile Bauchtücher mit RÖKO sind 4-fach verpackt und mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten ausgestattet (MaiMed® – Save System)

eClass: 34-21-92-02

Anwendung

Zur chirurgisch-invasiven Absorption von Blut und Sekret im OP-Bereich. Speziell zum Zurückhalten und Fassen von Organen.



MaiMed® – BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 1 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
6-fach	8 cm x 90 cm	60 x 1 Stück	weiß	○ 48030	4046153010967	–	2

MaiMed® – BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 2 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	weiß	○ 48011	4046153010905	–	2
4-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	grün	● 48021	4046153010943	–	2
4-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	weiß	○ 48051	4046153011063	–	2
4-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	grün	● 48061	4046153011124	–	2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○ 48091	4046153011261	–	2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	grün	● 48101	4046153011308	–	2
4-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○ 48090*	4046153011247	–	2
4-fach	50 cm x 60 cm	25 x 2 Stück	weiß	○ 48126	4046153011445	–	2
4-fach	50 cm x 60 cm	25 x 2 Stück	grün	● 48127	4046153011469	–	2
6-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	weiß	○ 48031	4046153010981	–	2
6-fach	8 cm x 90 cm	50 x 2 Stück	grün	● 48041	4046153011001	–	2
6-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	weiß	○ 148071	4046153011162	–	2
6-fach	20 cm x 30 cm	50 x 2 Stück	grün	● 48081	4046153011209	–	2
6-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	weiß	○ 48111	4046153011346	–	2
6-fach	45 cm x 45 cm	30 x 2 Stück	grün	● 48121	4046153011407	–	2
6-fach	50 cm x 60 cm	20 x 2 Stück	weiß	○ 48131	4046153011483	–	2
6-fach	50 cm x 60 cm	20 x 2 Stück	grün	● 48141	4046153011544	–	2
6-fach	12 cm x 60 cm	30 x 2 Stück	grün	● 48162	4046153011605	–	2



*Bauchtuch ist ohne Schlaufe.

MaiMed® – BT X-ray, steril, mit RÖKO, zu 5 Stück in einer Spenderbox doppelt verpackt

Artikel	Größe	Pack.-Inhalt	Farbe	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach	8 cm x 90 cm	40 x 5 Stück	weiß	○ 48012	4046153010929	–	2
4-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	weiß	○ 48052	4046153011087	–	2
4-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	weiß	○ 48092	4046153011285	–	2
4-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	grün	● 48102	4046153011322	–	2
6-fach	8 cm x 90 cm	30 x 5 Stück	grün	● 48045	4046153011049	–	2
6-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	weiß	○ 48072	4046153011186	–	2
6-fach	20 cm x 30 cm	25 x 5 Stück	grün	● 48082	4046153011223	–	2
6-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	weiß	○ 48112	4046153011360	–	2
6-fach	45 cm x 45 cm	15 x 5 Stück	grün	● 48122	4046153011421	–	2

○ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

● = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.



MaiMed® – Katheter-Set N 54012, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette
- 1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm
- 2 x Latexhandschuhe, polymerinnenbeschichtet, puderfrei, Gr. M

Verpackung:

- 1 x Nierenschale aus Pappe
- 1 x Plastikschale, eckig, klar, 125 ml
- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 x 5 cm
- 1 x Schutzauflage 60 x 60 cm, 2-lagig

Zusätzlich auch erhältlich mit:

- 10 ml Spritze mit Aqua dest oder
- 5 ml Kathetergleitgel und Wundantiseptikum

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Für den intermittierenden Katheterismus. Bei Verwendung des Sets sind zusätzlich bereit zu stellen: sterile Produkte wie Einmalkatheter, Gleitmittel sowie Desinfektionsmittel. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Katheter-Set N 54012, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Katheter-Set N 54012	1 Set	54012	4046153014408	2071286	36



MaiMed® – Katheter-Set N 54082, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 6 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 1 x Pinzette
- 1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm
- 1 x Schutzauflage 60 x 60 cm, 2-lagig
- 2 x Latexhandschuhe, polymerinnenbeschichtet, puderfrei, Gr. M

Verpackung:

- 1 x Nierenschale aus Pappe
- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 x 5 cm
- 1 x Sterilisationspapier 60 x 60 cm
- 1 x Plastikschale 125 ml

Zusätzlich auch erhältlich mit:

- 10 ml Spritze mit Aqua dest oder
- 5 ml Kathetergleitgel und Wundantiseptikum


eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Für den intermittierenden Katheterismus. Bei Verwendung des Sets sind zusätzlich bereit zu stellen: sterile Produkte wie Einmalkatheter, Gleitmittel sowie Desinfektionsmittel. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Katheter-Set N 54082, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Katheter-Set N 54082	1 Set	54082	4046153014866	–	36



MaiMed® – Katheter-Set N 54133, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette
- 2 x Vinylhandschuhe, puderfrei, Gr. L
- 1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm

Verpackung:

- 1 x Nierenschale aus Pappe
- 1 x Schutzauflege 60 x 60 cm, 2-lagig
- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 x 5 cm
- 1 x Plastikschale, eckig, klar, 125 ml

Zusätzlich auch erhältlich mit:

- 10 ml Spritze mit Aqua dest oder

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Für den intermittierenden Katheterismus. Bei Verwendung des Sets sind zusätzlich bereit zu stellen: sterile Produkte, wie Einmalkatheter, Gleitmittel sowie Desinfektionsmittel. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Katheter-Set N 54133, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Katheter-Set N 54133	1 Set	54133	4046153014941	–	36



MaiMed® – Katheter-Set P 54140, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 6 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm
- 1 x Spritze, 10 ml steriles Wasser

Verpackung:

- 1 x Plastikschale eckig, 500 ml
- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 x 5 cm
- 1 x Sterilisationspapier 60 x 60 cm
- 1 x Plastikschale, eckig, klar, 125 ml

Zusätzlich auch erhältlich mit:

- 5 ml Kathetergleitgel und Wundantiseptikum

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Für den intermittierenden Katheterismus. Bei Verwendung des Sets sind zusätzlich bereit zu stellen: sterile Produkte, wie Einmalkatheter, Gleitmittel sowie Desinfektionsmittel. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Katheter-Set P 54140, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Katheter-Set P 54140	1 Set	54140	4046153014965	–	36



Inhalt



MaiMed® – PEG-Verbandset

Nr.: 1, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 2 x Vlies-Schlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 1 x Fixiertuch 12 x 15 cm

Verpackung:

- 1 x Sterilverpackung

eClass: 34-21-08-01

Anwendung

Das PEG-Set ist ein komplettes Verbandwechsel-Set für die Wundversorgung einer perkutanen endoskopisch-kontrollierten Gastrostomie.

MaiMed® – PEG-Verbandset Nr.: 1, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
PEG-Verbandset Nr.: 1	15 Set	55000	4046153015009	2208236	8



MaiMed® – ST-Set

Nr. 55103, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Krankenunterlage 45 x 45 cm, 2-lagig
- 1 x Pinzette

Verpackung:

Hard-Blister, der gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden kann.

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – ST-Set ist für die alltägliche Anwendung in der Wundpflege geeignet.

MaiMed® – ST-Set Nr. 55103, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
ST-Set Nr. 55103	1 Set	55103	4046153032204	5390879	100



Inhalt



MaiMed® – ST-Set

Nr. 55104, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 1 x Krankenunterlage 45 x 45 cm, 2-lagig
- 1 x Pinzette

Verpackung:

Hard-Blister, der gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden kann.

eClass: 34-21-08-90

Anwendung


Das MaiMed® – ST-Set ist für die alltägliche Anwendung in der Wundpflege geeignet.

MaiMed® – ST-Set Nr. 55104, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
ST-Set Nr. 55104	1 Set	55104	4046153032228	5390885	100



Inhalt



MaiMed® – ST-Set Nr. 55105, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette

Verpackung:

Hard-Blister, der gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden kann.


eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – ST-Set ist für die alltägliche Anwendung in der Wundpflege geeignet.

MaiMed® – ST-Set Nr. 55105, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
ST-Set Nr. 55105	1 Set	55105	4046153032242	5390891	100



MaiMed® – ST-Set Nr. 55106, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 5 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)
- 1 x Pinzette

Verpackung:

Hard-Blister, der gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden kann.


eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – ST-Set ist für die alltägliche Anwendung in der Wundpflege geeignet.

MaiMed® – ST-Set Nr. 55106, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
ST-Set Nr. 55106	1 Set	55106	4046153032266	5390916	100



MaiMed® – ST-Set Nr. 55108, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 1 x Pinzette

Verpackung:

Hard-Blister, der gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden kann.

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – ST-Set ist für die alltägliche Anwendung in der Wundpflege geeignet.

MaiMed® – ST-Set Nr. 55108, steril, einfach verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
ST-Set Nr. 55108	1 Set	55108	4046153112845	–	100





MaiMed® – Dialyse Set Nr. 53370, steril

Charakteristik

Inhalt:

2 Kammern in der Peelpackung:

1. Kammer:

- 2 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach

2. Kammer:

- 2 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)

Verpackung:

- 1 x Sterilverpackung

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – Dialyse Set ist ein Komplettsset für die Wundversorgung bei der Dialyse.

MaiMed® – Dialyse Set Nr. 53370, steril, zu 20 Sets in einer Spenderbox verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Dialyse Set Nr. 53370	20 Set	53370	4046153104642	5392329	20



MaiMed® – Verbandwechsel-Set 54194 P, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 4 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette

Verpackung:

- 1 x Plastischale, eckig, 500 ml
- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 cm x 5 cm
- 1 x Schutzauflage 60 x 60 cm, 2-lagig

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – Verbandwechsel-Set ist ein komplettes Set für die allgemeine Wundversorgung. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – VS-Set 54194 P, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Verbandwechsel-Set 54194 P	1 Set	54194	4046153083244	–	36





MaiMed® – Verbandwechsel-Set-klein

Nr: 53779, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 3 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach
- 3 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)

Verpackung:

- 1 x Klarsichtbeutel 16 x 27 cm
- 1 x Plastischale, eckig, 250 ml
- 1 x Sterilisationspapier 40 x 40 cm


eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – Verbandwechsel-Set-klein ist ein komplettes Set für die allgemeine Wundversorgung. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Verbandwechsel-Set-klein Nr: 53779, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Verbandwechsel-Set-klein Nr: 53779	1 Set	53779	4046153030286	–	80



MaiMed® – Verbandwechsel-Set-groß

Nr: 53780, steril

Charakteristik

Inhalt:

- 6 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 16-fach
- 3 x Mullkompressen 10 x 20 cm, 16-fach
- 3 x Mulltupfer 20 x 20 cm (pflaumengroß)

Verpackung:

- 1 x Klarsichtbeutel 20 x 40 x 5 cm
- 1 x Nierenschale aus Pappe
- 1 x Sterilisationspapier 60 x 60 cm

eClass: 34-21-08-90

Anwendung

Das MaiMed® – Verbandwechsel-Set-groß ist ein komplettes Set für die allgemeine Wundversorgung. Zur äußeren Anwendung.

MaiMed® – Verbandwechsel-Set-groß Nr: 53780, steril, doppelt verpackt

Artikel	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Verbandwechsel-Set-groß Nr: 53780	1 Set	53780	4046153030309	–	36

■ Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

Sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden, gelten für alle Angebote und Lieferungen, zugleich für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung, folgende Bedingungen. Eventuell abweichende Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit und es wird hiermit bereits widersprochen. Gleichgültig wie diese Bedingungen gefasst sind, stellt insbesondere die Übersendung der Ware kein Anerkenntnis dieser Bedingungen dar. Der Widerspruch gegen entgegenstehende Bedingungen bleibt auch dann aufrecht erhalten, wenn von unserer Seite aus eine nochmalige ausdrückliche Erklärung, vor oder nach Vertragsabschluss, nicht erfolgt.

II. Angebote und Preise

Sämtliche Angebote sind freibleibend. Wir berechnen die am Tage der Lieferung geltenden Preise und sind berechtigt vom Angebot abzuweichen, wenn sich die bei Vertragsabschluss vorliegenden Verhältnisse, wie Preissteigerung der Rohstoffe etc., geändert haben, welche die Gestehungskosten unmittelbar oder mittelbar erhöhen. Alle mündlichen und schriftlichen Preisabgaben verstehen sich in Euro (€) oder USD (\$) und enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird am Tage der Lieferung und Leistung in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Höhe zusätzlich berechnet. Mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Bei Preis- und Kostensteigerungen zwischen dem Vertragsschluss und den vereinbarten Liefertermin sind wir berechtigt, eine entsprechende Preisberichtigung vorzunehmen, sofern zwischen den genannten Terminen eine Frist von mehr als 4 Monaten liegt. Übersteigen die Preise im Zeitpunkt der Lieferung die zunächst vereinbarten Preise um mehr als 10 % ist der Kunde berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

III. Lieferumfang, -fristen

Zugesagte Lieferfristen werden möglichst eingehalten, jedoch wird eine Verbindlichkeit dafür nicht übernommen. Alle Ansprüche, insbesondere auch auf Erfüllung und Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Höhere Gewalt und insbesondere auch Krieg, Waffenstillstand und Friedensschluss, Streiks und Aussperrung, behördliche Maßnahmen, Energie-, Wasser-, Rohstoff- und Betriebsstoffmangel, erhebliche Störungen des Verkehrs und des Betriebes - soweit wir sie nicht zu vertreten haben - sowie alle Erscheinungen, die ähnliche Folgewirkungen für die Betriebsführung haben, entbinden uns von der Lieferpflicht, ohne uns zu Schadenersatz zu verpflichten. Bei größeren Aufträgen sind wir berechtigt, Teillieferungen zu leisten. Jede Teillieferung wird als Erledigung eines gesonderten Auftrages im Sinne der Vertragsbedingungen betrachtet. Lieferungen erfolgen an die vereinbarte Stelle. Bei nachträglicher Änderung trägt der Käufer alle dadurch entstandenen Mehrkosten. Nimmt der Auftraggeber nicht die gesamte Ware bis zum vereinbarten Termin ab oder erfüllt er seine Zahlungsverpflichtung nicht, so erlischt sein Recht auf Lieferung, ohne dass es bei Kaufleuten einer Nachfrist oder einer Aufforderung nach § 326 BGB bedarf. Unser Anspruch auf Abnahme der Ware und Zahlung bleibt unberührt.

IV. Annahmeverzug

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme in Verzug, so stehen uns die Rechte aus § 326 BGB zu. Wahlweise können wir vom Vertrag, auch nur teilweise, zurücktreten und hinsichtlich des anderen Teils Schadenersatz verlangen. Nimmt der Auftraggeber die Lieferung nicht innerhalb angemessener Frist bei avisiertem Versand prompt ab, so dass ein Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, längere Zeit nicht möglich ist, so sind wir berechtigt, die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers entweder selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur auf Kosten des Auftraggebers einzulagern und die Ware zu berechnen.

V. Versand

Der Versand geschieht stets auf Gefahr des Auftraggebers. Allgemeine Verfrachtungsbedingungen, insbesondere die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, werden nicht anerkannt. Lieferungen, soweit keine andere Vereinbarung getroffen, erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250 (bei Apotheken von € 100,-) frachtfrei. Bei Lieferungen mit einem Netto-Warenwert unter € 50, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00. Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns überlassen. Wird Ware auf Mehrwegpaletten angeliefert, so bleiben diese unser Eigentum, es sei denn, der Auftraggeber lässt durch den anliefernden LKW eine gleiche Zahl Paletten gleicher Beschaffenheit an uns zurücksenden. Sofern unsere Paletten nicht innerhalb eines Monats nach Lieferung frachtfrei an uns zurückgesandt werden, sind wir berechtigt, diese zum Neuwert zu berechnen.

VI. Mängel

Offensichtliche Mängel können nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich innerhalb von 3 Tagen nach Empfang der Ware, unter Mitteilung des Untersuchungsbefundes, gerügt werden. Etwaige Transportschäden und Fehlmengen sind sofort beim Empfang der Ware festzustellen und durch den Transporteur bestätigen zu lassen. Die Prüfung ist vor einer evtl. Verarbeitung vorzunehmen, andernfalls entfällt jegliche Haftung durch uns. Die gesetzlichen Gewährfristen sind ausgeschlossen. Soweit Gewährleistungsanspruch geltend gemacht wird, beschränkt sich dieser auf den Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Ware nach Rückgabe der gerügten Ware. Für die Nachlieferung gelten die Vertragsbedingungen des Absatzes III. Alle anderen Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Kosten durch Nichtabnahme gehen, ohne Rücksicht auf deren Grund, zu Lasten des Auftraggebers. Rücksendungen unserer gelieferten Waren werden ohne unsere Zustimmung nicht angenommen. Das Transportrisiko für Rücksendungen trägt der Auftraggeber. Grundsätzlich von Rücksendungen ausgenommen sind Sterilprodukte, Sonderanfertigungen, nicht mehr verkaufsfähige Waren, abgelaufene Artikel und nicht komplette Versandeinheiten.

VII. Gewährleistungsanspruch

Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Auftrags kann nur bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung verlangt werden. Ersatz für Schäden irgendwelcher Art wird nicht geleistet.

VIII. Zahlungsbedingungen

Es gelten die jeweils vereinbarten Zahlungsbedingungen. Wenn nichts Abweichendes vereinbart ist, gilt Folgendes: sofort netto Kasse nach Empfang der Ware. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die Verhältnisse des Auftraggebers für eine Kreditgewährung ungeeignet sind, so können wir sofortige Zahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. Erfolgt diese nicht fristgemäß, so können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatzansprüche geltend machen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommen, ohne dass der Auftraggeber nochmals in Verzug gesetzt werden muss, vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen in Anrechnung. Als Verzugszinsen berechnen wir Zinsen in Höhe von 12,50% p.a. Anfallende Mahnkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Geltendmachung weiterer Verzugszinsen behalten wir uns vor. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, alle offenstehenden, noch nicht fälligen Zahlungen ohne Abzug sofort zu fordern. Dieses Recht erlischt auch dann nicht, wenn in vorangegangenen Fällen Stundung gewährt worden war. Das Recht zur Aufrechnung mit Gegenforderungen oder Zurückbehaltung unserer Ware ist ausgeschlossen, ausgenommen die Aufrechnung ist mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten anerkannten Forderungen zulässig.

IX. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen – bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Einlösung – unser Eigentum. Dieses gilt auch bei Lagerung der Ware auf fremden Grundstücken. Wird die Ware vom Auftraggeber be- oder verarbeitet, so geschieht die Verarbeitung für uns, und unser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die dadurch entstehenden neuen Sachen. Der Auftraggeber erwirbt kein Verarbeitungseigentum nach § 950 BGB. Vorsorglich überträgt uns der Auftraggeber hiermit das Eigentum an den neuen Sachen und wird sie für uns verwahren. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Ware, gleichgültig ob unverarbeitet, verarbeitet oder verbunden, nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt. Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehaltes gelieferte Ware zurück, so gilt diese Rücknahme nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir diesen dem Auftraggeber ausdrücklich anzeigen. Die dem Auftraggeber aus der Weiterveräußerung zustehende Forderung tritt er schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen sicherheitshalber an uns ab, ohne dass es dazu noch einer besonderen Vereinbarung im Einzelfall bedarf. Soweit die abgetretenen Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist, tritt uns der Auftraggeber hiermit die Ansprüche aus dem Kontokorrent ab. Auf Verlangen ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und uns die Auskünfte und Unterlagen zu übergeben, die zur Geltendmachung seiner Rechte Dritten gegenüber erforderlich sind. Zugriffe Dritter auf die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren oder auf uns abgetretene Forderungen hat der Auftraggeber uns sofort schriftlich mitzuteilen und abzuwehren. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Waren, solange sie unter Eigentumsvorbehalt stehen, gegen Feuer zu versichern. Der Abschluss der Versicherung ist uns auf Verlangen nachzuweisen.

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse, ist Soltau/Deutschland.

XI. Datenschutz

Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Daten gespeichert, verarbeitet und übermittelt werden.

XII. Verschiedenes

Wir behalten uns das Recht vor, unseren Firmentext und/oder unser Firmenzeichen nach Maßgabe entsprechender Übungen oder Vorschriften und des gegebenen Raumes auf Lieferungen aller Art anzubringen.

XIII. Nichtigkeit

Sollten Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Vereinbarungen gleichwohl wirksam.

Diese Seite bitte kopieren und MaiMed®
per Fax zusenden.

MaiMed® GmbH

Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen
Tel.: +49 5195 9707-0
Fax: +49 5195 9707-100
E-Mail: info@mained.de

Ihre Daten:

Kunden-Nr.:

Anschrift (Stempel):

.....

.....

Ansprechpartner:

E-Mail:

Bitte ankreuzen:

 Angebotsanforderung

 Bestellung

 Muster

Bitte kontaktieren Sie mich. Ich interessiere mich für:

 VS-Standard

KS-Standard

 AS-Standard

☐ VS-Individual

KS-Individual

 AS-Individual

[illegible]

☐ Ja, wir wünschen den Besuch einer Ihrer Medizinprodukteberater/Produktspezialisten

Ort, Datum

☐ Schicken Sie uns bitte Ihren Produktkatalog zu.

 Bitte setzen Sie sich mit uns unter oben genannter Telefonnummer in Verbindung.

Stempel, Unterschrift

**MaiMed® GmbH
Germany**

Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen

Tel.: +49 5195 9707-0
Fax: +49 5195 9707-77

info@maimed.de
www.maimed.de

