

Műszaki adatlap

MaiMed – Mull kompressz steril

Termékadatok:

Termék leírása: Kész géz kötszer pamutból, steril, **DIN EN 14079-VM 17**, 17 rétegű, 100% pamut.

Megjegyzés: külső alkalmazásra a mentő szektorban, egészségügyi ellátásban, és az elsősegély területén

Verziók: **MaiMed-MK, steril, 100x1db/doboz**

termék leírása	méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
8-rétegű	5 cm x 5cm	100x1 db	25017	4046153083183	---	42
8-rétegű	7,5cmx 7,5cm	100x1 db	25018	4046153083206	---	30
8-rétegű	10cmx 10cm	100x1 db	25019	4046153083220	---	20

MaiMed-MK, steril, 5x2db/doboz

8-rétegű	5 cm x 5cm	5x2 db	25010	4046153003341	8888812	420
8-rétegű	7,5cmx 7,5cm	5x2 db	25020	4046153003365	8888829	180
8-rétegű	10cmx 10cm	5x2 db	25030	4046153003389	8888835	144

MaiMed-MK, steril, 25x2db/doboz

8-rétegű	5 cm x 5cm	25x2 db	25050	4046153003426	8888858	84
8-rétegű	7,5cmx 7,5cm	25x2 db	25060	4046153003549	8888864	60
8-rétegű	10cmx 10cm	25x2 db	25070	4046153003686	8888870	40
8-rétegű	10cm x 20cm	25x2 db	25080	4046153003846	8888887	20
8-rétegű	10cm x 20cm	25x2 db	25087	4046153003921	---	20
12-rétegű	5 cm x 5cm	25x2 db	25090	4046153003969	2067416	56
12-rétegű	7,5cmx 7,5cm	25x2 db	25100	4046153004102	2067379	45
12-rétegű	10cmx 10cm	25x2 db	25110	4046153004287	2067362	30
12-rétegű	10cm x 20cm	25x2 db	25120	4046153004485	2067356	12
16-rétegű	5 cm x 5cm	25x2 db	25095	4046153004027	---	56
16-rétegű	7,5cmx 7,5cm	25x2 db	25105	4046153004201	---	45
16-rétegű	10cmx 10cm	25x2 db	25115	4046153004409	4387527	30

MaiMed –MK mulllap, steril, 50x2db/doboz

termék leírása	méret	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
8-rétegű	7,5cmx 7,5cm	50x2 db	25068	4046153003662	----	30
8-rétegű	10cmx 10cm	50x2 db	25078	4046153003822	----	20