

Műszaki adatlap

MaiMed – universal stretch

Termékadatok:

Termék leírása: fehér, rugalmas rögzítő pólya, nem steril, pamut, elasztán és polyamid.
Közepes erősségű rögzítés. 30 °C-on mosható, 121 °C-on sterilizálható.

Megjegyzés: rögzítésre, könnyed támasztás és tehermentesítő rögzítés

Verziók:

MaiMed - Universal stretch, nem steril, celofánban egyesével csomagolva

termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Közepes kopressziós pólya	6 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62121	4046153018062	4780443	21
Közepes kopressziós pólya	8 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62131	4046153018109	4780466	18
Közepes kopressziós pólya	10 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62141	4046153018147	4780472	15
Közepes kopressziós pólya	12 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62151	4046153018185	4780489	12
Közepes kopressziós pólya	15 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	162161	4046153018222	4780495	12
Közepes kopressziós pólya	20 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	162171	4046153018260	4780503	8

MaiMed - Universal stretch, nem steril, egyesével csomagolva, dobozba csomagolva

termék leírása	Méret	Szín	Doboz tartalma	cikkszám	EAN	PZN	doboz/karton
Közepes kopressziós pólya	6 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62120	4046153018048	4780360	24
Közepes kopressziós pólya	8 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62130	4046153018086	4780377	18
Közepes kopressziós pólya	10 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62140	4046153018123	4780383	15
Közepes kopressziós pólya	12 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	62150	4046153018161	4780408	12
Közepes kopressziós pólya	15 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	162160	4046153018208	4780414	12
Közepes kopressziós pólya	20 cm x 5 m	fehér	10 db/csomag	162070	4046153018246	4780420	8

Minőségbiztosítás: MPG,93/42/EWG irányelvnek megfelelően

CE-jelölés minden csomagolási szinten

CE-besorolási osztály: I

Felhasználhatóság (sterilitás lejárata) : 5 év

Alapanyag: 61% pamut, 32% polyamid, 7% elasztán, nyújthatóság cca.130%, hossz cca. 5m.

Szimbólumok: A szimbólumok további jelentésére vonatkozó információt a
www.MaiMed.de honlapon talál.